


**OMNI
DENT®**

We care. You smile.



neu

▼ Omni SafeMatrix Contour
Seite 54



neu

Der Gesamtkatalog für Ihre Praxis und Ihr Labor

OmniDent 2024



▲ OmniCeram Bulk Fill SDR
Seite 49

24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 111

► Abformmaterialien

Omnisil A	4
Silikon Knetmasse	5
Löffeladhäsiv	5
Omnibite	6
Omnibite Apple	6
Omnibite Vanilla	6
Omnibite Granit	7
Omnibite plus	7
Omni Dispenser	7
Alginat blau	8
Alginat rosa	8
Omnicolor	9
Anmischspatel	9
Universalschere	9
Abdrucklöffel nach Ehrlicke	10
Abdrucklöffel	11

► Desinfektion, Reinigung, Sterilisation

Desinfektionsplan	12
OmniTouch Haut- und Nagelbalsam	12
OmniTouch tendency	12
Omnihand / Omnihand Gel	13
OmniStar touchless	14
OmniStar Armhebelspender	14
Kanisterzubehör	15
Omnicare	15
Saliva Nanosept	15
Salivasept	15
Ultra Orange	15
Omniwipes / Omniwipes Lemon	16
ProfiCleaner Multischaum	16 <small>neu</small>
ProfiCleaner universal	16 <small>neu</small>
ProfiCleaner Sanitary/Surface	16
Omniwipe to Go	17
Omniwipes wet & easy Plus	17
Omniwipes wet & easy	17
Omniwipes wet	18
Omniwipes Dry	19
Omniwipes Dry SuperSoft	19
Omnizid fleur	20
Omniwipes Dry Velours	20
Omnizid	21
Omnizid 35	21
OmniBiozid Plus	22
OmniBiozid	22
Omnidrill	23
Omnisept IMP	23
Omnipur	23
Omnisept	24
Omnisept Plus	24
Omnisuc	25
Omnisuc Cleaner	25
Omnisuc Filter	25
Omni WaterClean OX6	25 <small>neu</small>
Omni Water Clean Sept S	25 <small>neu</small>
Omni Wash Test	26
Omni Ink Test	26 <i>neues Design!</i>
Omni Bowie & Dick Test	26
Omni Seal Test	26
Omni Helix Test	26
Omni Helix Test Pro	26

Omnifol Sterilisationsfolie	27
Omni Steri Rollenhalter	27
P2 Etikettierer / Zubehör	27
Ölsprays	28
Adapter für Ölsprays	28
Desinfektionswanne	28
Omni Tip Cover Instrumentenschutzkappen	28

► Einwegartikel

Sensorspender	29
Omni-Z Einmalhandtücher	30, 31
Omni-Z Wandspender	31
Schwebetischauflagen	32
Normtrayeinlagen	32
Zelltuchservietten	32
Omniprotect	33
Omni Bib Holder	33
OmniFresh Ultrasoft	33
Omni Einmal PE Schürze	34
Omni ProfiProtect	34
Einweg-Patientenumhänge	34
Tischspender / Wandspender	34
Kopfschutztaschen	34
Zellstofftupfer	35
Wattekügelchen	35
Vlieskompressen	35 <small>neu</small>
Mulltupfer	35
Mulltupfer steril	35
Schaumstoffpellets	35
Schaumstoffpellets plus	35
Absogel Latexhandschuhe	36
Ultragrip Untersuchungshandschuhe Latex	37
Latexhandschuhe puderfrei	36
Select Untersuchungshandschuhe	37
Sensitive Latexhandschuhe	37
Omni Eye Protect Schutzbrillen	38
Chemikalienschutzhandschuhe	38
High protect Nitrilhandschuhe	38
Rosa Pearl Untersuchungshandschuhe	39
Violet Pearl Untersuchungshandschuhe	39
Nitril Soft Untersuchungshandschuhe	39
Omni DermaPro Untersuchungshandschuhe	40
Omnimask Premium Antifog	41 <small>neu</small>
Omnimask Antifog	41
Omnimask Comfort	42
Einmal-Speichelsauger	42
Omnibrush	43
Omnicups PP	43
Omnibrush Eco	44
Zahnwatterollen	44
Zahnwatterollen Compact	44
Anmischblöcke	44
Absaugkanülen	45
Absaugkanülen kids	45
Omnident Mischkanülen	46
Intraoraltips	46

► Temporäre Versorgung

Omnitemp C	47
Omnifill C	47
Kapsel Aktivator	47
Kapsel Applikator	47
Omnitemp KB	47

► Permanente Versorgung / Füllungen und Hilfsmittel

OmniCEM SE	48
Einwegpinsel / Einwegpinsel Set	48
Omnitips	48
OmniCeram Bulk Fill	49
OmniCeram Bulk Fill SDC	49
OmniCeram Bulk Fill SDR	49
Omni Compomer	50
OmniCeram évolution 2.0	50
OmniCeram Dispenser	50
OmniCeram multishade / -Dentin	50
OmniCeram évolution flow 2.0	51 <small>neu</small>
OmniCite 2.0	52
OmniCite All'N'One	52
Oklusionsspray	52
OmniCeram évolution flow tips	53
OmniEtch tips	53
Omni PL Tips	53
OmniSafe Matrix Matritzensystem	54 <small>neu</small>
Omni-Etch	54
Matrizenband	54
Matrizenspanner	54
Omni Dappengläser	55
Einweg Dappenbehälter	55

► Medikamente

Wattekügelchen	56
Coolpack mini Kältekomresse	56
Coolpack sports	56
Kältespray	56
Omnident Injektionskanülen	57
Zylinder-Ampullen-Spritze	57
Schaumstoffpellets	57
Schaumstoffpellets plus	57

► Prophylaxe

Omni ProfiVarnish	58
OmniSealer	58
Omni clean and polish /repair Polierpasten	59
Profi Cups Polierkelche	59
Omni Minibrush	59
Tubfix	59
Omni ProfiPearls Prophylaxepulver	60, 61
Omni Oshibori	61
Interdentalbürsten für Halter	62
Halter für Interdentalbürsten	62
Interdentalbürsten	63
Interdentalbürsten mit Griff	63
omniDYNE	64
Zahnspangenboxen	64
Schienendosen	65
OraCare Mundspüllösung	66
Zahnseide	67
Omni White smile	67
OMNI flatcut soft	68
OMNI Prothesenbürste	68
Kinderzahnbürste Black Snake	69 <small>neu</small>
Zahnputzsets Kids	69 <i>neues Design!</i>
Kinderzahnbürsten	69
Multituft Zahnbürsten	70 <i>neues Design!</i>
OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten	70

► Geräte		► Rotierende Instrumente		► Gusstechnik	
Omni Steri Rollenhalter	27	OmniGloss	80	Dental Vlies	102
P2 Etikettierer / Zubehör	27	OmniRound	80	► Modellherstellung / Artikulation	
Sensorspender / touchless Spender	14, 29	Omnicut	81	Gipse / Gippschaufel	100, 101
smartSonic 30 / 60 Ultraschallgeräte	71	Omni Multicut	81	Omni Tray Cleaner Konzentrat	102
► Instrumente		Omni Powercut	81	Omniprint P / Omniprint P soft	103
Kugelstopfer	72	Composite Polierer	93	Anmischbecher	104
Heidemann-Spatel	72	► Endodontie		Anmischblöcke	104
Planstopfer	72	Hedströmfeilen steril	82	Sekundenkleber	104
Zementspatel	72	K-Feilen steril	82	Omnidouble	105
Spatel	72	K-Bohrer steril	83	Omnidouble Küvetten	105
Pinzetten	73	Guttaperchaspitzen	84	Platzhalterfolie	105
Zahnsonden	73	Papierspitzen	85	Käppchenfolie	105
Omni colori Küretten und Scaler	73	Schaumstoffeinsätze	85	Dowel Pins	106
WHO-Sonde	74	► CAD / CAM		Sockelformer	106
Serviettenkettchen	74	Z-CAD Zirkon Ronden	86 – 89	Magnet-System	106
Mundspiegel	74	► Ausarbeiten/Polieren		Silikon Knetmasse Labor	107
Mundspiegelgriffe	74	Alustral	90	Prothesenfinish	107
Zahnzangen	75	Cera Blast	90	Okklusionssspray	107
Nadelhalter	76	Pinsebürsten	90	► Modellieren	
Zahnfleischscheren	76	Radbürsten	90	Bisswälle	108
Arterienklemmen	76, 79	Woll- und Nesselschwabbeln	91	Bissnehmewachs	108
Pinzetten	77	Polierbürsten	91	Wachsdraht	109
Wurzelheber	77	Bohrerreinigungsbürste Messing	91	Modellierwachse	109
Sonstige chirurgische Instrumente	77	Bohrerreinigungsbürste Nylon	91	► Geräte	
Anmischspatel	78	Heatless Steine	92	smartSonic 30 / 60 Ultraschallgeräte	110
Gips- und Wachsmesser	78	Spezial Schleifsteine	92		
Le Cron Modellierinstrumente	78	Abrichtstein	92		
Tasterzirkel	78	Schleifkörperprogramm	93 – 99		
Lötpinzette	79	Omnipol	93 – 95		
Gipszange	79	Mandrelle	93		
Teleskopzange, Kramponzange	79				
Kronen- und Brückenhalteklappen	79				

Site map

beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis auf der hinteren Umschlagklappe

Omnisil A Dynamik-Putty

Echtes Knetsilikon für automatische 5:1 Mischgeräte. Kein Dosieren und manuelles Anmischen mehr erforderlich. Keine Beeinträchtigung durch Handschuhmaterialien. Der Löffel wird direkt befüllt, d.h. Sie mischen nur so viel Material an wie Sie benötigen. Das macht Dynamik-Putty nicht nur sicher in der Anwendung, sondern auch effizient. Abformungen lassen sich einfach entnehmen und beschneiden. Die Dynamik-Putty Kartusche ist sofort einsatzbereit. Es sind keine zusätzlichen Kartuschen nötig. Abbindezeit 2:30 min. Shore A 65. Farbe gelb/grau.

38979

Intropackung, bestehend aus:
1 Dynamik Putty 380 ml,
2 Bajonettringe,
10 Dynamik Mischer,
1 Omnisil A Kontur 50 ml,
6 x Mixingtips

83,90

39046

Pckg. 2 x 380 ml Kartuschen,
Bajonettring, 2 Dynamik-
Mischer

117,90

39263

Dynamischer Mischer
Pckg. 50 Stück

59,90



Intropackung
83,90



Omnisil A Kontur

Mittelviskoses Material mit optimalen Fließeigenschaften. Präzise, reißfest und dimensionsstabil. Ideale Ergänzung zu Dynamik-Putty und Putty. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 55. Farbe hellblau/grau.

38974

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen **32,50**



Omnisil A Putty

Klassisches Knetmaterial für Korrektur- und Sandwichabformungen. Geschmeidige Konsistenz für einfaches und schnelles Mischen. Gute Elastizität zur einfachen Entformung am Patienten und im Labor. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 60. Farbe gelb/grau.

39043

Pckg. 900 ml (1.469 g)

71,50



Pckg. 900 ml
71,50



Silikon Knetmasse

Knetbare, kondensationsvernetzende Silikonmasse mit hoher Abformgenauigkeit für Erst-/Vorabdruck bei der Doppelmischtechnik, Situationsabdruck und Quetschbiss. Optische Anmischkontrolle durch farbigen Tubenhärter. Leicht zu adaptieren. Verbindet sich nicht mit Gips, Wachs, künstlichen Zähnen oder Metall. Abbindezeit ca. 4-5 Min. Durch die hohe Endhärte ist eine sichere Fixierung und gute Stabilität der künstlichen Zähne gewährleistet.

- 88461**
 normal,
 Shore 60, weiß
 Dose 900 ml
 ab 4 Dosen
 24,90
22,90
- 88462**
 hart,
 Shore 70, gelb
 Dose 900 ml
 ab 4 Dosen
 24,90
22,90
- 88463**
 normal
 Shore 60, weiß
 Eimer 5.800 ml
 ab 3 Eimer
 108,50
103,50
- 88464**
 hart
 Shore 70, gelb
 Eimer 5.800 ml
 ab 3 Eimer
 108,50
103,50
- 63697**
 Messlöffel 12 ml
 1,20

Knetmassen Härter

Härter für Omnident Silikon Knetmassen. Als Härterflüssigkeit oder Härterpaste erhältlich.

- 79137**
 Flasche mit 20 ml
 Flüssighärter
 ab 10 Flaschen
 7,50
6,50
- 79138**
 Tube mit 35 g Pastenhärter
 ab 10 Tuben
 7,50
6,50
- 116533**
 Omni Tubfix Tubenentleerer
 4,95

beim Kauf von 10 Tuben Härterpaste erhalten Sie 1 Omni Tubfix Tubenentleerer gratis.



Löffeladhäsiv

Adhäsiv-Spray und Adhäsiv-Liquid erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und dienen als Löffeladhäsiv für die entsprechenden Abformmaterialien. Unterschieden wird in Adhäsive für alle Silikonmaterialien (Universal Adhäsiv) für Alginate (Alginat Adhäsiv) und für Polyethermaterialien (Polyether Adhäsiv).

- 51293**
 Löffeladhäsiv Silikon, blau
 10 ml Pinselflasche
 7,50
- 56834**
 Löffeladhäsiv Polyether, rot
 30 ml Pinselflasche
 7,65
- 86431**
 Löffeladhäsiv Alginat, rot
 30 ml Pinselflasche
 7,50
- 56898**
 Löffeladhäsiv Löser-Spray
 300 ml Sprayflasche
 6,90



Omnibite ▶

Mittelviskoses, transparentes, elastomerer Bissregistriermittel auf Silikonbasis. Erhebliche Zeitersparnis durch Misch-Dosierkartuschen und direkte Bisskontrolle durch die Transparenz des Materials. Shore-A-Härte 50. Nicht röntgensichtbar. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 60 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek.

17181



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen

38,90



Pckg. 2 x 50 ml
38,90

Hinweis
Weiterführende Informationen über Omnibite Produkte finden Sie hier



Pckg. 2 x 50 ml
36,90

Omnibite Apple

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: hellgrün, Apfel-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

71789



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen

36,90

Omnibite vanilla ▶

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: beige, Vanille-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

122347



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
12 Mischkanülen

36,90



Pckg. 2 x 50 ml
36,90

Omnibite Granit

Omnibite Granit ist ein Bissregistriermaterial der Spitzenklasse. Extra hart mit einer Endhärte von Shore D 45 und einer Verarbeitungszeit von 30 Sek. Bei einer Mundverweildauer von ebenfalls 30 Sek. ist Omnibite Granit besonders schnell zu verarbeiten. Hohe Thixotropie, hohe Dimensionsstabilität, einfachste Bearbeitung durch Fräsen oder Brechen. Auch geeignet für Indikationen im Bereich dauerhaft, mehrfach verwendbare Bissregistraten und Fixierung von Stützstiftregistraten. Farbe: türkis, Geschmack: mint. Nicht röntgensichtbar.

66628

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
 12 Mischkanülen **40,90**



Pckg. 2 x 50 ml
40,90



Pckg. 2 x 50 ml
36,90

Omnibite plus

Additionsvernetzendes, elastomeres Präzisionsmaterial auf Silikonbasis in Kartuschen für alle Arten von Bissregistrierung. Aufgrund der hohen Endhärte zeichnet sich das Material durch seine gute Fräsbarkeit aus. Shore-A-Härte 85 (mind.). Nicht röntgensichtbar. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 60 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek.

17182

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,
 12 Mischkanülen **36,90**



Omnident Mischkanülen
 finden Sie auf Seite 46

Omni Dispenser

Der Omni Dispenser ist geeignet für 1:1 / 2:1 und 4:1 / 10:1 Kartuschen.

14163 	1:1 / 2:1
14185 	4:1 / 10:1
Stück	39,50



Stück
39,50

Beutel 500 g ab

7,50

Alginat

Schnellabbindend, staub- und blei-freies Alginat. Abbindezeit insges.: 2.35 Min. Cremige Konsistenz, Pfeffer-minzgeschmack. Farbe blau.

73454

Beutel 500 g staubfrei **8,50**
ab 20 Beutel (1 Karton) **7,50**

10217

Messbesteck Set **1,50**

40602

Aufbewahrungsbox, leer **4,50**



Hinweis

Bitte dosieren Sie Omnident Alginat ausschließlich mit dem Messbesteck Set Art.-Nr. 10217

Hinweis

Weiterführende Informationen zu unseren Alginaten finden Sie hier



smile price

Alginat rosa

Beutel 500 g ab

7,50

Hochwertiges, bleifreies und staub-freies Alginatabdruckmaterial sowohl für die normale Zahnarztpraxis oder die orthodontische Praxis. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewähr-leistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften. Pfefferminzgeschmack. Abbindezeit insges.: normalabbindend 3.00 Min., schnellabbindend 2.35 Min.

88087 normalabbindend

88094 schnellabbindend

Beutel 500 g **8,50**
ab 20 Beutel (1 Karton) **7,50**

10217
Messbesteck Set **1,50**

40602
Aufbewahrungsbox, leer **4,50**



Omnicolor

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack. Der Farbindikator: violett; Dauer des Spatelns (45 sek.); rosa: Löffel beschicken und in den Mund geben. weiß: Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen. Abbindezeit insges.: 2.30 Min.

26571

Beutel 500 g
ab 20 Beutel (1 Karton)

8,50
7,50

10217

Messbesteck Set

1,50

40602

Aufbewahrungsbox, leer
Ø 13,5 cm

4,50

Beutel 500 g ab

7,50

Hinweis

Bitte dosieren Sie
Omnident Alginate
ausschließlich mit
dem Messbesteck Set
Art.-Nr. 10217



Messbesteck Set

1,50



Aufbewahrungsbox

4,50

smile
price

neu

Stück

9,95



Universalschere

Die rostfreie Schere schneidet zuverlässig und sicher fast alle Materialien. Ergonomischer 2-Komponentengriff, stabile Schneide. Gesamtlänge ca. 215 mm.

215606

Stück

9,95

Anmischspatel

Anmischspatel aus flexiblem Kunststoff. Länge 185 mm.

98470

weiß

98464

blau

Stück

1,39



Stück

1,39



Omnident
Abdrucklöffel
finden Sie auf
Seite 10 und 11

OK

Oberkiefer

OK
BO 0



OK
BO 1



OK
BO 2



OK
BO 3



OK
BO 4



smile
price

UK

Unterkiefer

UK
BU 0



UK
BU 1



UK
BU 2



UK
BU 3



UK
BU 4



Abdrucklöffel nach Ehrlicke

Je 5 Formen für Ober- (BO 0-4) und Unterkiefer (BU 0-4). Stabiles und verwindungssteifes Edelstahlmaterial. Gelocht – für perfekten Halt des Abdruckmaterials. Gerundete Kanten sorgen für eine atraumatische Abformung. Elektropoliert – garantiert höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Autoklav, Thermodesinfektion und Ultraschallreinigung (die Richtlinien des Herstellers sind genau zu beachten).

53438 BO/0

53439 BO/1

53440 BO/2

53441 BO/3

53442 BO/4

Stück
ab 10 Stück

11,09
9,90

53443 BU/0

53444 BU/1

53445 BU/2

53446 BU/3

53448 BU/4

Stück
ab 10 Stück

11,09
9,90

Stück ab

9,90



OK

Oberkiefer



Hinweis
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier

UK

Unterkiefer



Abdrucklöffel

OMNIDENT Abdrucklöffel bieten eine hervorragende Retention des Abdruckmaterials durch einen durchgehend anliegenden Randschlussbügel. 18/8 Edelstahl. Retentionsbördelung. Kein Haftspray erforderlich.



Stück ab **9,90**

15784	OK XS/5	15788	OK XS/5
15786	OK S/4	15791	UK S/4
15785	OK M/3	15790	UK M/3
15783	OK L/2	15789	UK L/2
15787	OK XL/1	15792	UK XL/1
Stück ab 10 Stück	11,09 9,90	Stück ab 10 Stück	11,09 9,90



Spender 50 ml

10,90



OmniTouch tendency

OmniTouch tendency ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Hautpflegecreme für alle Hauttypen. Auch als Gesichtscrème zu verwenden. Sie wirkt hautberuhigend, rückfettend und feuchtigkeitsspendend. Die Hautlotion zieht schnell ein und hält die Haut lange feucht und geschmeidig. Sie kann extrem sparsam verwendet werden: max. 1 Hub aus dem Airless Spender verwenden und sanft einreiben.

93102



50 ml Dosierspender

10,90



OmniTouch Haut- und Nagelbalsam

Viele Desinfektionsmittel greifen nicht nur die Haut, sondern auch die Fingernägel massiv an. Dadurch entstehen kleine Haarrisse, in denen sich Krankheitserreger einnisten und trotz Desinfektion überleben können. Das OmniTouch Haut- und Nagelbalsam enthält deshalb hochwertige Komponenten, die das Horn der Fingernägel dauerhaft stärken. Ausgesuchte Öle pflegen nachhaltig die Haut und machen sie fit für die Strapazen des Praxisalltags. Das zügig einziehende OmniTouch Haut- und Nagelbalsam applizieren Sie mindestens einmal morgens und abends aus dem praktischen Vakuum Dosierspender.

61312



100 ml Dosierspender
ab 6 Spender

6,29
5,89

gleich mitbestellen:



gratis

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Der praktische Reinigungs- und Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis. Aktualisiert, übersichtlich und vor allem: kostenlos! Format 320 x 748 mm, geschützt in einer Versandtasche.

81081



gratis

Hand drauf



Spender 100 ml ab

5,89

◀ **OmniStar touchless**



Stück
139,90

OmniHand Gel nicht im Lieferumfang enthalten

geeignet für Seifen, Gels und Flüssigkeiten

Automatischer Sensorspender OmniStar Touchless. Dosiermenge in zwei verschiedenen Modi individuell einstellbar (Modus 1: grünes LED Licht – ein Sprühstoß à 1,5 ml. Modus 2: rotes LED Licht – zwei Sprühstöße à 1,5 ml). Die Maße ohne Tropfschale: B 104 x H 312 x T 190mm. Maße mit Tropfschale: B 121 x H 320 x T 247 mm. Für Seife und Flüssigkeiten in 500- oder 1.000 ml – Eurospenderflaschen.

Im Lieferumfang enthalten: Gelpumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenröhrchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 x D Zelle Alkali Batterien. Material: Kunststoff mit transparenter Frontklappe.

130112
OmniStar touchless, Stück **139,90**

Zubehör
202057 für 500 ml
130113 für 1.000 ml
Sprühpumpe **7,90**

202059 für 500 ml
130114 für 1.000 ml
Gelpumpe **7,90**

202099
Schlüssel **1,90**

130115
Tropfschale **11,90**

OmniStar ▶

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem Weiß oder eleganter Chromoptik.

- wahlweise für 500 ml oder 1.000 ml Eurospenderflaschen
- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- 3stufig einstellbare Dosiermenge:
Stufe 1: 0,7 ml
Stufe 2: 1,0 ml
Stufe 3: 1,5 ml
- für Flüssigkeiten und Gels
- inklusive abnehmbarer, leicht zu reinigender Tropfschale

Material: Kunststoff lackiert mit transparenter Frontklappe, Armhebel Metall. Maße: B 105 x H 320 mm. Lieferung inklusive Tropfschale, Sichtblende (montiert), Wandhalterung und Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflaschen.

94427
Weiß **55,90**

94428
Chromoptik **75,90**

Zubehör

208903 Weiß **215026** Pumpe Kunststoff **5,90**
208904 Chromoptik **103416** Pumpe mit Aluminiumspitze **5,90**
Tropfschale **8,90**
130429 Schlüssel **1,90**
208905 Platzhalter für 500 ml **1,90**



Stück ab
55,90

Omnicare nicht im Lieferumfang enthalten

geeignet für Seifen, Gels und Flüssigkeiten



Flasche 250 ml ab
6,29

Ultra Orange

Reinigungslösung auf Basis von natürlichen Orangenölen. Zur Reinigung von Flächen und Instrumenten von Verunreinigungen aller Art, speziell von Zinkoxyd-Eugenol-Pasten, Silikon, Alginaten, Haftlack, Fetten und Blutresten.

23621
250 ml Flasche
ab 3 Flaschen

7,29
6,29

Kanisterzubehör

Dosier- und Entnahmezubehör für die 5- und 10-Liter Kanister der Omnident Reinigungs- und Desinfektionsserie.

14228
Kanisterschlüssel **7,99**

14227
Dosierpumpe (ca. 30 ml / Hub) **15,30**

14226
Kanisterhahn **9,90**



Salivasept ▶

Spezialpräparat zur Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbecken-reiniger Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

17801
Flasche 750 ml **12,50**



Omnicare ▼

Die Omnicare Waschlotion spendet Haut und Händen die ideale Dosis an Feuchtigkeit und essentiellen Vitaminen (C, E, B5). Die Wirksubstanzen halten die Haut bei hoher Beanspruchung im Gleichgewicht und führen extra Feuchtigkeit zu. Die Haut spannt nicht und wirkt strahlend frisch. Angenehm duftend. Die Seife ist dermatologisch getestet.

19353
500 ml Flasche
mit Pumpspender **4,49**

84502
500 ml Eurospenderflasche **4,49**

13659
1 l Eurospenderflasche **8,90**

19354
10 l Kanister **35,90**



Kanister 10 l
35,90

Flasche 500 ml
4,49



neu

Omni ProfiCleaner universal

Der Omni ProfiCleaner universal reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen.

Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände.

Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer und ist nicht rückfettend.

216187
 Flasche inkl. Sprühkopf
 500ml

10,90

Flasche 500 ml
10,90



Refill 100 Stück ab
3,30

jetzt als befüllte Spenderdose

unsere praktische **Universalschere** finden Sie auf Seite 9



neu

Omni ProfiCleaner Multischaum

Der Omni ProfiCleaner Multischaum ist ein universell einsetzbarer, kraftvoller Schaumreiniger. Der ProfiCleaner Multischaum ist biologisch abbaubar, phosphat- und formaldehydfrei sowie frei von korrosiven und ätzenden Zusätzen.

Anwendungsgebiete:

- Reinigt rückstandsfrei alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile
- Beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme
- Entfernt schonend Flecken aus Teppichen und Polstern
- Löst Schmutzfilme von Armaturen, Fliesen und lackierten Oberflächen
- Frischt matte und verwitterte Kunststoffe wieder auf

216186
 Dose 150ml

3,90

Dose 150 ml
3,90

Omniwipes

Zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet. Wirkungsspektrum (Tränkflüssigkeit): Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (M.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute*, begrenzt viruzid Plus.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

213875 Neutral

213876 Lemon

Spenderdose befüllt mit 100 Tüchern 12 x 20 cm **6,19**

25452 Neutral

85421 Lemon

Refill-Beutel mit 100 Tüchern 12 x 20 cm ab 6 Beutel **3,90**
 ab 12 Beutel **3,30**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ProfiCleaner Sanitary

Der Bad und Armaturenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Sanitary löst schonend und zuverlässig stärkste Verschmutzungen. Entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen, ohne das Material anzugreifen. Geeignet für die Reinigung von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Speibecken, Fliesen, etc. Nicht auf säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor) einsetzen.

34317
 Sprühflasche 750 ml
 ab 2 Sprühflaschen
 ab 6 Sprühflaschen
 ab 12 Sprühflaschen

5,89
5,49
5,19
4,99



Flasche 750 ml ab
4,99

smile price



ProfiCleaner Surface

Der Oberflächenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Surface ist ein extrem schmutz- und fettlösender Reiniger für den gesamten Dentalbereich. Im Sprüh-Wischverfahren werden die Verunreinigungen mühelos gelöst und in einem sauberen Wischtuch schlierenfrei gebunden. Ohne Nachwischen oder Neutralisieren. Auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Plexiglas, Kunststoff, Fliesen einsetzbar.

13531
 Sprühflasche 750 ml
 ab 2 Sprühflaschen
 ab 6 Sprühflaschen
 ab 12 Sprühflaschen

5,89
5,49
5,19
4,99

Flasche 750 ml ab
4,99

Omniwipes wet & easy Plus ▶

Gebrauchsfertige, vorgetränkte feste und praktische Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet sind die Tücher für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat) Bakterien (E. hirae., P. aeruginosa, S. aureus, E. coli) und Candida albicans nach VAH und EN16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.* Fläche Packung zum verstauen in schmalen Schubladen. Aldehydfrei.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

120376
Pckg. 80 Tücher,
Format 20 x 30 cm
ab 6 Pckg.

11,90
10,80

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

unseren neuen
Desinfektionsplan
finden Sie auf
Seite 12



Hinweis

Informationen zu Flächen-
desinfektionsprodukten
finden Sie hier



**begrenzt
viruzid
Plus**



Pckg. 1 Tuch
0,39

Omniwipe to Go

Gebrauchsfertiges Hände- und Flächen-Desinfektionstuch. Einzeln verpackt im kompakten Folienbeutel ist das Omniwipe to Go ideal für die schnelle und zuverlässige Desinfektion unterwegs. Tuchmaße 18,5 x 20 cm.



211479
Pckg. 1 Tuch

0,39

Pckg. 80 Tücher ab
10,80

**Alkohol-
frei**

**VAH
gelistet**

**voll
viruzid**

**VAH
gelistet**



Pckg. 80 Tücher ab
9,80

▶ **Omniwipes wet & easy**

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. Zur Reinigung und Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Medizinprodukten. Praktische Handhabung durch wiederverschließbaren Flachbeutel. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid nach Standardmethoden des VAH zur Flächendesinfektion (hohe organische Belastung) 2 Min. Begrenzt viruzid plus inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI Empfehlung 1 Min*. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

212069 fleur

212071 lemon

212070 neutral

Pckg. 80 Tücher,
Format 20 x 30 cm
ab 6 Pckg. **10,90**
9,80

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

wet and

Omniwipes wet

Fertig getränkte Premiuntücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft Tücher im Format 30 x 28 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50g/qm, 100% PES. Die Tücherpackung à 90 Blatt ist mit Omnizid fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spenderimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnizid ist gutachterlich bestätigt. VAH-gelistet.

Einwirkzeiten und Wirkungsspektren Omnizid S. 20/21

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

- 14201**  fleur 21,50
 - 120375**  lemon 20,50
 - 120374**  neutral
- Pckg. mit 1 Rolle Vlies
à 90 Tücher 30 x 28 cm
ab 3 Pckg.
- 76415** 
Spenderbox, Maße inkl. Reservoir
ca. 19 x 22 x 19 cm (BxHxT) 7,90

unsere praktische **Universalschere** finden Sie auf Seite 9



Hinweis

Informationen zu **Flächendesinfektionsprodukten** finden Sie hier



Spenderbox **7,90**



Pckg. 90 Tücher ab **20,50**

begrenzt viruzid Plus

VAH gelistet



bewährte Tuchqualität:
Omniwipes SuperSoft

smile price

dry

Omniwipes Dry ▶

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (Flächendesinfektion z.B. Omnizid). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien Vlies 50 g/qm im Format 15 x 23 cm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

76414
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
 à 240 Tücher 15 x 23 cm **21,90**

76415
 Spenderbox, Maße inkl. Reservoir
 ca. 19 x 22 x 19 cm (BxHxT) **7,90**



Spenderbox
7,90

Refill-Pckg.
21,90

perfekt kombinierbar mit Omnizid
 siehe Seite 21

superweiche Qualität

Refill-Pckg.
19,90



◀ Omniwipes Dry SuperSoft

Premium Desinfektionstücher. Fussel-frei, streifenfrei, sehr weiche und reiß-feste Qualität 90% PES. Tuchformat 30 x 28 cm, 50 g/m. Die Tuchstruktur hält hervorragend die Tränkflüssigkeit. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach jeder Tuchentnahme wieder bequem luftdicht verschließen. Als Desinfektionsflüssigkeit empfehlen wir Omnizid.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

95533
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
 à 90 Tücher 30 x 28 cm **19,90**

76415
 Spenderbox **7,90**



begrenzt viruzid Plus

◀ **Omnizid fleur**

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Inventar in hygienisch kritischen Bereichen. Bakterizid nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid plus: Konz. 1 Min.* Mit angenehmem Frische-Duft und sehr breiter Wirksamkeit zu Ihrem Schutz.
 * kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

- 98467**

 Sprühflasche 0,5 l
- 98468**

 Kanister 10 l

7,90

49,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VAH gelistet

Omniwipes Dry Velours ▶

Premium Desinfektionstücher mit hochwertigen Microfaser-Eigenschaften. Fusselfrei, streifenfrei, sehr weiche und dicke Struktur sowie extrem reißfeste Tuchqualität. Für eine mindestens doppelt so große Wischfläche geeignet wie vergleichbare Tuchgrößen (Maxi-Format 28 x 28 cm). Hervorragendes Saug- und Wiederabgabevermögen für flüssige Desinfektionslösungen wie Omnizid. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach Tuchentnahme luftdicht verschließen.

- 89385**

 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies à 75 Tücher 28 x 28 cm
- 76415**

 Spenderbox, Maße inkl. Reservoir ca. 19 x 22 x 19 cm

29,90

7,90

perfekt kombinierbar mit Omnizid
 siehe Seite 21

Refill-Pckg.
29,90



total disinfection

OmniBiozid Plus

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid Konz. 1 Min.* Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat). Aldehydfrei. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

121172

 Sprühflasche 0,5 l 9,50

121173

 Kanister 10 l 51,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

VAH gelistet

Flasche 1 l
9,50

ohne Alkohol

Kanister 10 l
51,90

voll viruzid

Hinweis

Informationen zu Flächendesinfektionsprodukten finden Sie hier



OmniBiozid

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von quartären Ammoniumsalzen mit angenehmem Geruch, der auch eine Schnelldesinfektion von Flächen und Praxisinventar, bestehend aus alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas, Kunstleder und anderen Kunststoffen, ermöglicht. Die Sprühflasche ist mit einem Schaumprühkopf ausgestattet. Die zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Danach 1 Minute* bzw. gemäß nebenstehenden Zeitangaben einwirken lassen. Bakterizide Wirkung: nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Begrenzt viruzide Wirkung: Inaktivierung von behüllten Viren z.B. HBV, HCV, HDV, HIV, Influenzavirus A,B,C (Vogelgrippe), H1N1 (Schweinegrippe), Pockenvirus, Herpes simplex, Varizella Zoster Virus, Humanes Herpes Virus,

Respiratory Syncytical Virus, Humanes T-Zell-Leukemievirus, FSME-Virus 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Inaktivierung von z.B. Rota-, Noro- und Adeno-Viren: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Levurozid (candida albicans): nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute als alkoholfreie Schnelldesinfektion.*

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

45407

 Dosierflasche 1 l 9,90

45441

 Kanister 10 l 54,90

91956

 Ersatz Sprühkopf 1,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

ohne Alkohol

VAH gelistet

Flasche 1 l
9,90

Kanister 10 l
54,90

Omnidril

Bohrerbad hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inklusive Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH/DGHM-gelistet. Ultraschallbad-geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Ein-wirkzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 5 Min. inkl. HBV/HIV/HCV. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

10338 Flasche 2 l	13,50
10337 Kanister 10 l	51,90
128023 Kanister 5 l	27,50



Omnipur

Aldehyd- und phenolfreie Flächen-desinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinprodukte-gesetz von Flächen wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit angenehmem Duft. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (niedrige Belastung) wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Nach VAH: 2% = 5 Minuten, behüllte Viren nach RKI/DW: 3% = 15 Minuten, Bakterien und candida albicans nach VAH.

85460 Dosierflasche 1 l	13,50
87450 Kanister 10 l	62,50

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis
Informationen zu Dosierhilfen finden Sie hier

Omnisept IMP

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauch-desinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisept IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisept IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahn-technischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikon- en, Alginaten und Hydrokolloiden. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 2 Min*. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

79231 Kanister 10 l	59,90
-------------------------------	--------------

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VAH gelistet

Kanister-Zubehör
finden Sie auf Seite 15

Omn Einmal PE Schürze
finden Sie auf Seite 34



**VAH
gelistet**

Kanister 10 l
129,00



Kanister 5 l
69,90

**schon
ab 1%-iger
Lösung
verwendbar**



Omnisept

Zur Desinfektion und Reinigung zahnärztlicher Instrumente. Aldehyd- und phenolfrei, geringstmögliche Anwendungskonzentration: Schon ab 1%iger Verdünnung verwendbar. VAH-gelistet. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (m.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1%: 60 Minuten; 1,5%: 15 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

10336	Dosierflasche 1 l	19,90
10335	Kanister 10 l	129,00
128019	Kanister 5 l	69,90

Omnisept Plus ▶

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Besondere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete und umfassende mikrobizide Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen (1%: 30 Min.; 2%: 15 Min.)
- erweitertes Wirkungsspektrum gg. M. terrae (1%: 60 Min.)
- inaktiviert behüllte Viren (HBV/HIV/BVDV/HCV, Vaccinia, Noro) und unbehüllte Viren (Adeno- und Polio) 3%: 15 Min.
- nicht proteinfixierend
- erfüllt somit die Anforderungen an die vollständige Viruzidie
- schnelle Wirksamkeit in bereits geringer Konzentration
- verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chloriden und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11)
- aldehyd- und phenolfrei
- verbesserte Zusammensetzung und sparsamer Einsatz chemischer Stoffe, biologisch verträglicher (Fertiglösung)
- schon ab 1%iger Verdünnung anwendbar
- geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad
- VAH gelistet

Hinweis
Informationen zu Dosierhilfen finden Sie hier

Kanister-Zubehör
finden Sie auf Seite 15

Omni Einmal PE Schürze
finden Sie auf Seite 34



**VAH
gelistet**

**voll
viruzid**

Kanister 10 l
129,00



Flasche 1 l
19,90

55585
Dosierflasche 1 l **19,90**

55543
Kanister 10 l **129,00**

neu



Flasche 1 L

16,90

Omni WaterClean OX6

Omni WaterClean OX6 dient der Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten. Speziell zur gebrauchsfertigen Verwendung im automatischen Dosiersystem von beispielsweise KaVo-Behandlungseinheiten geeignet. Als 0,5%ige Verdünnung kann es kontinuierlich eingesetzt werden, verringert das Keimwachstum und die Bildung von Biofilmen in den Behandlungswasserwegen. Die Anwendung einer 4%igen Lösung dient der Aufbereitung des wasserführenden Systems. Das Präparat besitzt eine sehr gute Materialverträglichkeit.

216184

 Flasche 1 L

16,90

neu



Flasche 1 L

16,90

Omni WaterClean Sept 5

Omni WaterClean Sept 5 ist ein gebrauchsfertiges Präparat zur Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten. Speziell zur Verwendung im automatischen Dosiersystem von beispielsweise Dentsply-Sirona-Behandlungseinheiten geeignet (z.B. Teneo, Sinus, Intego Pro sowie M1+, C2+, C4+, C5+, C5+ Turn, C8+, Profeel+). Als 1,0%ige Verdünnung kann es kontinuierlich eingesetzt werden und verringert das Keimwachstum und die Bildung von Biofilmen in den Behandlungswasserwegen. Eine Intensiventkeimung ist ebenfalls möglich. Das Präparat besitzt eine sehr gute Materialverträglichkeit.


216185

 Flasche 1 L

16,90

Omnicur ▶

Mit Omnicur steht Ihnen ein hochwirksames Konzentrat zur Verfügung, mit dem gleichzeitig eine Aldehyd- und schaumfreie Desinfektion, Reinigung und Pflege für alle zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamscheider gewährleistet ist. Selbst hartnäckige Ablagerungen werden gelöst. Das desinfizierende Wirkungsspektrum nach Standardmethoden der DGHM umfasst: bakterizid, levurozid (Candida albicans), begrenzt viruzid (behüllte Viren, HBV, HCV und HIV). Dosierung 2% = 5 Min., 3% = 2 Min. Mit integrierter Ausgießhilfe und Dosierbecher. Von DentsplySirona freigegeben.

84393

 Flasche 2,5 l
 ab 4 Flaschen

31,50
 28,50



Flasche 2,5 l ab

28,50




Flasche 2,5 l ab

18,90



Omnicur Filter ▶

Einwegfilter gelb für Separierautomatik und Selektivablagen.

99466

 Pckg. 12 Stück
 ab 2 Pckg.

24,90
 19,90




Pckg. 12 Stück ab

19,90

Omnicur Cleaner

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Omnicur Cleaner ist 5- oder 10%ig anwendbar.

55153

 Flasche 2,5 l
 ab 4 Flaschen

21,90
 18,90



neues
Design



Pckg. 30 Pipetten
38,90

Omni Ink Test

Einmal Beutel zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest) nach EN ISO 11607-1 / ASTM F1929

124095
Pckg. 30 Beutel **38,90**

Set
119,-



Omni Helix Test Pro

Der Helix Test Pro Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoklaven gefertigt. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill Set nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.

203326
Set: 1 Prüfkörper, 50 Indikatorstreifen **119,00**

203327
Refill-Pckg. 250 Indikatorstreifen **119,00**


Pckg. 100 Stück
37,90



Omni Seal Test

Der Omni Seal Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 8 mm. Darüber hinaus können auf dem Seal Test die zur Dokumentation erforderlichen Prozessdaten erfasst werden.

93254
Pckg. 100 Stück **37,90**



Pckg. 100 Teststreifen
195,-

Stück
4,79



Omni Bowie & Dick Test

Das Einmaltestpaket eignet sich besonders für den täglichen Bowie & Dick Test im Dampfautoklaven nach DIN EN 13060 (Klasse B). Typ 2.

122341
Stück **4,79**

Omni Wash Test

Zur Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung (Funktionstest) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme, als auch eine ggf. entstandene Über/Unterdosierung. Die separat erhältliche Omni Wash Test Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash Tests und der Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung, unverwüstlich.

118888
Pckg. 100 Teststreifen **195,00**

118889
Prüfleiste, Stück **59,90**



Pckg. 300 Stück
129,-

Omni Helix Test

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem für alle Typ B Autoclaven. Typ 2.

93255
Pckg. 300 Stück **129,00**



Omnifol

Einmal-Sterilisationsfolie. Getönte Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator, Spezialpapier, einreißfester Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.



Pckg. ab
19,90

- 26420**
Omnifol 50
50 mm, Rolle mit 200 m **19,90**
- 26421**
Omnifol 75
75 mm, Rolle mit 200 m **22,90**
- 26422**
Omnifol 100
100 mm, Rolle mit 200 m **29,90**
- 79567**
Omnifol 200
200 mm x 50 mm (für Trays),
Rolle mit 100 m **59,90**



Das technische Datenblatt
zu Omnifol Sterifolie
finden Sie hier



Siegel- sicher



Stück
390,-

Omni Steri Rollenhalter

Omni Steri Rollenhalter aus Edelstahl. Kann an der Wand montiert oder mit den mitgelieferten Standfüßen verwendet werden. Inklusive Messer. Maße 51 x 27,5 x 13 cm (L x B x H). Standfüße 16 cm.

122340
Rollenhalter, Stück

390,00



Omni Etikettierer

Zum schnellen und einfachen Etikettieren des Sterilguts. Inkl. 1 Rolle Etiketten und Farbwalze.

122003
Etikettierer, Stück **198,00**

122004
P2 Etiketten
Pckg. 4 x 500 Stück **29,90**

124096
Farbwalze, Stück **15,00**



Stück
198,-



Stück ab
2,99

Adapter für Ölsprays

① **49969**
Universaladapter INTRAmatic. Schnittstelle für Hand- und Winkelstücke. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
Stück ab 5 Stück **9,90**
8,90

③ **50002**
Adapter Multiflex. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
Stück ab 5 Stück **9,90**
8,90

② **50001**
Adapter Roto Quick. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
Stück ab 5 Stück **9,90**
8,90

④ **50003**
Adapter, ISO-Schnittstelle für Winkelstückköpfe. Kunststoffadapter mit Gewinde.
Stück ab 5 Stück **3,49**
2,99



Desinfektionswanne

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Max. Reinigungstemperatur 60° C. Maße: außen 32 x 21 x 12,5 cm; innen 24,5 x 15,5 x 10 cm.

49501
Stück ab 5 Stück **49,90**
44,90



Das Design kann abweichen. Gültige Informationen können über die Webseite: www.omnident.de/katalog/praxis/desinfektion-reinigung-pflege-amp-sterilisation/desinfektionswannen/ abgerufen werden.

Stück ab
44,90

Dose ab
14,90



Omnident Ölsprays

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren.

49941
Omnident Universal Ölspray
Dose, 500 ml ab 6 Dosen **15,90**
14,90

49965
Omnident T-Ölspray
Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.
Dose, 250 ml ab 6 Dosen **17,90**
16,90



Dose ab
16,90



Pckg. 10 Stück
5,99

Omni Tip Cover


Universelle Instrumenten-Schutzkappen aus flexiblem Kunststoff zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Schutz vor Beschädigung. Einfache Anwendung – zuverlässiger Schutz. Die beiden verfügbaren Größen decken alle gängigen Instrumentengrößen und -formen ab. Sterilisierbar.
Größe 1 (klein): 2,5 x 28 mm.
Größe 2 (groß): 4,0 x 28 mm.

121700 Größe 1
121701 Größe 2
Pckg. 10 Stück **5,99**



Omni Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

117477

 Sensorspendersystem (unbefüllt) **137,90**

117478

 6 x 100 m Nachfüllrollen (Papierqualität TAD) **52,90**

130430

 Schlüssel **1,90**

Stück
137,90



Freude-Spender



Karton 3.750 Stück
49,90

Omni-Z Green

Omni-Z Green Einmal-Falhtandtücher.
Grün, zweilagig. Zickzack-Falzung.
Format 24 x 23 cm.

66629
Karton mit 3.750 Stück **49,90**

Omni-Z Premium Interfold

Das ultimative, zweilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

23693
Karton mit 3.000 Stück **55,90**



Karton 2.680 Stück
55,90



Omni-Z Eco

Omni-Z Eco Einmal-Falhtandtücher.
Naturweiß, einlagig. Zickzack-Falzung.
Format 25 x 23 cm.

10990
Karton mit 5.000 Stück **35,90**



Karton 5.000 Stück
35,90



Karton 2.600 Stück

51,90

Omni-Z TAD

Einmal-Falhtandtücher. Weiß, 2-lagig. Besonders weich, bindungs-fähig und damit reissfest. Zick-zack-Falzung. Format 20 x 23 cm.

13532


Karton mit 2.600 Stück

51,90

Omni-Z Interfold Plus

Als Plus jetzt mit einer Lage mehr: das ultimative, dreilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

93307


Karton mit 2.300 Stück

55,90



Karton 2.300 Stück

55,90

3-lagig!



Karton 3.750 Stück

48,90

Omni-Z Premium

Omni-Z Premium Einmal-Falhtandtücher. Weiß, zweilagig. Zickzack-Falzung. Format 24 x 21 cm.

11044


Karton mit 3.750 Stück

48,90

Omni-Z Wandspender

Euro-Handtuchspender für Omni-Z Einmal-Falhtandtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße 28 x 37 x 13 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

69740


Stück

42,90

95957


Adapter für Nicht-eurospender, Stück

gratis

Stück

42,90





Pckg. 250 Stück ab
4,99

Schwebetischauflagen

Format 28 x 36 cm.

23287	weiß
23288	grün
14272	blau
88104	gelb
106040	rosa
106041	lila
106042	orange
Pckg. mit 250 Stck. ab 5 Pckg.	
	10,50
	9,30

Normtrayeinlagen

Filterpapier für Normtrays. Hochnass-fester Krepp 55 g/m². Karton mit Entnahmeausschnitt. Größe 28 x 18 cm.

79166	weiß
23286	grün
14271	blau
88103	gelb
91952	rosa
91953	lila
91954	orange
Pckg. mit 250 Stck. ab 10 Pckg.	
	5,19
	4,99



Pckg. 250 Stück ab
9,30



Pckg. 200 Stück ab
15,90

Zelltuchservietten

Weich und saugfähig, 40 x 40 cm.

48357	2-lagig
weiß, Pckg. à 250 Stck. ab 6 Pckg. (1 Karton)	16,50
	11,50
48361	4-lagig
weiß, Pckg. à 200 Stck. ab 4 Pckg. (1 Karton)	21,50
	15,90



Omniprotect

Patientenschutzserviette aus drei Lagen Papiervlies mit einer Polyäthylen-Beschichtung. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyäthylen Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. 48 x 33 cm.

19554	weiß
19553	grün
19552	blau
11646	gelb
11618	lila
11667	orange
117479	rosa
Karton mit 500 Stck. 26,90	



Omni Bib Holder

Einweg Serviettenhalter mit Klebeverschluss. Größenflexibel, Farbe weiß.

123296
Pckg. 250 Stück
ab 5 Pckg.

11,90
9,90



OmniFresh Ultrasoft

Einmal-Zahnbürste mit bereits staubfreier Zahnpastaimprägnierung. Hygienisch einzeln eingeschweißt. Ideal für die Zahnpflege vor der Behandlung! Gehört in jede Praxis als Service des Zahnarztes für den Patienten. Im praktischen Dispenserkarton.

① **88106** mint

② **51292** blau

Pckg. mit 100 Stck.
ab 10 Pckg.

11,90
9,99

③ **30197**
Pckg. mit 100 Stck. sortiert
hellblau, orange, pink, gelb
ab 10 Pckg.

11,90
9,99



Einwegartikel

Rolle mit 200 Stück ab

16,50



Omni Einmal PE Schürze

Einweg Laborschürze aus Polyethylen mit glatter Oberfläche. Feuchtigkeits- und undurchlässig und strapazierfähig. Die einzelnen Schürzen sind bequem aus dem Spenderkarton entnehmbar. Einfaches An- und Ausziehen durch angenehme Rückenbindung und Verschlussbänder an der Taille. Größe 75 x 125 cm. 49µ heavy quality. Farbe blau.

121275
Pckg. 50 Stück

15,90



Pckg. 50 Stück

15,90

Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc. Passend für alle gängigen Praxiseinheiten. Größe 28 x 27 cm.

103037 hellblau

103038 weiß

120210 grün

120211 dunkelblau

Rolle mit 100 Stück **11,50**
ab 5 Rollen **10,50**

Einweg-Patientenumhang

Großer Patientenumhang aus PE-Folie, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 80 cm.

65381 blau

65382 grün

65383 weiß

Rolle mit 200 Stck. ab 5 Rollen **17,90**
ab 10 Rollen **17,20**
16,50



23435 Wandspender, weiß, mit verstärkter Rückwand. Maße 33,5 x 13,5 x 13,5 cm (L x H x T). **19,90**

65384 Tischspender, weiß. Maße 33,5 x 13,5 x 13,5 cm (L x H x T). **17,90**

Omni Eye Protect Schutzbrillen
finden Sie auf Seite 38



Omni ProfiProtect

Abdecktuch für die Prophylaxebehandlung. Die Größe des Tuchs bietet optimalen Schutz für den Patienten vor Verschmutzungen durch Salzpartikel. Omni ProfiProtect ist aufgrund der Materialkombination PE-Folie und Zellstoff besonders saugfähig, wasser- und undurchlässig und reißfest. Vor-perforierte Bänder an den Seiten ermöglichen eine für den Patienten angenehme Fixierung des Schutztuchs.


83605 hellblau

22845 weiß

Rolle mit 40 Stück 60 x 54 cm **21,50**
ab 4 Rollen **20,50**

Rolle 40 Stück ab

20,50



Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm.

67314 weiß

67315 hellblau

23433 grün

51198 gelb



Rolle 80 Stück ab

13,50

51241 dunkelblau

51203 orange

51229 rosa

103228 lila

Rolle mit 80 Stck. ab 5 Rollen **14,50**
ab 10 Rollen **13,90**
13,50

Zellstofftupfer

Perforierte Einmal-Zellstofftupfer von der Rolle, an den Rändern verfestigt. Fusselfrei und weich. Größe 4 x 5 cm. Unsteril.

125446

Beutel mit 2 Rollen zu 500 Stck. **4,89**
ab 5 Beutel **4,39**



Dose ab
12,10

Einwegartikel



Omni Vlieskompressen

Sterile 6-lagige Vlieskompressen (30 g/m²) zur allgemeinen Wundversorgung. Format 5 x 5 cm. Eingesiegelt zu 2 Stück. Hergestellt aus 70 % Zellwolle und 30% Polyesterfasern. Die Vliesstoff-Kompressen haben eine offene, mullähnliche Struktur, sind saugfähig, weich und luftdurchlässig.

215547

Pckg. 50 Stck.

3,90

Watekugelchen ▲

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



4 4,8 6,3 7,6

55482

Dose 4 g

Gr. 00, ø 4 mm

13,10

55483

Dose 4 g

Gr. 0, ø 4,8 mm

12,10

55484

Dose 10 g

Gr. 1, ø 6,3 mm

12,10

55485

Dose 10 g

Gr. 2, ø 7,6 mm

12,10



Pckg. 50 Stück

3,90

Mulltupfer (unsteril) ▼

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer zum Trocknen von Kavitäten.

16627

Pckg. mit 500 Stck.

Erbse

15,90

16628

Pckg. mit 500 Stck.

Haselnuss

17,90

82260

Pckg. mit 500 Stck.

Walnuss

22,90

82261

Pckg. mit 400 Stck.

Pflaume

32,90



Schaumstoffpellets ▲

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

72702

6 x 8 mm, 500 Stck.

12,50

72655

8 mm, 500 Stck.

12,50

72490

5 mm, 1.000 Stck.

12,50

72482

4 mm, 3.000 Stck.

13,80

Schaumstoffpellets plus ▲

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hoch-effizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hoch saugfähiger Schaumstoff.

56695

6 x 8 mm, 500 Stck.

15,20

56683

8 mm, 500 Stck.

15,20

56689

5 mm, 1.000 Stck.

15,20

56678

4 mm, 3.000 Stck.

16,50



Mulltupfer steril

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100% Baumwolle), STERIL eingesiegelt in einer Verpackung mit 2+3 Stück.

203198

Pckg. 30 x 2+3 Stck.

Erbse

14,49

203199

Pckg. 30 x 2+3 Stck.

Haselnuss

15,49

203201

Pckg. 30 x 2+3 Stck.

Walnuss

16,49

203202

Pckg. 30 x 2+3 Stck.

Pflaume

17,49



Packung ab

15,90



Extralang:
30 cm
Gesamtlänge

Pckg. 50 Stück
12,90



Absogel Latexhandschuh

Der Omni Absogel Latexhandschuh ist die perfekte Lösung für den zahnärztlichen Anwender. Durch die High-End Qualität ergeben sich folgende Vorteile:

- perfekte Ergonomie / beidhändige Passform
- extrem strapazierfähig
- Speziallänge 300 mm
- feuchtigkeitsabsorbierende Hydrogel Innenbeschichtung
- dadurch bequeme, lange Einsatzzeiten
- auf Allergene geprüft & puderfrei
- perfekter Grip, trotzdem sehr gute Taktilität
- chemikalienbeständig Typ B (EN 374)
- Erfüllt die Norm EN 455
- PSA Kategorie III gem. Verordnung (EU) 2016/425
- AQL 1,5

214129	x-klein
214130	klein
214131	mittel
214132	groß
Pckg. 50 Stück	12,90

215235
Musterpackung Absogel, beinhaltet 1 Paar Handschuhe klein, 1 Paar Handschuhe mittel **gratis**



Pckg. 100 Stück
6,29

Latexhandschuhe

Einmal-Untersuchungshandschuhe mit besonders ausgeprägter Sensibilität. Sehr guter Tragekomfort, AQL 1,5, proteinarmer Latex. Hypoallergen. Puderfrei. Entspricht den Normen EN 455 und EN 374 Kat. III.

58397	x-klein
58398	klein
58399	mittel
58400	groß
51332	x-groß
Pckg. 100 Stück	6,29

Select ▶

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T1-3. EN 374. AQL 1,5. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffigkeit durch mikrogeraute Handfläche.

23742 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-klein
23743 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	klein
23744 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	mittel
23745 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	groß
Pckg. 100 Stück	3,90



Pckg. 100 Stück
3,90



Pckg. 100 Stück
3,90

Sensitive Latex

Latex Untersuchungshandschuh der Premiumqualität. Sehr stabil und reißfest, gleichzeitig enorm elastisch mit hohem Tragekomfort. Die angeraute Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Grip. Der Omni Sensitive übererfüllt alle erforderlichen Normen. EN 455. EN 374. AQL 1,5. Gewicht je Handschuh: Größe M ca. 6,5 g.

110209 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-klein
110212 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	klein
110213 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	mittel
110214 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	groß
Pckg. 100 Stück	3,90

Ultragrip ▶

Puderfreier Einmal-Untersuchungshandschuh. Hergestellt aus Naturkautschuk mit speziell rutschfester Oberfläche. Proteinarm. Entspricht den Normen EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Für Praxis und Labor. Nicht steril. Beidhändig verwendbar.

11622 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-klein
11623 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	klein
11624 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	mittel
11625 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	groß
11626 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-groß
Pckg. 100 Stück	7,90



Pckg. 100 Stück
7,90



◀ Omni eye protect

Schutzbrillen aus Kunststoff und Polycarbonat (Sichtscheiben) mit Ultraviolettfilter und flexiblen/verstellbaren Bügeln. Beide Brillen erfüllen die EN 166.

Zwei Modelle: Omni eye protect ist bestens für Brillenträger geeignet. Omni eye protect premium ist beständig gegen Beschlagen (Antifog) und ermöglicht eine gute Farberkennung. Die weichen und anpassungsfähigen Nasenpads sorgen für optimalen Sitz.

- ① **215601**
Omni eye protect **6,90**
- ② **215600**
Omni eye protect premium **9,90**

Chemikalien
Schutzhandschuhe ▶

Omni Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril gegen hohe Risiken mit Baumwollflockenfutter für den Schutz im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses. Latexfrei, ideal für den Umgang mit Chemikalien (nach den Richtlinien der PSA, EN420, EN388, EN374, AQL 1,5), schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen und vor Schnittverletzungen, der Handschuhenschaft besitzt die erforderliche Länge. Farbe: grün. Länge 33 cm.

203194	Größe 7
203195	Größe 8
203196	Größe 9
203197	Größe 10
Pckg. 1 Paar	8,90

Praktisch: mit umschlagbarem Sicherheits-Rand



Pckg. 1 Paar
8,90



Extralang:
30 cm
Gesamtlänge



Schutz-
klasse
(PSA)
Kategorie
III
gegen
hohe
Risiken!

◀ Omni high protect
Nitrilhandschuh

Einmal Untersuchungshandschuh mit langem Schaft. Der OMNI high protect Nitrilhandschuh gilt als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Risikoklasse III und bietet Schutz gegen hohe Risiken wie Chemikalien und Mikroorganismen. Bei einer komfortablen Gesamtlänge von 300 mm zeichnet er sich auch durch sein exzellentes Tragegefühl und eine hervorragende Passform aus. Die mikrotexturierten Fingerspitzen gewährleisten ein extra feines Tastempfinden und einen sicheren Halt. Hergestellt nach EN 455. EN 374. AQL 1,5.

132081	x-klein
132080	klein
132079	mittel
132078	groß
Pckg. 100 Stück	7,90

Pckg. 100 Stück

5,70



◀ Soft Nitril

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Reinweiß, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

98785	x-klein
49503	klein
49504	mittel
49506	groß
49507	x-groß

Pckg. 100 Stück **5,70**

Violet Pearl Soft Nitril ▶

Nitrilhandschuhe Violet Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: violett, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

49607	x-klein
49608	klein
49609	mittel
49610	groß

Pckg. 100 Stück **5,70**



Pckg. 100 Stück

5,70



◀ Rosa Pearl Soft Nitril

Nitrilhandschuhe Rosa Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: rosa, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

106038	x-klein
106037	klein
106039	mittel

Pckg. 100 Stück **5,70**

Pckg. 100 Stück

5,70

absolute
Reinheit
ohne
Schwefel
und chemische
Allergene!



Patented Technology



Pckg. 100 Stück
7,90

sicherer
Schutz für
alle Haut-
typen

Omni DermaPro

Der Omni DermaPro ist ein puderfreier Nitril-Schutz- und Untersuchungshandschuh und bietet unter Einsatz der patentierten Low Derma™ Technologie besten Handschutz im Bereich der akzeleratorfreien Handschuhe. Er enthält weder Schwefel noch chemische Beschleuniger wie Thiuram, Thiazole und Carbamat und ist dadurch die perfekte Lösung für empfindliche Haut. Der Omni DermaPro kann im Umgang mit Materialien genutzt werden, die gegenüber Schwefel und anderen Beschleunigern reaktiv sind. Klinisch erprobt – reduziert Typ I sowie die Kontaktallergie Typ IV (Spättyp-Allergie mit verzögertem Ausbruch der Allergie). Der Einsatz des PSA-Kategorie III-Handschuhs ermöglicht es zudem, die Haut des Anwenders vor Chemikalien und der Exposition gegenüber sensibilisierenden Stoffen zu schützen, welche allergische Reaktion verursachen oder hervorrufen. Unsteril, mit Rollrand, texturierte Fingerspitzen, erfüllt die EN 420, EN 455, EN 374, AQL 1,5, Farbe: Metall-blau.

208254	x-klein
208255	klein
208256	mittel
208257	groß
Pckg. 100 Stück	7,90

Haut couture

Omnimask Premium antifog

Der neue Omnident Mundschutz hat durch sein ergonomisches Design eine perfekte Passform und ist ideal für den täglichen Gebrauch von Brillenträgern.

Ausgestattet mit einer innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, reduziert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem Spinnvliesstoff, für empfindliche Haut zur Reduzierung von Hautirritationen.

Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filterleistung ist $\geq 98\%$, die Druckdifferenz ist $< 60 \text{ Pa/cm}^2$, Druck des Spritzwiderstandes (kPA) ≥ 16 . Produziert nach der Verordnung (EU) über Medizinprodukte 2017/745, Klasse I, CE, EN 14683:2019+AC:2019, Typ IIR.

mit Gummizug

215196	blau
215197	grün
215198	lila
215199	orange
215200	rosa
215201	weiß
215202	bordeaux
215203	cedro
215204	gelb
Pckg. 50 Stück	7,90



Pckg. 50 Stück
7,90



▼ Omnimask antifog

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für Brillenträger. Ausgestattet mit einer einzigartigen innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, verhindert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist $> 98\%$, die Atmungsresistenz ist < 5 . Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Bändern

116526	blau
116527	grün
116531	weiß
116528	lila
116529	orange
116530	rosa
Pckg. 50 Stück	7,89

mit Gummizug

116520	blau
116521	grün
116525	weiß
116522	lila
116523	orange
116524	rosa
Pckg. 50 Stück	7,89





Omnimask Comfort

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für den täglichen Gebrauch von Profis. Ausgestattet mit weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Gummizug

118860	blau
118861	grün
118865	weiß
118862	lila
118863	orange
118864	rosa

mit Bändern

118866	blau
118867	grün
118871	weiß
118868	lila
118869	orange
118870	rosa

Pckg. 50 Stück **7,29**

Pckg. 50 Stück

7,29



Pckg. 100 Stück ab

3,39



Einmal Speichelsauger

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Erhältlich mit fester oder abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Feste Kappe

63668	weiß
78523	transparent
16634	blau
19562	grün
19560	gelb
16636	rot

Abnehmbare Kappe

86533	weiß
87421	transparent
16635	blau
19566	grün
19564	gelb
16637	rot
11803	lila
11808	orange
203472	grau

Pckg. mit 100 Stück
ab 10 Pckg. (1 Karton)
ab 30 Pckg. (3 Kartons)

3,99
3,59
3,39

Omnicups PP

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. Extra stabile Qualität. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar.

CUP of colours

1.500 Stück ab

44,90

Pckg. 100 Stück ab

6,09



smile
price

19557	gelb	79340	gelb
19556	dunkelblau	79326	dunkelblau
203466	rosa	203469	rosa
203468	silbergrau	203471	silbergrau
94558	orange	79354	orange
19558	grün	79329	grün
19555	weiß	79319	weiß
94559	lila	79350	lila
203467	rot	203470	rot
Pckg. 3.000 Stück	68,90	Pckg. 1.500 Stück	44,90
38406	bunt sortiert	79367	bunt sortiert
Pckg. 3.000 Stück	71,50	Pckg. 1.500 Stück	46,90

Omnibrush

Micropinsel aus kleinen, nicht fusselnden und nicht absorbierenden Fasern. Die aufzutragenden Lösungen bleiben zwischen den Fasern. Es entsteht eine nicht tropfende Kugel, die den aufzutragenden Stoff festhält, bis die Applikation erfolgt ist. Der Mikropinsel ist sehr geschmeidig und gestattet das exakte Aufbringen von Lösungsmengen, die nicht größer sind als 1/8 des Tropfens. Länge ca. 8,5 cm.

88957	silber	6,79
88958	violett	6,49
88963	blau	6,09
88965	grün	
Pckg. mit 100 Stck.		
ab 3 Pckg.		
ab 5 Pckg.		

Omnibrush Eco

Micropinsel mit Fasern beflocht. Nicht absorbierend. Zum auftragen von dentalmedizinischen Lösungen (applizieren). Länge ca. 10 cm.

103034	blau
103035	gelb
103036	grün
Pckg. mit 100 Stck. 4,95	



Pckg. 100 Stück
4,95

Pckg. 300 g ab

5,49



- 8
- 10
- 12

Zahnwatterollen

Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verband-Zellstoff. In dünnen Lagen eingerollt, hochsaugfähig und fussel-frei.

79034	Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
79035	Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
79036	Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück

Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **6,49**
5,49



Packung ab
2,79

Anmischblöcke

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

20516	60 x 75 mm, 40 Blatt	2,79	20523	125 x 180 mm, 25 Blatt	3,90
20521	70 x 80 mm, 50 Blatt ab 10 Blocks (Großpckg.)	3,90 3,49	20520	150 x 240 mm, 35 Blatt	5,90
			101536	33 x 35 mm, 40 Blatt Pckg. mit 10 Stck.	14,59

Zahnwatterollen Compact

Wie Einmal-Zahnwatterollen, jedoch mit längerer Saugkraft durch festere Struktur.

85248	Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
85266	Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
85268	Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück

Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **5,29**
4,59



Pckg. 300 g ab
4,59





Absaugkanülen kids

Farbenfrohe Absaugkanülen für kleine Patienten aus hochwertigem, durchgefärbtem Kunststoff. Die geräuscharmen Omni Absaugkanülen kids haben eine griffsichere, matte Oberfläche zur Vermeidung störender Lichtreflexe. Sterilisierbar bei 134° C. Erhältlich in den Farben blau, gelb, grau, grün, lila, orange, rosa, rot und weiß. Maße (ca.): 109 x 16 mm. Entspricht der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte der Klasse IIa, CE 0482.

203443	gelb	203441	blau
203444	orange	203442	weiß
203448	rot	203508	grau
203446	rosa		
203447	lila	Pckg. mit 10 Stck. ab 5 Pckg. ab 10 Pckg.	
203445	grün		

Pckg. 10 Stück ab

9,89

10,79
10,19
9,89

smile
price



Pckg. 10 Stück ab

9,89

Absaugkanüle ►

◀ Absaugkanüle kids

Absaugkanülen

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav. Nicht in Verbindung mit Edelstahl. Maße (ca.): 123 x 22 mm.



37296	blau
61238	weiß
98466	orange
98465	gelb
203463	lila
203462	grün
203464	rosa
203465	rot
203507	grau

Pckg. mit 10 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg.

10,79
10,19
9,89

Hier finden Sie die passende

OMNIDENT Mischkanüle

für Ihr bevorzugtes Abformmaterial

Coltène Whaledent

- Affinis light body / regular body ①
- Affinis heavy body ⑤

Dentsply

- Aquasil LV/ULV ①

Detax

- Detaseal Quick und Light ⑥
- Detaseal bite ⑥
- Greenbite Apple ⑤
- Onetime perfect ⑥
- Silasoft Direct/Express ⑧
- Tempofit ② ④

DMG

- Honigum Automix Light / Light Fast ①
- Honigum Automix Mono ⑤
- Imprint SBR ⑤
- Luxa Core ①
- Luxatemp ⑨
- PermaCem ②
- TempoCem ②

3M Espe

- Dimension Garant L / L Quick ①
- Impregum Garant L Duosoft ③
- Imprint Bite ⑤
- Imprint II Garant Monophase ⑤
- Imprint II Garant Light Body ①
- Imprint II Garant Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Light Body ①
- Imprint II Quick Step Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Heavy ⑤
- Permadyne Garant 2:1 ③
- Protemp 4 ⑨

GC

- Examix NDS ⑥
- Exafast NDS ⑥

Kulzer

- Flexitime Correct Flow ①
- Flexitime Dynamics ⑤
- Flexitime Monophase ⑤
- Flexitime Heavy Tray ⑤
- Memosil 2 ⑤
- Memoreg 2 ⑤
- Prevision CB ⑨
- Provil Novo ① ⑤
- Xantopren Comfort ⑧

Kettenbach

- Futar D occlusion ⑤
- Futar System 50 / D System 50 ⑤
- Monopren transfer ⑤
- Mucopren soft ② ⑤
- Panasil Contact Plus ①
- Panasil contact two in one ⑤

KERR

- Tempase ④

Müller-Omicron

- Aqium 3D LIGHT / MEDIUM ①
- betasil VARIO LIGHT/ fast set ①
- gingiva MASK 3D ①
- Aqium 3D HEAVY / BITE ⑤
- betasil VARIO HEAVY / IMPLANT ⑤
- kristall PERFECT A50/A70/LAB ⑤
- topas PERFECT A85 ⑤
- granit PERFECT D45 ⑤
- betasil VARIO MEDIUM ⑥
- gingiva MASK ⑥

OMNIDENT

- Omnibite ⑤
- Omnibite Apple / Vanilla ⑤
- Omnibite Plus ⑤
- Omnibite Granit ⑤
- Omnisil A Dynamik 380 ⑪
- Omnisil A Kontur ①
- Omnitemp KB ⑨
- Omnitemp C ⑦
- OmniCEM SE ⑩

Vivadent

- Systemp. c & b ⑨

Voco

- Rebilda SC ①
- Registrado X-tra ⑤
- Structur 2 SC ②
- Ufi Gel hard C / SC ⑥




Mischkanülen

100 % kompatibel durch OMNIDENT Qualität.

- ① **58809** gelb 1:1
 - ② **58277** blau kurz 1:1
 - ③ **59054** weiß 1:1
 - ④ **58323** blau lang 1:1
 - ⑤ **59003** grün 1:1
 - ⑥ **58959** rosa 1:1
 - ⑦ **85280** braun 1:1
 - ⑧ **214044** braun 4:1 / 10:1
- Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel 46,90
41,90

- ⑨ **59136** gelb 4:1 / 10:1
 - ⑩ **59071** blau 4:1 / 10:1
- Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel 47,90
42,90
- ⑪ **39263** Dynamischer Mischer Pckg. 50 Stück 59,90



Intraoraltips

Intraoral-Aufsätze für Omnident Mischkanülen.

- 50038** gelb ① · ⑧
 - 85315** transparent ③ · ⑤ · ⑥
- Packung 100 Stück ab 2 Pckg. 18,90
17,90





Pulver/Flüssigkeit
53,90

Omnifill C ▲

Omnifill C ist ein leistungsstarker und langlebiger Glas Ionomer Zement für die semipermanente Füllungstherapie. Durch die Verwendung spezieller Dentalgläser wirkt Omnifill C dabei nicht nur besonders ästhetisch, sondern kann auch stetig Fluoride abgeben. Die Kapselvariante ist in der Konsistenz auf Seitenzahnbereich optimiert und sofort applizierbar. Die Hand-Mix Version erlaubt alternativ eine mittelviskose Einstellung, die für keilförmige Defekte, Klasse III und Milchzahnrestaurationen ein optimales Material bereitstellt.

85182
Farbe A2

85184
Farbe A3

Pckg. mit 15 g Pulver,
10 ml Flüssigkeit **53,90**

85334
Farbe A2

85335
Farbe A3

Pckg. mit 48 Kapseln **102,90**



Pckg. 48 Kapseln
102,90

▼ Omnifill C Zubehör

95522
① Kapsel Aktivator **62,90**

95521
② Kapsel Applikator **67,90**



Omnitemp C ▲

Klinisch bewährter, eugenolfreier Befestigungszement. Omnitemp C hat eine sehr gute Haftung, lässt sich leicht wieder entfernen und eignet sich hervorragend für jede temporäre Befestigung. Die Zugabe von Supra Calciumhydroxid fördert die Bildung von Sekundärdentin. Die praktische Automixspritze ermöglicht eine schnelle und ökonomische Anwendung.

85272
Minimix 5 ml Kartusche,
10 Mischkanülen 1:1 **34,50**

85280
Mischkanülen 1:1,
Beutel 50 Stück
ab 5 Beutel **46,90**
41,90

Omnitemp KB ▶

Omnitemp KB ist das höchästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung. Fluoreszenz und eine gute Polierbarkeit sorgen für ein natürliches und hygienisches Aussehen, eine hohe Bruchsicherheit und Frakturresistenz für eine überdurchschnittliche Stabilität und eine schnelle Verarbeitung sowie einfache Beschleif- und Polierbarkeit für optimale Anwendungseigenschaften. Omnitemp KB hat eine extrem niedrige Temperaturerhöhung bei der Polymerisation und ist daher sehr patientenfreundlich.

85313
Farbe A2

85424
Farbe A3

50 ml Kartusche 4:1 Automix
inkl. 10 Mischkanülen, Pckg.
ab 2 Pckg. **70,50**
68,90



Pckg. 50 ml ab
68,90



Pckg. 5 g Automix ab
51,50



OmniCEM SE

OmniCEM SE ist ein universelles, dual-härtendes, selbstadhäsives Befestigungssystem. Es wird für die Befestigung von indirekten Restaurationen aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen, Metall eingesetzt. Bei der Verwendung von OmniCEM SE müssen keine zusätzlichen Haftvermittler oder Konditionierungsmittel eingesetzt werden. OmniCEM SE lässt sich mit handelsüblichen Haftsilanen anwenden.

200775
Pckg. 5 g Automix,
10 Mischkanülen
ab 2 Pckg.

55,50
51,50



Box
25,90



Omnitips

Beflochte Miniatur-Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels.

- 25656**
- 25657**
- 25658**
- 25659**

Pckg. mit 100 Stck.
ab 4 Pckg.
ab 10 Pckg.

- rot **25661**
- blau Box mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) und je 100 Einmal-Applikatoren in den Farben rot, blau, gelb und grün **25,90**
- gelb
- grün **25660**
- 5,90**
- 5,20**
- 4,60**

Beutel ab
4,35



Einwegpinsel mit Griff

Der Omni Einwegpinsel mit Griff verfügt über ein gespitztes Borstenbündel. Die Applikationsspitze ist biegsam. Ideal für die Applikation von Ätzelgelen, Linern, Fissurenversiegeln, Lacken und Bondingmaterialien.

- 119555** blau, mittel
- 119556** rot, mittel
- Spenderdose mit 100 Stck. **6,99**
- ab 5 Dosen **6,49**

Einwegpinsel

Nylonhaarpinsel zum bequemen Applizieren von Flüssigkeiten und Gels. Verschiedene Ausführungen. Im wiederverschließbaren Klarsichtbeutel.

- 25448** Schaft transparent, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25449** Schaft transparent, Haar schwarz und kurz, fein, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25451** Schaft rot, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25450** Schaft transparent, Haar weiß, Weich Beutel mit 50 Stck. **4,35**
- 101121** Pinselhalter, weiß, (nicht sterilisierbar), Stck. **1,20**
- 203209** Einwegpinsel Sortiment, 4 x 100 Stück Einwegpinsel, 2 x Halter, Set **32,90**



klinische Bewertung auf omnident.de/downloads



15 x 0,25 g Caps ab
58,50

◀ OmniCeram Bulk Fill SDC

Fließfähiges Composite für die Bulkfüllungstechnik. Ohne zeitraubendes Schichten und in nur einem Arbeitsschritt können Inkremente von bis zu 4 mm gelegt werden. Lichthärtedauer: 10 Sek. Farbe: Universal. Die praktischen Flow-Compulen erlauben auch bei schwer zugänglichen Fällen eine genaue Applikation. Ein für diese Materialklasse außergewöhnlich hoher

Füllstoffanteil und eine spezielle Harzmatrix sind Garantien für einen zuverlässigen und langlebigen Adhäsivverbund und minimieren so deutlich das Risiko von Randspaltenbildung und eventuellem Sekundärkaries.

111630
Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

64,90
58,50

OmniCeram Bulk Fill SDR ▶

OmniCeram Bulk Fill SDR ist ein fließfähiges Bulkcomposite mit bioceramic Füllstoffen für Füllungen im Dentin. OmniCeram Bulk Fill SDR ist in einer Schicht bis 4 mm lichthärtbar. OmniCeram Bulk Fill SDR zeigt optimales Anfließverhalten, sowohl einen geringen Polymerisationsschrumpf als auch geringen Polymerisationsstress.

Indikationen:

- Unterfüllung bei direkten Restaurationen von Klasse I und Klasse II Kavitäten
- Liner unter direkten Restaurationmaterialien – Liner für Kästen der Klasse II

211468
Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

62,50
57,50



15 x 0,25 g Caps ab
57,50

OmniCeram Bulk Fill ▶

Lichthärtendes, hochröntgenopakes Hybridcomposite, spezifisch für die Anwendung im Seitenzahnbereich konzipiert. Die Kombination einer Multi-Hybrid-Füllstofftechnologie mit einem innovativen Initiatorsystem sorgt für sehr geringe Polymerisationsschrumpfung und exzellente Durchhärtungseigenschaften. Somit können Inkrementdicken bis 4 mm mit sehr kurzen Belichtungszeiten sicher aushärten. Die reduzierten Schrumpfungsspannungen ermöglichen randdichte Restaurationen. Farbe: transparent.

102980
Pckg. Drehspritze 5 g ab 2 Pckg.

45,90
43,90

99842
Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

45,90
43,90



15 x 0,25 g Caps ab
43,90

Omni SafeMatrix CONTOUR finden Sie auf Seite 54



smile price

Hinweis
Informationen zu Füllungstherapie finden Sie hier



Drehspritze 5 g ab
43,90

klinische Bewertung auf omnident.de/downloads



Pckg. 20 x 0,3 g ab

35,90



Pckg. 3 g Spritze ab

13,90

Pckg. 20 x 0,25 g ab

36,80



Omni Compomer

Universelles, lichterhärtes, röntgen-sichtbares Compomer Füllungsmaterial für Kavitäten im Front- und Seiten-zahnbereich. Ermöglicht eine vereinfachte und schnelle Füllungstechnik und kombiniert die Fluoridfreisetzung der Glasionomere mit der physikalischen Beständigkeit und hohen Ästhetik der Komposite. Omni Compomer wird in Kombination mit einem selbst-ätzenden Bonding verwendet.

84883 Farbe A2

84898 Farbe A3

Pckg. 20 Kapseln 0,25 g ab 2 Pckg. **41,80**
36,80

OmniCeram multi shade

OmniCeram multi shade ist ein lichterhärtes röntgenopakes Composite für Anterior- und Posterior Restaurationen. Durch die stufenlose Farbanpassung ist OmniCeram multi shade für alle natürlichen Zahnfarben geeignet. OmniCeram multi shade zeichnet sich durch einen dauerhaft bleibenden Glanz und zahnähnliche Opaleszenz aus. Das Composite hat exzellente physikalische Eigenschaften, eine gute Handhabung und kann mit geringem Aufwand auf Hochglanz poliert werden. Keine Füllungs-ränder.

209916
Pckg. Drehspritze 4 g **49,90**

214043
Pckg. 20 x 0,25 g Single Dose **75,90***



Pckg. 4 g Spritze

49,90

OmniCeram évolution 2.0

Das lichterhärtes Nano Composite OmniCeram évolution 2.0 ist in den meistbenutzen 7 VITA* Farben erhältlich und damit sehr gut als Universal-komposite für Anterior und Posterior Restaurationen einsetzbar. Hohe Druckfestigkeit, sehr gute Abrasionswerte. Klebt nicht an den Instrumenten.

Röntgenopazität: 200% AL
Durchhärte-tiefe: > 2 mm
Barcol Härte: 82

*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik

203995 A1

203996 A2

203997 A3

203999 A3,5

204000 B1

204001 B2

204002 C3

204004 Bleach

204005 hellgrau

Drehspritze 3 g ab 5 Spritzen **14,90**
13,90

204007 A1

204008 A2

204010 A3

204011 A3,5

204012 B1

204013 B2

204014 C3

204016 Bleach

204018 hellgrau

Single Dose 20 x 0,3 g ab 5 Pckg. **38,90**
35,90



OmniCeram Dispenser

Der ergonomisch gestaltete OmniCeram Dispenser ist bestimmt für die intraorale Abgabe von Einkomponenten-Dentalmaterialien (z.B. OmniCeram évolution 2.0).

209918 Stück **135,90**



20 x 0,25 g Caps ab

75,90



OmniCeram évolution flow 2.0 ▶

Hochmodernes, lichthärtendes fließfähiges Nano Komposit mit sehr speziellem Fließverhalten, das ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt wurde. Ideal für minimalinvasive Restaurationen. Hervorragend geeignet für Minikavitäten und Mikropräparationen, erweiterte Fissurenversiegelungen, Reparatur und Verkleben von Composite- und Keramikverblendungen sowie zur Verblockung gelockelter Zähne.

Röntgenopazität: 200% AL
Durchhärtetiefe: > 2 mm
Barcol Härte: 72

203988	A1	218240	A1
203989	A2	218241	A2
203990	A3	218242	A3
203991	A3,5	218243	A3,5
203993	B1	218244	B1
203994	Bleach	218245	Bleach

Pckg. 2 Drehspritzen à 2 g ab 5 Pckg. **25,90**
Single Dose 20 x 0,25 g ab 5 Pckg. **53,90**
19,90 **48,90**


Pckg. 2 x 2 g ab
19,90



optimale
Bearbeitung
mit Omnipol
siehe Seite 91

neu

jetzt auch als
caps



lieferbar ab Oktober/November 2023

Omni
SafeMatrix
CONTOUR
finden Sie auf
Seite 54



20 x 0,25 g Caps ab
48,90

Hinweis

Informationen zu
Füllungstherapie
finden Sie hier



fullfill

OmniCeram multi shade dentin

OmniCeram multi shade dentin ist ein lichthärtendes Composite bzw. Blocker und wird in Kombination mit OmniCeram multi shade zur Abdeckung von Zahnverfärbungen verwendet.

209917
Pckg. Drehspritze 2 g **28,50**




Pckg. 2 g Spritze
28,50



◀ OmniCite 2.0

Bonding der 5. Generation: OmniCite 2.0 ist ein lichthärtender, gefüllter Einkomponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total Etch Technik. Adhäsiv für direkte, lichthärtende Composite-, und Compomer-Restaurationen. Auf leicht feuchtem („Wet-Bonding“ Technik) oder auf trockenem Dentin anwendbar, dadurch erhöhte Anwendersicherheit.

204019

 2 Flaschen je 5 g

42,90

Pckg. 2 x 5 g

42,90



Informationen zu Füllungstherapie finden Sie hier



Omnicite All'N'One ▶

Bonding der 7. Generation: lichthärtendes, selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv für die adhäsive Füllungstherapie in Kombination mit lichthärtenden Composites und Compomeren. Zuverlässig Primern und Bonden in einem Schritt: einfach ca. 15 Sek. auf die gesamte Fläche einmassieren und danach 5-10 Sek. mit Luft verblasen. Im Anschluss 10 Sek. polymerisieren – fertig!

95488

 Flasche 5 ml

49,90


Flasche 5 ml
49,90



Dose 75 ml
8,90

◀ Okklusionsspray

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht.

70270

 Dose mit 75 ml, grün

8,90

100 Stück

12,90



OmniCerám évolution flow Tips ▲

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser 0,9 mm, Länge: 13 mm/Gauge 20. Zur Feinapplikation von OmniCerám évolution flow und anderen lichthärtenden sowie nichtlichthärtenden Materialien.

33750
Pckg. mit 100 Stück

12,90

Omni SafeMatrix CONTOUR finden Sie auf Seite 54



Füllungen und Hilfsmittel

▼ OmniEtch Tips

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser: 0,5 mm, Länge: 13 mm/Gauge 25. Für die sehr feine, auch punktförmige Applikation von OmniEtch und vergleichbarer Materialien.

33521
Pckg. mit 100 Stück

12,90



100 Stück
12,90

Top Tips

Beutel mit 100 Stück
12,90



①

②

③

④

⑤

▼ Omni PL Tips

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril.

① **117761** 27G, 0,4 x 13 mm

② **117763** 22G, 0,7 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **12,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

③ **117762** 23G, 0,6 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **12,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Omni Etch und anderen handelsüblichen Ätzelgelen. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

④ **117764** 20G, 0,9 x 10 mm

Beutel mit 100 Stück **12,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von OmniCerám évolution flow und anderen handelsüblichen flowable Composites. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril

⑤ **117765** 19G, 1,1 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **12,90**

Pckg. 50 Stück
79,90

neu

neu

Omni SafeMatrix Contour

SafeMatrix™ Einwegmatrizen erleichtern das Formen perfekter Kontaktpunkte bei allen Restaurationen aus Komposit in jedem Quadranten. Die Matrizen sind denkbar einfach in der Handhabung und erfüllen als Einwegprodukt die Anforderungen an eine effiziente Praxishygiene ohne den sonst erforderlichen Wiederaufbereitungsaufwand.

215667
klein, 4,5 mm, gelb,
Pckg. 50 Stück **79,90**

215668
groß, 6 mm, orange,
Pckg. 50 Stück **79,90**

215669
1 x groß, 6 mm, orange,
1 x klein, 4,5 mm, gelb
Musterpckg. **2,89**



Pckg. 50 Stück
79,90

neu

Matrizenband


Stahlmatrizenbänder auf Rollen. 0,05 mm stark, 10 m lang.

88440 5 mm breit

88441 6 mm breit

88442 7 mm breit

Rolle 10 m **15,80**



Rolle 10 m
15,80



Musterpckg.
2,89

Omni-Etch

37%iges Phosphorsäure-Gel zum Konditionieren des Zahnschmelzes und Dentin. Omni-Etch ist mit leuchtenden Farbstoffen (aber dunkel) gefärbt, um einen starken Kontrast zur hellen Zahnoberfläche zu erzeugen.

19541
2 x 1,9 g inkl. 4 Applikationskanülen **12,50**

19540
70 g Jumbo Refill inkl. 10 Applikationsspritzen, 1 Umfülladapter, 50 Applikationskanülen **58,90**

40648
70 g Single Refill **41,50**

28639
Applikationsspritzen Pckg. mit 10 Stck. **9,90**



Jumbo Refill
58,90



Matrizenspanner

Für 5-7 mm Breite.

88437 RS 5 mm

88438 RS 6 mm

88439 RS 7 mm

16209 Tofflemire

Stück **15,80**

39170
Applikationskanülen Ø 0,7 mm, blau, abgewinkelt Pckg. mit 25 Stck. **6,50**

70888
Applikationskanülen Ø 0,4 mm, weiß, gerade Pckg. mit 25 Stck. **6,50**



2 x 1,9 g Spritze
12,50

Stück ab

3,10



perfekt für Omni ProfiVarnish
siehe Seite 58



Omni Dappengläser

Aus farbigem Glas. Zehnkantig, griffsicher, auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeformt. Geeignet zum Anrühren von Zementen und Kunststoffen. Größe 32 mm im Durchmesser, 30 mm hoch, ca. 2-3 ml Fassungsvermögen. Nicht autoklavierbar.

- 93283 blau
- 93280 gelb
- 93282 grün
- 93279 klar
- 93281 rosalin

Stück ab 5 Stück 3,90 3,10

Dapp Store

Einweg Dappenbehälter

Einmal Dappenbehälter zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien. Material: Polypropylen, nicht sterilisierbar.

- 123281 blau
- 124463 grün
- 126917 weiß
- 123207 schwarz

Pckg. 50 Stück ab 20 Pckg. 1,99 1,69

Pckg. 50 Stück ab

1,69



Coolpack mini ▲

Kältekomresse zur Anwendung z.B. bei Schwellungen oder Zahnschmerzen, 130 x 110 mm.

61420

Stück
ab 100 Stück

0,85
0,75



coolPack sports

Einweg-Kältekomresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung. Ideal für Sport und unterwegs. Größe 130 x 170 mm. Kühlt ca. 40 Minuten.

18872

Stück
ab 10 Stück

1,29
0,99

Stück ab
0,99

Wattekügelchen ▼

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482

Dose 4 g

Gr. 00, ø 4 mm

13,10

55483

Dose 4 g

Gr. 0, ø 4,8 mm

12,10

55484

Dose 10 g

Gr. 1, ø 6,3 mm

12,10

55485

Dose 10 g

Gr. 2, ø 7,6 mm

12,10



Dose ab

12,10

Kältespray ▼

Zum Vereisen (-45°C) von Schaumstoffpellets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien.

75816

Orangengeschmack

Dose mit 200 ml

ab 6 Dosen

ab 12 Dosen

5,30

5,10

4,85

77120

Pfefferminzgeschmack

Dose mit 200 ml

ab 6 Dosen

ab 12 Dosen

5,30

5,10

4,85









Pckg. 100 Stück ab
11,90

Injektionskanülen

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff für leichten Einstich, silikonüberzogen. Versiegelt und steril verpackt.

- 70543**

 Ø 0,3 mm, Länge 10 mm, grün
- 70542**

 Ø 0,3 mm, Länge 23 mm, grün
- 70538**

 Ø 0,4 mm, Länge 23 mm, gelb
- 70539**

 Ø 0,4 mm, Länge 42 mm, gelb

Pckg. mit 100 Stck.
ab 10 Pckg. **13,90**
 **11,90**



Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

- 72702**

 6 x 8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 72655**

 8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 72490**

 5 mm, 1.000 Stck. **12,50**
- 72482**


 4 mm, 3.000 Stck. **13,80**

Dose ab
12,50



Zylinder-Ampullenspritze

Zylinder-Ampullenspritze mit 3 Aspirationshaken und Arretierung, 1,8 ml, metrisch.

84397

 Stück **56,90**

Stück
56,90



Dose ab
15,20





Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

- 56695**

 6 x 8 mm, 500 Stck. **15,20**
- 56683**

 8 mm, 500 Stck. **15,20**
- 56689**

 5 mm, 1.000 Stck. **15,20**
- 56678**

 4 mm, 3.000 Stck. **16,50**

Spritze 2 ml

21,90



OmniSealer

OmniSealer ist ein lichthärtbarer und fluoridhaltiger Einkomponenten-Fissurenversiegler auf Basis von Methacrylaten. Die weiße Farbe ermöglicht eine kontrollierte Applikation und erleichtert die visuelle Beobachtung der Versiegelung. Das Anätzen des Zahnschmelzes erhöht die Adhäsion von OmniSealer in den Fissuren, Grübchen und auf der Zahnoberfläche.

209919

Pckg. Spritze 2 ml

21,90

Flasche 5 ml Lack

36,90



Tube 10 ml Gel

26,90

Omni ProfiVarnish / Omni ProfiVarnish Gel

Das OmniProfiVarnish ist ein fluoridhaltiger Einkomponenten-Schutzlack bzw. -gel, das zur Desensibilisierung von Zähnen auf Schmelz- und Dentinoberflächen aufgetragen wird. OmniProfiVarnish Gel enthält zusätzlich Xylitol. Zur Behandlung von hypersensiblen Zähnen, freiliegenden Zahnhälften und Zahnoberflächen während und/oder nach der kieferorthopädischen Behandlung. OmniProfiVarnish

enthält neben leicht löslichen Fluoriden zusätzlich Calciumfluorid und Fluorapatit, welches die Remineralisierung von der Zahnschmelzsubstanz unterstützt. OmniProfiVarnish enthält 22.600 ppm (2,26 %) Fluoride.

209920

Pckg. Flasche 5 ml Lack

36,90

209921

Pckg. Tube 10 ml Gel

26,90

OMNIDENT
Dappenbehälter
finden Sie auf
Seite 55



Tube 95 g
13,90

Tube 95 g ab
7,90

mit Hydroxylapatit
- fluoridfrei -

Omni clean and polish

Prophylaxepaste, ideal zur Verwendung bei der PZR. Für die Endpolitur, wirkt reinigend und fluoridiert die Zähne. Mit Pfefferminzgeschmack. Anwendung in Verbindung mit Omni Minibrush. Körnung fein, RDA 40. Farbe gelb. Glutenfrei. Der Fluoridanteil beträgt 0,1% gerechnet auf die jeweilige Füllmenge.

54577
Tube 95 g
ab 2 Tuben

9,90
7,90

Beim Kauf von 5 Tuben Omni clean and polish repair erhalten Sie 1 Omni Tubfix Tubenentleerer gratis.



Omni clean polish repair

Die neue Prophylaxepaste, die mehr kann. Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. Omni clean and polish repair enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob zu fein verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung. Mit angenehmem Minzgeschmack. Farbe weiß. Verarbeitung ca. 15 Sek., Reinigung bei 250 RDA. Endpolitur RDA 34. Fluorid- und glutenfrei.

14236
Tube 95 g **13,90**

116533
Omni Tubfix Tubenentleerer **4,95**

ProfiCups Polierkelche

Latexfreie Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität! Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke. Max. Umdrehung 2.500 Upm.

- 109677** blau, soft
 - 109676** gelb, hart
 - 123226** lila, medium
- Pckg. 24 Stück **11,90**



Pckg. 24 Stück
11,90



Omni Minibrush soft / Omni Minibrush medium

Omni Minibrush medium mit mittelfesten Nylonborsten. Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Maximale Umdrehung 2.500 Upm. Mit Winkelstückschafft. Latexfrei.

99527 pink, soft
122941 blau, medium
Beutel mit 100 Stück ab 2 Beutel **52,90**
48,90



Omni Minibrush

Omni Minibrush mit Nylonborsten. Mit Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Max. Umdrehung 2.500 Upm. Latexfrei.

22459
Beutel mit 100 Stück ab 2 Beutel **52,90**
48,90



Beutel 100 Stück ab
48,90

Perlen für die Schlawen



300 g Flasche ab
19,90

Omni ProfiPearls ▶

Omni ProfiPearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten, z. B. der smartgun One. Das Pulver hat eine Korngröße 40–50µ. Die Omni ProfiPearls gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.

207660



lemon

207661



mint

207662



cherry

207663



cassis

300 g Flasche
ab 4 Flaschen

22,50
19,90



Omni ProfiPearls plus

Omni ProfiPearls Plus ist ein Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- als auch supragingivalen Zahnreinigung. Omni ProfiPearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Das Pulver hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, ist damit angenehm speziell auch für kleine Patienten und löst sich rückstandslos im Mund des Patienten auf. Die Omni ProfiPearls Plus haben eine Korngröße von 14µ. Ideal für die Verwendung mit der smartgun Perio.

207666

120 g Flasche
ab 4 Flaschen

18,90
16,50



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 38



120 g Flasche ab
16,50

Omni ProfiPearls perio

Omni ProfiPearls Perio ist ein Air-Polishing Pulver zur subgingivalen Anwendung. Hiermit wird eine Reduzierung von Bakterien auch in den tiefsten Parodontaltaschen erreicht. Zusätzlich kann die Behandlung zur Verringerung der parodontalen Taschentiefe führen. Das Pulver ist auf Glycin-Basis und hat eine Korngröße von ca. 25µ.

207665

100 g Flasche
ab 4 Flaschen

18,90
16,50



100 g Flasche ab
16,50



Informationen zu ProfiPearls Prophylaxepulver finden Sie hier



200 g Flasche ab
22,90



Omni ProfiPearls soft

Omni ProfiPearls Soft ist ein Prophylaxepulver auf Glycin-Basis. Zur sicheren Behandlung von Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch. Speziell auch geeignet für den Einsatz bei minderjährigen Patienten. Das Pulver hat eine Korngröße von 60-70µ.

207664

200 g Flasche
ab 4 Flaschen

26,50
22,90

Omni Oshibori

Oshibori – das traditionelle Frotteetuch mit Aloe Vera zur Erfrischung, Pflege und Entspannung. 18,5 x 20 cm. Alkoholfrei. Vitalisiert und ist ideal für einen Minutenerlauf vom Alltagsstress. Ihr PZR-Patient wird es Ihnen nach erfolgter Sitzung danken. Omni Oshibori ist kalt oder heiß anwendbar (Mikrowellen geeignet) und ist auch auf Reisen ein idealer Begleiter. Lassen Sie sich verwöhnen!

99526

Stück
ab 10 Stück
ab 200 Stück


1,19
0,99
0,89



Stück ab
0,89



smile price



Stück
1,50

▼ Interdentalbürsten für Halter

Die Allround Interdentalbürsten in 10 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung im Halter. Endstück farbig codierter Kunststoff (durchgefärbt). Bürsten auf plastifiziertem Draht. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40240 ■■■■■	türkis, xxxxxxx-fein > 0.55 mm ø 2.00 mm	
40241 ■■■■■	pink, xxxxxx-fein > 0.70 mm ø 5.00 mm	
40242 ■■■■■	grau, xxxxx-fein > 0.80 mm ø 1.70 mm	
40244 ■■■■■	orange, xxxx-fein > 0.90 mm ø 1.80 mm	
40247 ■■■■■	weiß, xxx-fein > 1.00 mm ø 2.00 mm	
40248 ■■■■■	gelb, xx-fein > 1.10 mm ø 2.50 mm	
40255 ■■■■■	blau, x-fein > 1.20 mm ø 3.00 mm	
40249 ■■■■■	grün-konisch, fein > 1.40 mm ø 2.30-4.30 mm	
40256 ■■■■■	rot-konisch > 1.50 mm ø 3.00-6.50 mm	
40258 ■■■■■	schwarz > 2.50 mm ø 6.00 mm	


Beutel mit 6 Stück **2,99**
ab 5 Beutel **2,79**
ab 10 Beutel **2,69**

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser

Halter für Interdentalbürsten ▲

Halter für Interdentalbürsten. Einfaches Steck-Dreh-System! 1/4 Drehung beim Einstecken. Frontal sowie im Winkel verwendbar.

40275
■■■■■
Farbe blau, Stück **1,50**



Beutel 6 Stück ab

2,69



Interdentalbürsten ▶

Interdentalbürsten in 8 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung ohne Halter. Farblich codierter, extra langer plastifizierter Drahtkern. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40276	weiß, xx-fein ø 2.8 mm
40277	grün, x-fein ø 3.0 mm
40282	grün konisch, x-fein ø 3.0–6.5 mm
40292	blau, fein ø 5.0 mm
40294	violett, medium ø 8.0 mm
40298	violett konisch ø 4.0–7.5 mm
40303	gelb, groß ø 10.0 mm
40306	rot, x-groß ø 14,5 mm

Beutel mit 10 Stück **3,99**



Beutel 10 Stück
3,99

Raum Pflege



Interdentalbürsten mit Griff ▶

Die Interdentalbürsten mit Griff (Drahte plastifiziert) sind sehr praktisch und anwenderfreundlich und für Patienten mit Zahnspangen oder Implantaten bestens geeignet. Interdentalbürsten mit Griff sind in Beuteln à 6 Stück erhältlich.



12345	weiß, x-fein > 0.40 mm ø 1,80 mm
12339	orange, fein > 0.50 mm ø 1.90 mm
12338	rot, medium > 0.55 mm ø 2.00 mm
12342	blau, konisch > 0.60 mm ø 1.80–3.80 mm
12344	gelb, groß > 0.70 mm ø 3.00 mm
12336	grün, x-groß > 0.90 mm ø 5,00 mm
12343	sortiert

Pckg. mit 6 Stück
ab 5 Pckg. **3,49**
ab 10 Pckg. **3,29**
3,09

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser

Box 6 Stück ab
3,09



Stück ab
1,39



◀ Zahnsperrenboxen

Zahnsperrenboxen groß. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigendem Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße: ca. 75 x 65 x 45 mm (H x B x T).

127097 dunkelblau

127101 pink

127103 weiß

127102 schwarz

127099 grün

127100 orange

127098 gelb

Stück ab 20 Stück **1,59**
1,39

111955
Band für Zahnsperrenboxen
Länge ca. 48 cm, blau
ab 20 Stück **1,59**
1,09

Stück ab
1,09



mit
Fluorid

Tube 75 ml ab
1,79

omniDYNE

Fluoridhaltige, mintfrische Zahncreme. Schützt vor Schmerzempfindlichkeit, Zahnhalskaries, Plaque, Parodontitis. Für die tägliche Pflege schmerzempfindlicher Zähne. RDA 60.

92764

Tube 75 ml ab 10 Tuben **1,99**
1,79



extra flach –
einfach zu
verstauen!

Stück ab
1,00

◀ Schienendosen für Erwachsene

Schienendosen flach. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigender Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße (H x B x T): ca. 25 x 77 x 77 mm.

203191	pink
203193	weiß
203192	schwarz
203189	grün
203190	orange
203187	dunkelblau
203188	gelb

Stück
ab 20 Stück

1,19
1,00

smile
price

möchtest Du
diese
D O S E
haben?

Flasche 1.000 ml
10,90

smile
price

OraCare Mundspüllösung

Die antibakterielle und alkoholfreie Mundspüllösung OraCare dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. OraCare erzeugt einen frischen Atem und trägt dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten. Speziell für Kinder auch als OraCare Kids erhältlich. OraCare: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid. OraCare Kids: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, fluoridfrei.

114990
OraCare, Flasche 100 ml
ab 50 Flaschen **2,29**
1,99

114992
OraCare, Flasche 1.000 ml **10,90**

114993
OraCare Kids, Flasche 100 ml
ab 50 Flaschen **2,29**
1,99

114995
OraCare Kids, Flasche 1.000 ml **10,90**

99843
Dosierpumpe **4,40**

frei von
Chlorhexidin

Flasche 100 ml ab
1,99

Morgenstund'
hat
Gold
im Mund

*Full mouth disinfection -
der Goldstandard!*





Bleaching Kit
49,90

Blocker 1 ml Spritze
8,90

Box Nylon ab
1,99

Box Teflon ab
2,09

**in zwei Konzentrationen
erhältlich: 10% und 16%**

Omni White smile

System zur professionellen Aufhellung vitaler und devitaler Zähne mit individuellen Zahnschienen (Home-Bleaching). Das hochviskose Gel enthält Carbamid-Peroxid in 2 Konzentrationen und hat einen angenehmen Minzgeschmack. Geringe Sensitivitäten. Empfohlen werden 5-10 Anwendungen.

10% – der Klassiker. Ideal für die Anwendung über Nacht.

16% – Tag und Nacht. Wahlweise über Nacht oder 3 Std. am Tage.

26447 Kit 10 %

26448 Kit 16 %

Bleaching Kit,
3 x Tiefziehfolie, 5 x 3 ml Gel,
Aufbewahrungsbox, je **49,90**

26450 Spritze 10 %

26451 Spritze 16 %

Einzelpritze 3 ml Gel **12,90**

26483

Blocker, Spritze 1 ml, Platzhalterfunktion (Reservoir) **8,90**

Zahnseide

Karies und Zahnfleischverletzungen werden durch Plaque verursacht. Die einzige Methode um Plaque effizient zu eliminieren ist die tägliche Benutzung von Zahnseide – insbesondere bei Zahnfüllungen sowie engen Zahnzwischenräumen.

40387

Gewachste Zahnseide Nylon.
Für empfindliches Zahnfleisch.
Mit Minzgeschmack.

Box 50 Meter
ab 10 Boxen
ab 20 Boxen

2,39
2,19
1,99

40385

Teflonbeschichtete Zahnseide.
Gleitet sehr gut in den Zahnzwischenräumen. Mit Minzgeschmack.

Box 20 Meter
ab 10 Boxen
ab 20 Boxen

2,59
2,29
2,09



Stück ab
1,19



OMNI flatcut soft

Die OMNI flatcut soft Zahnbürste besitzt Borsten zur gründlichen und schonenden Zahnbelagsentfernung. Das flatcut Putzfeld passt sich den Konturen der Zähne und des Zahnfleisches besonders gut an. Mit ergonomisch geformtem Griff und elastischer Halsfederung.

24829



Stück
ab 60 Stück

 **1,39**
1,19

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.



Putz

OMNI Prothesenbürste ▶

Die neue Omnident Prothesenzahnbürste. Durch den speziellen Hoch-Tiefschnitt besitzt die Prothesenbürste ein unterschiedlich hartes, dichtes Bürstenfeld zur effektiven Prothesenreinigung. Der Zahnpinsel dient der Reinigung der Zahnzwischenräume und prothetischen Vertiefungen.

120447



Stück
ab 10 Stück

 **1,39**
1,29



Stück ab
1,29



neu

Stück ab
0,50

neues Design

Kinderzahnbürste Black Snake

Die Omni Kinderzahnbürste Black Snake ist geeignet für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren.

- im Schlangen-Design
- mit flexiblem Federhals
- mit spezieller Borstenanordnung und dichtem Borstenfeld
- ideal auch für die Gruppenprophylaxe in Schulen

Zahnputzsets Kids

Omni Kinderset ist das ideale Praxis-präsent, bestehend aus einer selbstklebenden Wandhalterung mit Sanduhr für die Überprüfung der Zahnputzzeit und einer hochwertigen Kinderzahnbürste für die Altersklasse 3-7 Jahre. Erhältlich in zwei Versionen: Ritter (Jungen) und Fee (Mädchen).



Stück ab
2,49

208300
Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,70
0,60
0,50

120212
120216

Ritter

Fee

Stück
ab 10 Stück

2,89
2,49

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.

munter



ideal zusammen mit OraCare Kids
siehe Seite 66

smile price



Stück ab
0,40

Kinderzahnbürsten

3-reihiger konischer Kopf, PE Borsten mit 26 Bündeln, weich, kinderhandgerechter Griff, Leuchtfarbe, einzeln verpackt.

35038

Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,60
0,50
0,40

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.

Multituft Zahnbürste ▶

Konischer Kopf, vorne 3-, hinten 4-reihig, PE Borsten mit 40 Bündeln, weiß, mittel, gerade Borstenstellung, einzeln verpackt.

35042



Stück

ab 50 Stück

ab 100 Stück

0,70
0,60
0,50

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.



Stück ab

0,50

brush hour



OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten ▶

Ersatzbürsten für elektrische Zahnbürsten mit Farbindikator. Die blauen Spezial-Indikatorborsten zeigen durch Verblassen, wann ein Austausch gegen einen neuen Bürstenkopf zu empfehlen ist. Omni Indikator Aufsteckzahnbürsten passen für folgende elektrische Oral-B® Zahnbürsten:

ProfessionalCare® SmartSeries, ProfessionalCare®, Vitality®, Pro Health®, AdvancePower®, Triumph®

120446



Pckg. mit 3 Stück, medium

ab 10 Stück

6,99
6,49



mit Spezial-Indikatorborsten



Pckg. mit 3 Stück ab

6,49

Oral-B®, ProfessionalCare®, Vitality®, ProHealth®, Triumph®, ProfessionalCare® SmartSeries und Advanced Power sind geschützte Marken von Procter & Gamble Business Services Canada Company

neu

DER SMARTDENT

smart schall Plan:


smartdent
CLEVER QUALITY

ZWEI GERÄTE. JEDE MENGE ZUBEHÖR.


SMARTSONIC MED 30 UND SMARTSONIC MED 60

Die neuen smartdent Ultraschallgeräte bieten neben bester Reinigungsleistung zahlreiche komfortable Steuerungs- und Bedienfunktionen sowie umfangreiche Ausstattung: z.B. die effektive und gleichmäßige Reinigung durch 5 anwählbare Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung. Eine 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz), 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände. Elektronische Temperaturregelung. Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Reinigungswanne aus Edelstahl u.v.m. 2 Jahre Gewährleistung ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum.


Erhältlich als smartSonic Med 30 mit 2,7l und smartSonic Med 60 mit 5,9l Gesamtvolumen



Alle Infos und technische Daten zu smartSonic Med sowie eine Übersicht über sämtliches verfügbare Zubehör finden Sie auf www.smartdent.de



Stück ab
7,50



◀ Zementspatel

- ① **79823**
schmal Nr. 1 (5 mm)
- ② **79824**
mittel Nr. 2 (6,5 mm)
- ③ **80282**
breit Nr. 3 (7 mm)

pro Stück
ab 10 Stück

8,50
 7,50




Stück ab
7,90

Kugelstopfer ▲

- ① **86550**
Fig. 10A 0,6 mm/0,9 mm
- ② **215100**
Fig. 46 1,0 mm/1,3 mm
- ③ **86551**
Fig. 47 1,4 mm/1,8 mm
- ④ **86552**
Fig. 48 1,9 mm/2,3 mm
- ⑤ **51923**
Fig. 49 2,5 mm/3,0 mm

pro Stück
ab 10 Stück **9,20**
ab 20 Stück **8,70**
ab 30 Stück **8,20**
 7,90



Stück ab
9,90

Heidemann-Spatel ▲

- ① **86547**
Fig. 0 (2 mm)
- ② **86548**
Fig. 1 (2,5 mm)
- ③ **86549**
Fig. 2 (3 mm)

pro Stück **10,40**
ab 6 Stück **9,90**




Stück
9,80

Spatel ▲

- ① **15793**
Spatel 1,5 mm
- ② **15794**
Spatel 2,0 mm
- ③ **15795**
Spatel 2,5 mm

pro Stück **9,80**



Stück ab
7,99

Planstopfer RS ▲

- ① **60004**
Birne 1,4/1,6 mm, Fig. 63
- ② **60001**
Planstopfer 1,5/1,75 mm, Fig. 81

pro Stück
ab 10 Stück **9,40**
ab 20 Stück **8,95**
ab 30 Stück **8,45**
 7,99



alle Instrumente
**made in
Germany**



Pinzetten ▶

- ① **16206**
Pinzette Artikulation **11,90**
- ② **15777**
Pinzette College lang
gerieft (15 cm) **7,90**
- ③ **15778**
Pinzette College kurz
gerieft (15 cm) **7,90**
- ④ **15779**
Pinzette Meriam
gerieft (15 cm) **7,90**

Stück
35,90



Informationen und Anleitungen
zur Aufbereitung
finden Sie hier



Stück ab
7,90



Omni colori ▲
Scaler und Küretten

Das Colori Sortiment von Omnident besteht aus diversen Scalern und Küretten in verschiedenen Farben. Jeder Figur ist einer Farbe zugeordnet. Die Universalkürette und der Universalscaler in pink sind auch als praktisches Prophylaxe-Set erhältlich. Alle Colori Instrumente haben einen ergonomisch geformten Silikongriff.



Set
54,90




- 208265**
Omni colori prophy pink Set:
Omni Kürette univ. M23A plus
Scaler univ. M23 pink, Set **54,90**
- ① **208267**
Omni colori Kürette univ. Fig.M23A
Silikon pink, Stück **35,90**
- ② **208268**
Omni colori Kürette gracey Fig.11-12
Silikon orange, Stück **35,90**
- ③ **208269**
Omni colori Kürette gracey Fig.13-14
Silikon blau, Stück **35,90**

- ④ **208271**
Omni colori Kürette gracey Fig.5-6
Silikon gelb, Stück **35,90**
- ⑤ **208272**
Omni colori Kürette gracey Fig.7-8
Silikon grün, Stück **35,90**
- ⑥ **208266**
Omni colori Scaler univ. Fig.M23
Silikon pink, Stück **35,90**
- ⑦ **208273**
Omni colori Scaler Fig.H6-H7
Silikon hellblau, Stück **35,90**

Zahnsonden ▶

- ① **76101**
Sonde Nr. 8
 - ② **76102**
Sonde Nr. 9
 - ③ **76103**
Sonde Nr. 17
 - ④ **76104**
Sonde Nr. 23
- pro Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

Stück ab
3,70



4,50
4,10
3,70



Serviettenkettchen

Zum Befestigen von Patienten-Servietten. Verchromt. Maße: Klemme 5 cm, Kette 30 cm.


76105

 Stck.
 ab 5 Stck.

6,80
 6,40

Parodontalsonde WHO

Top Qualität „Made in Germany“.

72265

 Stück
 ab 6 Stück
 ab 12 Stück

14,90
 13,90
 12,90




Stück ab
12,90





Stück ab
4,70



smile
 price

Mundspiegelgriffe

① **79147**

 Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, kantig, superleicht, hohl, Stück
 ab 12 Stück  5,50
 ab 36 Stück  4,70

② **84377**

 Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, Fingerform, hohl, superleicht, Stück
 ab 12 Stück  12,80
 ab 36 Stück  11,90
 11,50




Pckg. 12 Stück ab
14,50

Mundspiegel Standard

Spezielle Silber-Titan-Beschichtung für extrem lange Haltbarkeit. Hohe Reflektion für beste Spiegelqualität. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Packung mit 12 Stück.


47655


 Nr. 3 plan 20 mm **14,50**

70880

 Nr. 4 plan 22 mm **14,50**

70881

 Nr. 5 plan 24 mm **14,50**

70878

 Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **16,90**

70879

 Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **16,90**

Mundspiegel Rhodium

Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildqualität durch Oberflächenversiegelung, da die Reflektion/Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Rostfreier Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Lösungen (z.B. Neodisher N). Packung mit 12 Stück.

47658


 Nr. 3 plan 20 mm **25,50**


70895

 Nr. 4 plan 22 mm **25,50**

70918

 Nr. 5 plan 24 mm **25,50**

68923

 Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **49,90**

68925

 Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **49,90**



OK

Oberkiefer

OK
FZ
Fig.1



OK
W
Fig. 67A



OK
Wurzel
Fig.51



OK
PR
Fig. 7



OK
MO R
Fig. 17



OK
MO L
Fig. 18



UK

Unterkiefer

UK
W
Fig.79



UK
FZ, PR
Fig. 13



UK
MO
Fig.22



UK
Wurzel
Fig.33



Stück
69,90



Zahnzangen

Top Qualität „Made in Germany“

- präzise Verarbeitung
- besonders langlebig
- hervorragendes Haftprofil
- anatomische Passform
- korrosionsbeständiger, hochwertiger, rostfreier Stahl
- leichtgängig
- extrem gute Handhabung durch Karogriffe

44430 OK FZ Fig. 1



44434 OK W Fig. 67A



44435 OK Wurzel Fig. 51



44431 OK PR Fig. 7



44432 OK MO R Fig. 17



44433 OK MO L Fig. 18



44438 UK W Fig. 79



44436 UK FZ, PR Fig. 13



44437 UK MO Fig. 22



44439 UK Wurzel Fig. 33



Stück **69,90**

47241



Sortiment


629,00



Stück
84,90

Nadelhalter ▲

Aufwändig gearbeiteter Nadelhalter nach Mathieu mit Hartmetalleinlagen. Zuverlässige Fixation der Nadel. Hohe Lebensdauer durch geringen Verschleiss.




alle Instrumente
made in Germany

15771
Nadelhalter Mathieu
TC 17 cm

84,90





①



Stück
25,99

Arterienklemmen ▲

- ① **15773**
gerade 12,5 cm **25,99**
- ② **15772**
gebogen 12,5 cm **25,99**



①

Stück
24,50



②

Zahnfleischscheren ▲

- ① **16208**
gebogen 12 cm **24,50**
- ② **16207**
gerade 12 cm **24,50**

◀ Wurzelheber

Stück
32,50

- ① **15768**
Wurzelheber Bein
4 mm, Fig. 2 32,50
- ② **15769**
Wurzelheber Bein
3 mm, Fig. 3 32,50
- ③ **15770**
Wurzelheber Bein
2,5 mm, Fig. 6 32,50



Hinweis
Informationen und Anleitungen
zur Aufbereitung
finden Sie hier

Pinzetten ▶

- ① **15774**
Anatomische Pinzette 14,5 cm 10,10
- ② **15775**
Chirurgische Pinzette 14,5 cm 12,50

Stück
10,10

Stück
12,50




Sonstige chirurgische Instrumente ▶

- ① **60029**
Raspatorium Willinger
Gesamtlänge 16 cm,
obere Breite 6 mm 18,90
- ② **15776**
Skalpellgriff
Gesamtlänge 12,5 cm,
obere Breite 2 mm 6,80
- ③ **86376**
Tamponadenstopfer
Gesamtlänge 17,5 cm,
Arbeitsspitze 2 mm 9,20

Stück
9,20

Stück
18,90

Stück
6,80





Stück
10,80



Anmischspatel

- ① **19286**
Alginatspatel 22 cm **10,80**
- ② **19285**
Gipsspatel 20 cm **8,60**

Tasterzirkel

Tasterzirkel nach Iwanson. Die präzise gravierte, doppelseitige Skalierung 1/10 mm erlaubt die komfortable und zuverlässige Messung von Objekten bis 10 mm Stärke. Aufwändig gearbeitet. Feinfühligster Federdruck.

60919
Stück **24,99**



Stück
24,99



Stück
11,50

Le Cron Modellierinstrumente

- ① **15804**
Le Cron Modellierinstrument, gerade, 170 mm **11,50**
- ② **15805**
Le Cron Modellierinstrument, gebogen, 170 mm **11,50**
- ③ **15806**
Le Cron Hylin Fig. 1, 130 mm **11,50**



Stück ab
5,10

Gips- und Wachsmesser

- ① **15803**
Wachsmesser „Fahnenstock“ 17 cm **5,10**
- ② **15802**
Wachsmesser „Fahnenstock“ 13 cm **5,10**
- ③ **15807**
Gipsmesser Gritmann **12,30**



①



②

Stück
12,20

Kronen- und Brückenthalteklammen ▲

① **88966**
gerade **12,20**


② **88967**
gebogen **12,20**

Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



①



②

Teleskopzangen ▲

① **15781**
Teleskopzange
diamantiert 12,5 cm **119,70**

② **15782**
Teleskopzange 12 cm **89,90**

③ **28723**
Ersatzspitzen für
Art.-Nr. 15782, 2 Stück **13,90**

Gipszange ▼

89110
Stück **23,90**



Stück
23,90



Stück
53,50

Kramponzange ▲

15780
Kramponzange 15 cm **53,50**



Stück
7,50

◀ **Lötinzette**

88901
Glatte Greiffläche
Länge 16,5 cm,
Arbeitsspitze 1,7 cm, Stück **7,50**

Rotierende Instrumente



Pckg. 6 Stück

33,90

OmniGloss

Höchstglanz auf allen Komposit-Materialien: Polierer mit Naturdiamantkorn für optimalste Oberflächenpolitur in nur einem Arbeitsgang. Die speziell entwickelte Polierertechnologie für alle Komposit- und Kompomer-Füllungen. Wiederverwendbar, autoklavierbar.

- 51289** 050 Kegel
 - 51290** 060 Kelch
 - 51291** 100 Rad
- Pckg. 6 Stück **33,90**
- 51469**
Trial Kit 3-er Set
Kegel, Kelch, Rad **15,90**

Hinweis
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier

Trial Kit **15,90**



OmniRound ▶

Hartmetallbohrer für optimales Exkavieren: Vibrationsarmes Exkavieren, schnelle, atraumatische Präparation, schonender Substanzabtrag. Die spezielle Hybridverzahnung vereinigt zwei Verzahnungen zu einer optimierten Verzahnung, die wiederum zu einer optimalen Schneidleistung führt. Winkelstück-Schaft.

- 51278** C1SX 010
 - 51279** C1SX 012
 - 51280** C1SX 014
 - 51281** C1SX 016
 - 51282** C1SX 018
 - 51283** C1SX 021
 - 51284** C1SX 023
- Pckg. mit 5 Stück **19,90**

Pckg. 5 Stück **19,90**



Omni Multicut Kronentrenner ▶

Omni Multicut C4AK und C4AKL: Kronentrenner aus Hartmetall, trennt Kronen und Brücken in einem Arbeitsgang, einfach und schnell. Durch die neue Multicut Verzahnung ergeben sich optimale axiale Bohreigenschaften, eine konstante Abtragleistung sowie eine hohe Stabilität und Bruchfestigkeit. Omni Multicut Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik verwendet werden. FG-Schaft.

41658 Multicut C4AK
Kopflänge 1,5 mm

41659 Multicut C4AKL
Kopflänge 2,0 mm

Pckg. mit 5 Stück **24,90**

Pckg. 5 Stück

24,90



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 38



Pckg. 5 Stück

24,90

Omni Powercut Kronentrenner ▶

Der schnittfreudige Omnident PowerCut Bohrer mit spezieller Schneidenspitze gewährleistet die Entfernung alter Amalgamfüllungen innerhalb kürzester Zeit bei geringer Wärmeentwicklung. Die Schneidengeometrie mit pyramidenförmiger Übergangsschneide an der Spitze, ermöglicht ein leichtes axiales Eindringen in die Amalgamfüllung, wobei die großen Spanräume ein rasches Zerspanen des Amalgams bei geringer Wärmeentwicklung gewährleisten. Länge des Kopfes: 4,2 mm Schaft: FG nach ISO 314.

99530 ISO 010

99531 ISO 012

Pckg. 5 Stück **19,90**

Pckg. 5 Stück

19,90



Omnicut Kronentrenner ▶

Omnicut C34 und C34L: Kronentrenner aus Hartmetall, zum Auftrennen der Metallgerüste bei verblendeten Kronen und Brücken. Der Omnicut Kronentrenner besitzt eine optimale Schneidengeometrie, hohe Abtragleistung, eine hohe Standzeit und ist vibrationsarm. Nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik. FG-Schaft.

41657 Omnicut C34L
Kopflänge 2,0 mm

44770 Omnicut C34
Kopflänge 1,5 mm

Pckg. mit 5 Stück **24,90**



Endo gut



Endodontie-Instrumente

K-Feilen, Hedströmfeilen und K-Bohrer von OMNIDENT sind hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchstabilität. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und sterilisierbar bis 134 °C. Der Griff ist durch die ergonomische

Gripfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem Silikonstopper ausgestattet sind.

Unsere sterilen Endodontie Instrumente sind nun wieder in bewährter hoher Qualität „Made in Germany“ verfügbar!

K-Feilen

Hedströmfeilen





































210040 	Gr. 008	21 mm	210047 	Gr. 035	21 mm	210122 	Gr. 006	21 mm	210129 	Gr. 030	21 mm
210053 	Gr. 008	25 mm	210060 	Gr. 035	25 mm	210135 	Gr. 006	25 mm	210142 	Gr. 030	25 mm
210065 	Gr. 008	31 mm	210072 	Gr. 035	31 mm	210148 	Gr. 006	31 mm	210155 	Gr. 030	31 mm
210041 	Gr. 010	21 mm	210048 	Gr. 040	21 mm	210123 	Gr. 008	21 mm	210130 	Gr. 035	21 mm
210054 	Gr. 010	25 mm	210061 	Gr. 040	25 mm	210136 	Gr. 008	25 mm	210143 	Gr. 035	25 mm
210066 	Gr. 010	31 mm	210073 	Gr. 040	31 mm	210149 	Gr. 008	31 mm	210156 	Gr. 035	31 mm
210042 	Gr. 015	21 mm	210050 	Gr. 045	21 mm	210124 	Gr. 010	21 mm	210131 	Gr. 040	21 mm
210055 	Gr. 015	25 mm	210062 	Gr. 045	25 mm	210137 	Gr. 010	25 mm	210144 	Gr. 040	25 mm
210067 	Gr. 015	31 mm	210074 	Gr. 045	31 mm	210150 	Gr. 010	31 mm	210157 	Gr. 040	31 mm
210044 	Gr. 020	21 mm	210052 	Gr. 050	21 mm	210125 	Gr. 015	21 mm	210132 	Gr. 045	21 mm
210057 	Gr. 020	25 mm	210064 	Gr. 050	25 mm	210138 	Gr. 015	25 mm	210145 	Gr. 045	25 mm
210068 	Gr. 020	31 mm	210076 	Gr. 050	31 mm	210151 	Gr. 015	31 mm	210158 	Gr. 045	31 mm
210045 	Gr. 025	21 mm	210043 	Gr. 15-40	21 mm	210127 	Gr. 020	21 mm	210134 	Gr. 050	21 mm
210058 	Gr. 025	25 mm	210056 	Gr. 15-40	25 mm	210140 	Gr. 020	25 mm	210147 	Gr. 050	25 mm
210070 	Gr. 025	31 mm	210069 	Gr. 15-40	31 mm	210153 	Gr. 020	31 mm	210160 	Gr. 050	31 mm
210046 	Gr. 030	21 mm	210051 	Gr. 45-80	21 mm	210128 	Gr. 025	21 mm	210126 	Gr. 15-40	21 mm
210059 	Gr. 030	25 mm	210063 	Gr. 45-80	25 mm	210141 	Gr. 025	25 mm	210139 	Gr. 15-40	25 mm
210071 	Gr. 030	31 mm	210075 	Gr. 45-80	31 mm	210154 	Gr. 025	31 mm	210152 	Gr. 15-40	31 mm
									210133 	Gr. 45-80	21 mm
									210146 	Gr. 45-80	25 mm
									210159 	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg. **9,95**
8,95






Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg. **9,95**
8,95










K-Bohrer △




210077 	Gr. 006	21 mm	210084 	Gr. 030	21 mm
210091 	Gr. 006	25 mm	210103 	Gr. 030	25 mm
210109 	Gr. 006	31 mm	210116 	Gr. 030	31 mm
<hr/>					
210078 	Gr. 008	21 mm	210085 	Gr. 035	21 mm
210097 	Gr. 008	25 mm	210104 	Gr. 035	25 mm
210110 	Gr. 008	31 mm	210117 	Gr. 035	31 mm
<hr/>					
210079 	Gr. 010	21 mm	210086 	Gr. 040	21 mm
210098 	Gr. 010	25 mm	210105 	Gr. 040	25 mm
210111 	Gr. 010	31 mm	210118 	Gr. 040	31 mm
<hr/>					
210080 	Gr. 015	21 mm	210087 	Gr. 045	21 mm
210099 	Gr. 015	25 mm	210106 	Gr. 045	25 mm
210112 	Gr. 015	31 mm	210119 	Gr. 045	31 mm
<hr/>					
210082 	Gr. 020	21 mm	210090 	Gr. 050	21 mm
210101 	Gr. 020	25 mm	210108 	Gr. 050	25 mm
210114 	Gr. 020	31 mm	210121 	Gr. 050	31 mm
<hr/>					
210083 	Gr. 025	21 mm	210081 	Gr. 15-40	21 mm
210102 	Gr. 025	25 mm	210100 	Gr. 15-40	25 mm
210115 	Gr. 025	31 mm	210113 	Gr. 15-40	31 mm

Farbcodierung Stopper

	21 mm
	25 mm
	31 mm

Farbcodierung Griff

	006
	008
	010
	015 / 045
	020 / 050
	025 / 055
	030 / 060
	035 / 070
	040 / 080

210089 	Gr. 45-80	21 mm
210107 	Gr. 45-80	25 mm
210120 	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg.

 **9,95**
8,95

Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier




Pckg. 6 Stück ab
8,95



alles gut!

Spitzen

Sor



Guttaperchaspitzen

ISO-farbcodiert für eine sichere Anwendung. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Röntgenopak. Länge 28 mm +/- 1, Konizität 0,2.

Packung
6,49

55217 [Barcode]	Sortiment 15 - 40	55253 [Barcode]	Sortiment 45 - 80
55218 [Barcode]	Figur 15	55355 [Barcode]	Figur 45
55219 [Barcode]	Figur 20	55366 [Barcode]	Figur 50
55221 [Barcode]	Figur 25	55382 [Barcode]	Figur 55
55222 [Barcode]	Figur 30	55408 [Barcode]	Figur 60
55223 [Barcode]	Figur 35	55435 [Barcode]	Figur 70
55224 [Barcode]	Figur 40	55481 [Barcode]	Figur 80
Pckg. mit 100 Stück	6,49	Pckg. mit 100 Stück	6,49



Packung
4,79

timent

Papierspitzen

Sterile Papierspitzen mit Farbcodierung am Kopfende. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Länge 28 mm +/- 1, Konizität 0,2.

Artikelnummer	Sortiment	Artikelnummer	Sortiment
55203	Sortiment 15 - 40	55210	Sortiment 45 - 80
55204	Figur 15	55211	Figur 45
55205	Figur 20	55212	Figur 50
55206	Figur 25	55213	Figur 55
55207	Figur 30	55214	Figur 60
55208	Figur 35	55215	Figur 70
55209	Figur 40	55216	Figur 80
Pckg. mit 200 Stück	4,79	Pckg. mit 120 Stück	4,79

Packung
6,90



Schaumstoffeinsätze

Einsatzscheiben aus feinporigem weißem Schaumstoff zur hygienischen Bereithaltung und schnellen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten. 3 verschiedene Standardgrößen zur Verwendung in den gängigsten Endodontie-Aufbewahrungsständen/-Cleanern/-Organizern.

74829	Ø 65 mm, H 10 mm passend für Twin-Bloc, Pckg. 25 Stück	6,90
74828	Ø 50 mm, H 10 mm passend für Clean Stand, Pckg. 25 Stück	6,90
74826	Ø 50 mm, H 5 mm passend für Clean Grip, Interim Stand, Pckg. 50 Stück	6,90


OMNI Ronden



optimale
Bearbeitung
mit Omnipol
siehe Seite 92
und 93



Alle Produktinformationen, technische Daten und Preise sowie passende Instrumente für die Bearbeitung finden Sie auf omnident.de/ronden




Alle OMNI Ronden haben einen Außendurchmesser von 98,5 mm.

Unsere CAD/CAM Rohlinge aus Zirkonoxid zur Herstellung von Kronen- und Brückengerüsten vollkeramischer dentaler Prothesen für höchste Qualitätsanprüche!

CAD / CAM



Omni Deep Liquids für OMNI HD Ronden finden Sie auf omnident.de/ronden oder direkt über den nebenstehenden Code



Einheit One4All smile

Zusammensetzung (chem.)		One4All	smile
ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃	wt%	> 99.5	> 99.5
Y ₂ O ₃	wt%	6.9	9.3
Al ₂ O ₃	wt%	0.05	0.05
Summe aller anderen Oxide	wt%	≥ 0.5	≥ 0.5
Eigenschaften			
Dichte	g/cm ³	6.06	6.04
Biegefestigkeit (biaxial)	MPa	> 1000	> 610
Korngröße (µm)	µm	> 0.5	< 0.6
Bruchzähigkeit K _{IC}	MPa √m	5	3.5
Härte HV ₁₀	-	1250	1250
Transluzenz (1mm, D65)	%	45	49
Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK)	10 ⁻⁶ /K	10.8	10.6
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	2.5	2.5
Beständigkeit (Essigsäure)	µg/cm ²	≥ 100	≥ 100
Radioaktivität	Bq/kg	≥ 200	≥ 200
Indikationen			
		Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, 3 gl. Brücken...
Normative Vorgabe			
		Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 4

gleich mitbestellen:
200775
 OmniCEM SE, Pckg. 5 g Automix, 10 Mischkanülen (s. auch Seite 48) **ab 51,90**



* Weitere technische Daten und Indikationen zu allen OMNI Ronden finden Sie unter www.omnident.de/ronden



Omni Ronden Z-CAD smile

Das biokompatible Hochleistungszirkon entspricht der Klasse 4 nach ISO 6872:2019 und hat eine charakteristische Festigkeit von über 610 MPa (biaxiale Messung) sowie eine Transluzenz von 49 % (Super-Hochtransluzent), Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD smile

mm	white	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
10	133510	133533	133537	133541	133545	133549	133553	133557	133561	133565	133569	133573	133577	133581	133585	133589	133593
12	133511																
14	133512	133534	133538	133542	133546	133550	133554	133558	133562	133566	133570	133574	133578	133582	133586	133590	133594
16	133513																
18	133514	133535	133539	133543	133547	133551	133555	133559	133563	133567	133571	133575	133579	133583	133587	133591	133595
20	133515																
25	133516	133536	133540	133544	133548	133552	133556	133560	133564	133568	133572	133576	133580	133584	133588	133592	133596



take a smile



Omni Surface Liquids für smile Ronden finden Sie auf omnident.de/ronden oder direkt über den nebenstehenden Code

Omni Ronden Z-CAD smile Multi

Die Omni Ronde Z-CAD smile Multi ist ein biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 4 mit ultrahoher Transluzenz und sanftem Farbverlauf und erlaubt mit seiner charakteristischen Festigkeit von über 610 MPa die Herstellung von vollanatomischen Kronen, Veneers, Inlays und Onlays bis hin zu dreigliedrigen Brücken (Seiten- und Frontzahnbereich). Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden



	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK
33% Enamel Layer	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
33% Gradational Layer	A2	A3	B2	B3	C2	C3	D2	D3
33% Dentin Layer	A3	A4	B3	B4	C3	C4	D3	D4

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD smile Multi

mm	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK
14	133621	133624	133627	133630	133633	133636	133639	133642
18	133622	133625	133628	133631	133634	133637	133640	133643
22	133623	133626	133629	133632	133635	133638	133641	133644



Omni Ronden Z-CAD One4All

Biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019. Für sämtliche Arbeiten im Front- und Seitenzahnbereich. Kronen, Teilkronen, Veneers, Inlays, Onlays und Brücken sind bei diesem Material indiziert. Für Stegkonstrukte, Suprastrukturen und Hybridprothesen. Kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden



Omni Surface Liquids für One4All Ronden finden Sie auf omnident.de/ronden oder direkt über den nebenstehenden Code

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD One4All

mm	BL1	BL2	BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
10				204102	204106	204110	204114	204124	204128	204133	204137	204144	204150	204154	204159	204165	204172	204179	204184
14	208056	208636	208641	204103	204107	204111	204115	204125	204129	204134	204138	204145	204151	204156	204161	204168	204174	204180	204186
18	208057	208637	208642	204104	204108	204112	204120	204126	204130	204135	204139	204146	204152	204157	204162	204169	204176	204182	204187
20	208058	208638	208643	211105	211107	211108	211110	211112	211113	211115	211116	211118	211119	211120	211121	211122	211123	211124	211125
22	208059	208639	208644																
25	208060	208640	208645	204105	204109	204113	204122	204127	204131	204136	204141	204148	204153	204158	204164	204170	204178	204183	204189




jetzt auch **Bleach**

Um den Bedarf nach monolithischen Restaurationen abzudecken, die sich auch im bereits gebleachten Restgebiss gleichbleibend harmonisch und ästhetisch einfügen, führt Omnident drei neue Bleach-Farben im Omni Ronden Sortiment ein!

One for you? One4All

Schichtverteilung 14 mm, 18 mm, 22 mm



Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

Ein Multitalent aus biokompatiblen Hochleistungszirkon, mit nochmals gesteigerter Transluzenz und hoher Festigkeit der Klasse 5 nach ISO 6872:2019. Das fertigestellte Z-CAD One4All Material kann monolithisch oder verblendet im Mund eingesetzt werden. Mit einer entsprechenden Zirkon-Verblendkeramik ist eine noch individuellere Gestaltung erfüllbar. Alternativ kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden. Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

mm	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
14	206369	206372	206375	206378	206381	206384	206387	206390	206393	206396	206399	206402	206405	206408	206411	206414
18	206370	206373	206376	206379	206382	206385	206388	206391	206394	206397	206400	206403	206406	206409	206412	206415
22	206371	206374	206377	206380	206383	206386	206389	206392	206395	206398	206401	206404	206407	206410	206413	206416





Pckg. 12 Stück ab
13,90

Radbürsten

Handstück		unmontiert	
78398 	17 mm	78404 	17 mm
78399 	19 mm	78405 	19 mm
78400 	21 mm	78406 	21 mm
Ziegenhaar, Pckg. 12 Stück	15,50	Ziegenhaar Pckg. 12 Stück	13,90
78390 	19 mm	78395 	17 mm
78391 	21 mm	78396 	19 mm
Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	18,50	78397 	21 mm
		Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	15,50
		78387 	19 mm
		Borsten, natur Pckg. 12 Stück	15,50

Kanister 5 kg
33,90



Alustral ▲


Hochwertiges, synthetisches Strahlmittel aus Aluminiumoxyd. Keine Silikosegefahr.

88167 	50 µ
32614 	110 µ
88165 	150 µ
88162 	250 µ
Kanister 5 kg	33,90
78325 	50 µ
78326 	110 µ
78327 	150 µ
78328 	250 µ
Karton 25 kg ab 3 Kartons	129,90 119,90

Pinselfürste Handstück

78421 	Borsten, schwarz
78423 	Ziegenhaar, weiß
Pckg. mit 12 Stück	12,90

Pckg. 12 Stück
12,90



Kanister 5 kg
17,90



◀ Cera Blast

Feinstrahlperlen zum Glanzstrahlen von Kronen und Brücken sowie zum Mattieren und Ausstrahlen von Sekundärteilen. Optimale Oberflächenverdichtung. Große Härte und Verschleißfestigkeit. Für alle handelsüblichen Geräte geeignet. Korngröße 50 µ.

88171 	Kanister mit 5 kg	17,90
88172 	Karton 25 kg ab 3 Kartons	72,90 68,90

Polierbürsten

Polierbürsten für die Zahntechnik.
Schwarze Chunking-Borsten. Zum abschließlichen Gebrauch in Labor oder Praxislabor bestimmt.



- ① **79913**

 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm
 Stück 6,00
 ab 100 Stück 5,50
- ② **78446**

 Holzkern, Chunking-Borsten, Qualität „Super“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,
 Stück 6,00
 ab 100 Stück 5,50
- ③ **78444**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,
 Stück 5,50
 ab 100 Stück 4,90
- ④ **78445**

 Holzkern, Qualität „Super“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,
 Stück 6,00
 ab 100 Stück 5,50
- ⑤ **79917**

 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm, Stück
 ab 100 Stück 6,00
5,50
- ⑥ **78443**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,
 Stück 5,50
 ab 100 Stück 4,90
- ⑦ **78447**

 Metallkern und Metallzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,
 Stück 3,90
 ab 100 Stück 3,40
- ⑧ **78448**

 Metallkern und Kunststoffzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,
 Stück 3,90
 ab 100 Stück 3,40
- ⑨ **85541**


 Holzkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 3,90
 ab 100 Stück 3,40
- ⑩ **78442**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 3,90
 ab 100 Stück 3,40
- ⑪ **79911**

 Holzkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 3,90
 ab 100 Stück 3,40
- ⑫ **78441**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 2,19
 ab 100 Stück 1,99
- ⑬ **69852**

 Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum. Ziegenhaar, weiß, weich, ø 23/49 mm,
 Stück 3,90
 ab 100 Stück 3,40



Bohrerreinigungsbürsten

Messingdraht-Bürste für die grobe Reinigung der Instrumente.

23377

 Stück 2,40
 ab 10 Stück 2,00

Nylon-Bürste zur schonenden und gründlichen Bohrer-Reinigung.





110349

 Stück 2,40
 ab 10 Stück 2,00



Pckg. 12 Stück ab **14,90**

▼ Woll- und Nesselschwabbeln

- ① **78432**

 Wollschwabbel, ø 21 mm, Pckg. mit 12 Stück, montiert Handstück 25,90
- ② **78435**

 Nesselschwabbel, ø 21 mm, Pckg mit 12 Stück, montiert Handstück 16,90
- **78434**

 dito, unmontiert 23,90
- **78437**

 dito, unmontiert 14,90



Stück ab
0,79



Stück
3,85

Heatless Steine

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metallen im Labor oder Praxislabor. Für grobe Vorarbeiten. Geeignet für alle Dental-Legierungen und Kunststoff.

79194	Gr. 1 / 5 mm	79200	Gr. 7 / 5 mm	79206	Gr. 13 / 5 mm
79195	Gr. 2 / 3 mm	79201	Gr. 8 / 3 mm	79207	Gr. 14 / 3 mm
79196	Gr. 3 / 2 mm	79202	Gr. 9 / 2 mm	79208	Gr. 15 / 2 mm
Heatless Steine ø 25 mm Max. Geschw. 15.000 U/min.		Heatless Steine ø 19 mm Max. Geschw. 25.000 U/min.		Heatless Steine ø 13 mm Max. Geschw. 35.000 U/min.	
79197	Gr. 4 / 5 mm	79203	Gr. 10 / 5 mm	Stück ab 50 Stück 0,99	
79198	Gr. 5 / 3 mm	79204	Gr. 11 / 3 mm	0,79	
79199	Gr. 6 / 2 mm	79205	Gr. 12 / 2 mm	▲	
Heatless Steine ø 22 mm Max. Geschw. 20.000 U/min.		Heatless Steine ø 16 mm Max. Geschw. 30.000 U/min.		Abrichtstein	



Abrichtstein
Abrichtstein ohne Diamant. Maße
65 x 20 x 4 mm. Farbe Blau.

110397
Stück **3,85**



Rosa (hart)	31	32	33	34	35	36
Körnung	80	80	120/150	100	100	100
78989	78990	78991	78992	78993	78994	
Dkl.-braun (weich)						
Körnung	80/90	80/90	120/150			
79001	79002	79003				
Hellbraun (mittel)						
Körnung	150	150	150			
78995	78996	78997				

Pckg. 72 Stück ab
39,90



Spezial-Schleifsteine

Keramisch gebundene Schleifsteine zum Ausarbeiten von Metallen und Kunststoffen aller Art. Präzisionsmontiert, gleichmäßige Härte und Körnung. Hochfester rostfreier und maßgenauer Schaft, zentrischer Lauf. In rosa, hellbraun und dunkelbraun.

Pckg. mit 72 Stück
ab 5 Pckg. **45,90**
ab 10 Pckg. **43,90**
39,90



Omnipol Amalgam Reducer

zum Grobabtragen und Finieren von Amalgamfüllungen ohne Verletzung des Zahnschmelzes. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83458	31167	83459
	14,95		

Omnipol braun für Winkelstück

für Amalgam und Metall, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83435	83437	83438	83439	83440
	14,95				

Omnipol grün für Winkelstück

für Amalgam und Metall, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83442	83444	83445	83446	83447
	14,95				

polishing for compliments

Omnipol Composite für Winkelstück

2-stufiges Poliersystem für hochgefüllte Composites. Die flexible Polierspirale passt sich jeder Oberflächenstruktur an und eignet sich für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Einzelprodukt. blau = medium, hellblau = fein. Drehzahlbereich: 6.000 – 15.000 Upm., Pckg. 6 Stück



6 Stück
16,90

Art.-Nr.	206471	206472
	16,90	

Omnipol Mandrelle

Mandrelle aus Edelstahl. Schaft 104, max. Drehzahlbereich: 20.000 Upm. Pckg. 5 Stück



5 Stück
7,20

Art.-Nr.	110394	110395
	7,20	

Hinweis
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier

Omnipol braun für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, braun = Vorpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück
15,90

Art.-Nr.	83452	83453	83454	31170

15,90

Omnipol grün für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, grün = Hochglanzpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück
15,90

Art.-Nr.	83455	83456	83457	31172

15,90

Omnipol für Chrom-Kobalt-Legierungen

Der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
32,90

Art.-Nr.	83475	31191	83476	83477

32,90

Omnipol Universal

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle, Chrom-Kobalt, Titan.
Optimale Drehzahl: 8.000 Upm., Pckg. 100 Stück

Grobe Körnung Feine Körnung

100 Stück
41,75

Art.-Nr.	31192	83460	83465	83461

41,75

Omnipol für Kunststoffe und 3D Druckmaterialien

Standfeste Vliespolierer für die Bearbeitung von Kunststoffen aus additiven Verfahren und Tiefziehtechnik sowie für die Entfernung der Supports beim 3D Druck. rot = ultrafein, schwarz = extrafein, grau = mittel. Drehzahlbereich: 6.000 – 20.000 Upm., Pckg. 50 Stück

50 Stück
103,90

Art.-Nr.	206468	206469	206470

103,90

Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Omnipol grün

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück
41,75

Art.-Nr. 83451

41,75

Omnipol braun

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück
41,75

Art.-Nr. 31176

41,75




Omnipol Stahlpolierer grün

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, grün = Feinpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück ab
28,50

Art.-Nr. 31187 | 31190

R 22/3 | 22/6

29,90 | 28,50




Omnipol Stahlpolierer schwarz

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, schwarz = Standardpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück ab
27,90

Art.-Nr. 31183 | 31186

R 22/3 | 22/6

29,90 | 27,90






Omnipol für die Technik

der Siliconpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe. Gelb: feine Körnung zum Polieren. Grau: mittlere Körnung zum Finieren. Grün: grobe Körnung zum Konturieren, ideal für weichbleibende Kunststoffe. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück
12,90

Art.-Nr. 31203 | 83466 | 83467 | 83468 | 31204

12,90

Omnipol für Handstück Zirkon



zur Bearbeitung von ungesintertem Zirkon. Speziell zur Ausarbeitung von Fräsarbeiten. Drehzahlbereich: 8.000 - 20.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück ab
14,95

Art.-Nr. 206461 | 206462 | 206463

mittel/fein | mittel | mittel

34,90 | 14,95 | 14,95

Omnipol für Keramik



Keramikpolierer, hellgrau = abrasive Vorpolitur, glättet Diamantschliff-Flächen. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
41,75

Art.-Nr. 83473 | 31193

R 22/3 | L 22/3

41,75

Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, rosa = leicht abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
41,75

Art.-Nr. 83474 | 31194

R 22/3 | L 22/3

41,75




Omnipol für Keramik



Keramikpolierer, grau = Hochglanzpolitur für natürlichen Glanz ohne Polierpasten. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
47,10

Art.-Nr. 31195 | 31196

R 22/3 | L 22/3

47,10

Das OMNIDENT Hartmetallfräser- Programm








Verdichtetes Sinterhartmetall garantiert optimale Standzeiten und wirtschaftliches Kosten-Nutzverhältnis. Alle Fräser bis ISO-Größe 023 werden aus einem Stück gefertigt, für höchste Rundlaufgenauigkeit und reduziertes Bruchrisiko. Die größeren Formen werden auf Sicherheitsstahl aufgeschweißt, der die beim Schleifen entstehenden Schwingungen reduziert. Die Formen- und Verzahnungsauswahl ermöglicht einsetzgerechtes Schleifen in jeder Technik.









Sparprogramm

Sie erhalten ab einem Bestellwert pro Auftrag in Höhe von

100,-	 10% Rabatt
250,-	 15% Rabatt
333,-	 20% Rabatt
400,-	 25% Rabatt
500,-	 30% Rabatt

Farbringe für jede Verzahnung erleichtern den richtigen Griff:


-  **schwarzer Ring = supergrobe Verzahnung**
zum großflächigen Abtrag auf allen Kunststoffen, als auch zum Bearbeiten von Gipsen geeignet.
-  **grüner Ring = extragrobe Verzahnung**
für alle Kunststoffe zur Ausarbeitung, bei Gipsen zum Formschleifen geeignet.
-  **blauer Ring = grobe Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zum Grobabbtrag.
-  **roter Ring = feine Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zur Feinausarbeitung.
-  **gelber Ring = superfeine Verzahnung**
feinster Abtrag bei allen Legierungen und Compositen. Ideal zum glatten Schleifen der Keramik.
-  **violetter Ring = superfeine Spiralverzahnung**
Zum Ausarbeiten und Konturieren von Titanmaterialien.

smile
price

hart

Kreuzverzahnung supergrob Schliff 55/SGE

Für grossflächigen Abtrag bei Kunststoffen, Löffelmaterialien und Gips.




Stück **19,90**

Fig. No.	251	351
L mm	13,9	14,2
Ø 1/10 mm	060	070
Art.-Nr.	31148	31149

Stück	19,90	19,90
-------	--------------	--------------

Kreuzverzahnung mittelgrob Schliff 51/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.




Stück **21,90**

Fig. No.	351	251
L mm	12,0	14,0
Ø 1/10 mm	060	060
Art.-Nr.	27666	27667

Stück	21,90	21,90
-------	--------------	--------------

Kreuzverzahnung extragrob Schliff 50/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.




Stück **18,90**

Fig. No.	251
L mm	13,9
Ø 1/10 mm	060
Art.-Nr.	31009

Stück	18,90
-------	--------------

Einfachverzahnung mit Querrieb Schliff 75/GSQ

Ausarbeiten von weichbleibenden Unterfütterungen.




Stück ab **16,90**

Fig. No.	261	351	351	251	77
L mm	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø 1/10 mm	023	060	070	060	040
Art.-Nr.	27661	27662	27663	27664	27665

Stück	16,90	21,90	21,90	21,90	21,90
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Einfachverzahnung grob Schliff 70

Auf allen Dental Materialien zum Grobabtragen mit glattem Schliffbild, besonders auf Kunststoff einsetzbar.



Stück ab **6,90**

Fig. No.	138	351	79	79	251
L mm	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø 1/10 mm	010	060	060	045	060
Art.-Nr.	31140	31143	31556	31142	31147

Stück	6,90	14,90	14,90	14,90	14,90
-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

werk



Kreuzverzahnung Standard – Schliff 10/E

Auf allen Dental Materialien zum Grobabrtragen einsetzbar. Bei NE-Legierungen für die Formgestaltung ideal geeignet.



Stück ab **7,90**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
Art.-Nr.	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	31554
Stück	11,90	11,90	11,90	11,90	10,90	10,90	10,90	7,90	10,90	10,90	15,90

Fig. No.	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
L mm	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø 1/10 mm	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
Art.-Nr.	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134
Stück	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	10,90	10,90	10,90	15,90	15,90

Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.



Stück ab **12,90**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
Art.-Nr.	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479
Stück	13,90	13,90	13,90	13,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90


Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.

Fig. No.	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
L mm	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø 1/10 mm	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
Art.-Nr.	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483
Stück	12,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	12,90	12,90	13,90

Kreuzverzahnung superfein – Schliff 30/EUF

Feinstausarbeitung auf allen Legierungen und Compositen. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht feines Schleifen auch auf Keramik.




Stück ab **15,90**

Fig. No.	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
L mm	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
Art.-Nr.	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081
Stück	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	19,90	19,90

Spiralverzahnung superfein Schliff 25/FST

Ausarbeiten, Konturieren von Titanmaterialien.




Stück **18,90**

Fig. No.	79	251
L mm	13,7	14,2
Ø 1/10 mm	040	060
Art.-Nr.	27668	27669
Stück	18,90	18,90

Parallelfraßer Kreuzverzahnung Schaft 103 HP

Ø 2,35 mm, oben rund. Werkzeug für die Frästechnik.



Stück **16,90**

Fig. No.	364 R	364 R	364 R
L mm	8,0	10,0	15,0
Ø 1/10 mm	010	015	023
Art.-Nr.	31041	31042	31043
Stück	16,90	16,90	16,90

Drehzahlen

Empfohlene Drehzahlbereiche für alle Hartmetallfräser:

bis	
ISO 023	15-50.000 Upm
ISO 023-045	15-40.000 Upm
ISO 045-070	15-30.000 Upm



Gips her!

Stück

5,50



Gipsschaufel

Zinkblech, 20 x 7 cm.

95202

Stück

5,50



Karton 20 kg ab

88,90



Stone Superhartgips synthetisch ▲

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen. Besondere Eigenschaften: glatte, kratzfeste Oberflächen; harte, kantenstabile Modelle; stets gleichbleibende Qualität; minimale Expansion. Damit die Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.

24510
■■■■■

Typ 4, weiß

24511
■■■■■

Typ 4, braun

Karton mit 20 kg
ab 3 Kartons
ab 5 Kartons

94,90

90,90

88,90

Omni Einmal PE Schürze
finden Sie auf
Seite 34



Sack 25 kg ab

24,90



Alabastergips natur ▲

Aus reinem Alabaster des Harzes, volumenbeständig, mit 25% Hartgipsanteil, ein Material mit kontrollierter Expansion für den Praktiker. Lange Abbindezeit/Verarbeitungszeit.

73146
■■■■■

Typ 2, weiß

Sack mit 25 kg
ab 5 Sack
ab 10 Sack

28,90

26,90

24,90

Sack 25 kg ab

65,90



Artikulationsgips natur ▲

Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, Fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stellvermögen.

73149
■■■■■

Typ 1, natur

Sack mit 25 kg
ab 5 Sack
ab 10 Sack

71,90

68,90

65,90



Sack 25 kg ab
37,90



Modellgips natur ▲

Bewährter Hartgips für breite, zahn-technische Anwendungsbereiche aus speziell ausgesuchtem Naturgestein mit dauerhafter Volumenstabilität. Hohe Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und eine exakte Passgenauigkeit zeichnen dieses Arbeitsmaterial aus. Für die KFO-Arbeiten wird durch besonders weißes Naturgestein ein hoher Weißheitsgrad erreicht.

73142 Typ 3, blau

73143 Typ 3, gelb

73145 Typ 3, weiß

Sack mit 25 kg **42,90**
ab 5 Sack **39,90**
ab 10 Sack **37,90**

Sack 25 kg ab
31,90



Modellgips synthetisch ▲

Synthetischer Hartgips nach DIN EN 26873. Besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie sowie zur Herstellung von Situations- und Gegenbissmodellen. Modelle mit sehr großer Härte. Gute Fließfähigkeit und geringe Expansion. Durch feinste Mahlung glatte Oberflächen.

24043 Typ 3, blau

24044 Typ 3, gelb

24045 Typ 3, weiß

Sack mit 25 kg **36,90**
ab 5 Sack **33,90**
ab 10 Sack **31,90**

Sack 25 kg ab
40,90



Omnidanos ▲

Der Klassiker: Natur-Hartgips für vielseitige Anwendungen. Klasse 3. Omnidanos eignet sich universell für Modelle in der Total- und Teilprothetik, der Kieferorthopädie und weitere Modellarten. Seine cremige Konsistenz und schnelle Erhärtung ermöglichen zügiges Arbeiten und präzise Modelle. Farbe: blau. Indikation: Total- bzw. Teilprothetik und Kieferorthopädie.

40398 Typ 3, blau

Sack mit 25 kg **45,90**
ab 5 Sack **40,90**

Hinweis

Alle technischen Datenblätter zu Omnident Gipsen finden Sie hier

Karton 20 kg ab
67,90



Artikulationsgips synthetisch ▲

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden.

24509 Typ 1, weiß

Karton mit 20 kg **75,90**
ab 5 Kartons **70,90**
ab 10 Kartons **67,90**



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 38

technische Daten zu unseren Gipsen erhalten Sie unter www.omnident.de/download.php

Dental Vlies


Muffelring-Einlagen, asbestfrei, aus keramischen Werkstoffen für die Edelmetalltechnik. Das Material erlaubt eine uneingeschränkte Expansion der Einbettmasse sowie problemloses Ausbetten. 50 x 1 mm, ca. 25 m.

87907



Pckg.
ab 3 Pckg.
ab 6 Pckg.

14,90
13,90
12,90



Packung ab
12,90



Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyd-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente, sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis 10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

93023



Kanister 5 l
ab 2 Kanister

81,90
75,90

93022



Flasche 1 l

19,90

Kanister 5 l ab

75,90

Omni Einmal
PE Schürze
finden Sie auf
Seite 34



Flasche 1 l

19,90



Omniprint P soft

Wie Omniprint P ein präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis. Omniprint P Soft ist jedoch für eine geschmeidigere Verarbeitung etwas weicher eingestellt worden. Gegenüber Omniprint P mit einer Shore Härte A90, hat Omniprint P soft eine geringere Endhärte von A85. Omniprint P Soft ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Farbe: blau.

111956

 2 x 1,5 kg **82,90**

111957

 2 x 5 kg **215,90**

91220

 Messbesteck **gratis**



2 x 5 kg Eimer
215,90

2 x 1,5 kg Dosen
82,90

2 x 5 kg Eimer
186,90



Omniprint P

Präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis für höchste Ansprüche. Die Produkte werden aus ausgesuchten Rohstoffen mittels modernster Fertigungstechnologie in Deutschland hergestellt. Spezielle Füllkörper im Puttymaterial erleichtern das Anmischen und perfektionieren die Homogenität des Mischergebnisses. Omniprint P ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Shore Härte A90.

91218

 2 x 420 ml Dosen **55,90**

91219

 2 x 5 kg Eimer **186,90**

91220

 Messbesteck **gratis**

2 x 420 ml Dosen
55,90



Flexibole Anmischbecher

Flexibole Anmischbecher für Gips und Einbettmassen, Stumpf- und Alginat-Abformmassen. Leicht zu säubern, lieferbar in 4 Größen. Farbe dunkelgrün.

- 72975**
klein, Ø 8 cm / 150 ml **3,99**
- 72976**
mittel, Ø 10 cm / 350 ml **4,90**
- 72977**
groß, Ø 12 cm / 650 ml **6,90**
- 72978**
extra groß, Ø 14 cm / 850 ml **7,90**

Silikon Anmischbecher

Silikon Anmischbecher für Autopolymerisate. Für Silikone nicht geeignet. Ohne Ausgießstülle.

- 20610** klein, 8 ml
Pckg. mit 3 Stück **12,90**
- 20611** mittel, 18 ml
Pckg. mit 2 Stück **12,90**
- 20612** groß, 50 ml
Pckg. mit 1 Stück **12,90**

Sekundenkleber ▶

Cyan-Acrylat-Kleber mit hoher Klebekraft. Klebt nasse und trockene Gipse spaltfrei.

- 82228**
10 g Flasche **3,90**
ab 5 Flaschen **3,60**
ab 10 Flaschen **3,30**

Flasche ab **3,30**



Anmischblöcke ▶

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

- 20516**
60 x 75 mm, 40 Blatt **2,79**
- 20521**
70 x 80 mm, 50 Blatt
ab 10 Blocks (Großpckg.) **3,90**
3,49
- 20523**
125 x 180 mm, 25 Blatt **3,90**
- 20520**
150 x 240 mm, 35 Blatt **5,90**
- 101536**
33 x 35 mm, 40 Blatt
Pckg. mit 10 Stck. **14,59**

Packung ab **2,79**



Käppchenfolie

Weiches, elastisches Material. Rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z.B. Kronen, Kappen usw.

81974
 0,6 mm, ø 4,2 cm
 Pckg. 100 Stck.
 ab 10 Pckg.

12,90
 11,90



Platzhalterfolie

Dünne, gut tiefziehbare Folie. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen).

81975
 0,1 mm, ø 4,2 cm
 Pckg. 200 Stck.
 ab 10 Pckg.

14,90
 13,90



2 x 1 kg
71,90

◀ Omnidouble

Additionsvernetzendes Dubliersilikon mit hoher Dimensionsstabilität, ohne Schrumpf bei Lagerung und mit hervorragendem Rückstellvermögen. Dosierverhältnis 1:1. Lieferbar in normal, mittel und hart.

59252
 Farbe blau, 15 Shore A-Härte
 Pckg. 2 x 1 kg **71,90**

59253
 Pckg. 2 x 6 kg **409,90**

21962
 Farbe hellblau, 22 Shore A-Härte
 Pckg. 2 x 1 kg **71,90**

22034
 Pckg. 2 x 6 kg **409,90**

59250
 Farbe gelb, 28 Shore A-Härte, hart
 Pckg. 2 x 1 kg **71,90**

59251
 Pckg. 2 x 6 kg **409,90**

208894
 Dosierpumpe für 6 kg Flasche,
 Stück **19,90**



Stück
37,90

Omnidouble Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die Silikon-Dubliertechnik aus Makrolon-Kunststoff. Verankerung durch konisches Manschettenteil. Inkl. Schaumstoffplatzhalter für Spardublierung.

19703
 Stück **37,90**




super models

Flasche 75 ml

10,90

▼ Prothesenfinish

Dient zum Entfernen von Monomerresten auf prothetischen Arbeiten. Es verwirbt alle fertig gestellten Arbeiten auf und verleiht dem Objekt einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Zusätzlich wirkt OMNIDENT Prothesenfinish bakterizid und ist dermatologisch getestet.

19352

 Flasche 75 ml

10,90



Okklusivspray ▲

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungrohstoffe sind lebensmittelecht. Mit Plexiglas-Spitze.

Dose 75 ml ab
8,90

70270

 Dose mit 75 ml, grün **8,90**







Eimer 10 kg ab



95,90

▼ Silikon Knetmasse Labor

In besonders geschmeidiger Qualität und damit einfacher zu verarbeiten! Kondensationsvernetzendes Silikon mit sehr hoher Endhärte zum zahntechnischen Einsatzzweck (z. B. für Vorbisswälle, Ausblockungen oder Fixationen), knetbar, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, hervorragend zu verarbeiten, klebefrei, hitzebeständig. Extrem hohe Shorehärte: 85. Farbe: blau.

76460

 Dose 900 ml, 1,6 kg ab 4 Dosen **24,90**
 **21,90**

76461

 Eimer 5.500 ml, 10 kg ab 2 Eimer **104,90**
 **95,90**

76462

 Härterpaste Labor, 6 Min. Farbe: rot, Tube 35 ml ab 10 Tuben **9,90**
 **8,50**

116533

 Omni Tubfix Tubenentleerer **4,95**

Dose 900 ml ab
21,90





Pckg. 100 Stück

36,90

◀ **Bisswälle**

Erleichtern Sie Ihre Arbeit durch vorgeformte, den Kieferverhältnissen entsprechende Bisswälle.

54821  gelb, weich

54824  rot, hart

Pckg. 100 Stück **36,90**

Pckg. 490 g

26,50



◀ **Bissnehmewachs**

Neu! Mit Rinne auf der Unterseite zur besseren Fixierung auf dem Kieferkamm, dadurch weniger Anpassungsgriffe. Erwärmt so zäh wie Bienenwachs, abgekühlt absolut formfest.

54819  gelb, weich

54822  rot, hart

Pckg. 490 g **26,50**

54820  gelb, weich

54823  rot, hart

Pckg. 1.850 g **55,50**

wachstum

Pckg. 500 g

12,50



Modellerwachs ▼

In Tafeln zu 185 x 83 mm. Rosa. Zähelastisch, nicht schmierend. Nach dem Erwärmen lang knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. 50 = Sommerqualität, WI = Winterqualität.

54805 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,25
54806 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	50	1,25
54807 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,25
54808 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,5
54809 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	50	1,5
54810 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,5
Pckg. 500 g		14,90
54811 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,25
54812 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	50	1,25
54813 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,25
54814 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,5
54815 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	50	1,5
54816 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,5
Pckg. 2.500 g		49,90

Modellerwachs spezial ▲

In Tafeln zu 185 x 83 x 1,25 mm. Besonders elastisch, kantenfest und rasch erstarrend. Gute Schnitt- und Modellierfähigkeit. Spezialqualität rosa. Sommerqualität.

88345 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pckg. 500 g	12,50
37955 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pckg. 2.500 g	49,90



Pckg. 250 g ab

19,90



Wachsdraht ▲

Geschmeidig und spannungsfrei. Leichtes Anwachsen an das Gussobjekt ohne unbeabsichtigtes Verformen.

Wachsdraht blau, hart

54895 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,0 mm
54896 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,5 mm
54897 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,0 mm
54898 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,5 mm
54899 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,0 mm
54900 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5,0 mm

Pckg. 250 g ab 5 Pckg. **21,90** **19,90**

Wachsdraht grün, mittelhart

54849 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,0 mm
54850 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,5 mm
54851 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,0 mm
54852 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,5 mm
54853 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,0 mm
54854 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5,0 mm

Pckg. 250 g ab 5 Pckg. **21,90** **19,90**



neu

DER SMARTDENT

smart schall Plan:


smartdent
CLEVER QUALITY

ZWEI GERÄTE. JEDE MENGE ZUBEHÖR.


SMARTSONIC MED 30 UND SMARTSONIC MED 60

Die neuen smartdent Ultraschallgeräte bieten neben bester Reinigungsleistung zahlreiche komfortable Steuerungs- und Bedienfunktionen sowie umfangreiche Ausstattung: z.B. die effektive und gleichmäßige Reinigung durch 5 anwählbare Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung. Eine 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz), 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände. Elektronische Temperaturregelung. Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Reinigungswanne aus Edelstahl u.v.m. 2 Jahre Gewährleistung ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum.

Erhältlich als smartSonic Med 30 mit 2,7l und smartSonic Med 60 mit 5,9l Gesamtvolumen



Alle Infos und technische Daten zu smartSonic Med sowie eine Übersicht über sämtliches verfügbare Zubehör finden Sie auf www.smartdent.de



Ihre Dental-Union Depots auf einen Blick

OMNIDENT Produkte erhalten Sie exklusiv über die Dental-Union. Europas größtes Zentrallager mit modernster Logistik sorgt für schnellste Bearbeitung Ihrer Aufträge. Bei annähernd 100 Dental-Union Depots in Deutschland und Europa ist auch ein Depot in Ihrer Nähe.

Aktuelle Adressen und die kompletten Kontaktdaten aller Dental-Union Depots finden Sie jederzeit im Netz unter www.dental-union.de oder Sie scannen einfach den untenstehenden QR-Code.



Copyright © 2022

OMNIDENT Dental-
Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau



www.dental-union.de

Gültig vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH.

Zu den Preisen kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelsdepots.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verliert der bisherige OMNIDENT Katalog seine Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibung und Preisen behalten wir uns vor.

- A**
- A-Silikon 4, 103
 - Abdruckklöffel 10, 11
 - Abdruckdesinfektion 23
 - Abformmaterial 4 – 9, 103
 - Abriechtstein 92
 - Absauganlagendesinfektion/-reiniger 25
 - Absaugkanülen / Absaugkanülen kids 45
 - Absogel Latexhandschuhe 36
 - Adapter für Ölspray 8, 9
 - Alginate 28
 - alkoholfreie Flächendesinfektion 17, 22
 - Alustral 90
 - Anmischbecher 104
 - Anmischblöcke 44, 104
 - Anmischspatel 9, 78
 - Antifog Mundschutz 41
 - Applikationskanülen 53, 54
 - Applikatoren 43, 44
 - Arterienklemmen 76, 79
 - Artikulationspinzette 73
 - Ätzgel 54
 - Aufsteckzahnbürsten 69
 - Aufwachsinstrumente 78, 79
- B**
- Befestigungszement 47, 48
 - Bib Holder 33
 - Bissnehmewachs 108
 - Bissregistrierung 6, 7
 - Bisswälle 108
 - Black Snake** 69
 - Bleaching 67
 - Bleach Ronden 89
 - Bodendesinfektion 23
 - Bohrerbad 23
 - Bohrerreinigungsbürsten 91
 - Bonding Material 52
 - Bowie & Dick Test 26
 - Brillen 38
 - Brownies 93
 - Bulk Fill / Bulk Fill SDC / Bulk Fill SDR 49
- C**
- C-Silikon 5, 107
 - CAD/CAM Rohlinge 86 – 89
 - Cera Blast 90
 - Chemikalien-Schutzhandschuhe 37, 38
 - Colori Instrumente 73
 - Compomer 50
 - Composite 49 – 51
 - Coolpack mini 56
 - Coolpack sports 56
- D**
- Dappengläser, Dappenbehälter Einweg 55
 - Dental Vlies 102
 - Derma Pro 40
 - Desensibilisierungslack / -Gel 58
 - Desinfektionsmittelspender 14
 - Desinfektionsplan 12
 - Desinfektionstücher 16 – 20
 - Desinfektionswanne 28
 - Dispenser 7, 50
 - Dosierpumpe 5L/10L Kanister 15
 - Dowel Pins 106
 - Dubliersilikon 105
 - Durchlaufsigelgerät 27
 - Dynamischer Mischer 4, 46
- E**
- Einmalhandtuch 29 – 31
 - Einmalhandtuchspender 29, 31
 - Einmal PE Schürze 34
 - Einmal-Speichelsauger 42
 - Einmalzahnbürsten 33
 - Einweg-Patientenumhänge / Spender 34
 - Einwegpinsel / mit Griff / Set 48
 - Ehricke-Löffel 10
 - Endo-Instrumente steril 82, 83
 - Efrischungstücher 61
 - Etikettierer / Etiketten P2 27
 - Extraktionszange 75
 - Eye Protect Schutzbrillen 38
- F**
- Falthandtücher 30, 31
 - Feuchttücher 17, 18
 - Filter für Absauganlagen 25
 - Fissurenversiegler 58
 - Flächendesinfektion 16 – 23
 - Flowables 49 – 51
 - Fluoridlack 58
 - Flüssighärter 5
 - Folienschweißgerät / Rollenhalter 27
 - Füllungsmaterial 49, 51
- G**
- Geräte 14, 27, 29, 71, 110
 - Gips- und Wachsmesser 78
 - Gipse, Gipschaufel 100, 101
 - Gipszange 79
 - Glass-Ionomer Zement 47
 - Glaswaren 55
 - Greenies 93
 - Guttaperchaspitzen 84
- H**
- Haftvermittler 52
 - Halter für IDBH 62
 - Handtuchspender 29, 31
 - Hartmetallfräser 96 – 99
 - Hautfreundliche Handschuhe 40
 - Hautpflege 12, 13, 15
 - Haut- und Nagelbalsam 12
 - Handschuhe 36 – 40
 - Handtücher 29 – 31
 - Händedesinfektion / Gel 13
 - Händewaschung 15
 - HD Ronden 87
 - Heatless Steine 92
 - Hedströmfeilen steril 82
 - Heidemann-Spatel 72
 - Helix-Test / Helix-Test pro 26
 - High protect Nitrilhandschuhe 38
- I**
- Indicator Zahnbürsten 69
 - Ink Test 26
 - Interdentalbürsten 62, 63
 - Injektionskanülen 57
 - Instrumentendesinfektion 24
 - Instrumentenschutzkappen 28
 - Interdentalbürstenhalter 62
 - Interfold Papierhandtücher 30, 31
 - Intraoralrips 46
- K**
- Kältekomresse 56
 - Kältespray 56
 - Kanisterzubehör 15
 - Käppchenfolie 105
 - Kapsel Aktivator / Kapsel Applikator 47
 - K-Bohrer steril, K-Feilen steril 82, 83
 - Kinderzahnbürsten** 69
 - Klemmen 76, 79
 - Knetmasse Praxis 5
 - Knetmasse Labor 109
 - Komposit 49 – 51
 - Kompomer 49
 - Kopfschutztaschen 34
 - Korrekturmaterial 4
 - Kramponzange 79
 - Kronentrenner 81
 - Kugelstopfer 73
 - Küretten 73
- L**
- Labor Einmal PE Schürze 34
 - Latexhandschuhe 36, 37
 - Le Cron Modellierinstrumente 78
 - Löffeladhäsiv 5
 - Lötpinzette 79
 - Lunialschek 77
- M**
- Magnet-System 106
 - Mandrelle 93
 - Matrizenband 54
 - Matrizenspanner 54
 - Matritzensystem** 54
 - Minibrush, Minibrush soft / medium 59
 - Mischkanülen / Mixing Tips 46
 - Modellierwache 109
 - Muffelring-Einlagen 102
 - Mulltupfer / Mulltupfer steril 35
 - Multicolor Füllungsmaterial 50
 - Multischäum** 16
 - Multishade Füllungsmaterial 50
 - Multicut 81
 - Multi Ronden 88, 89
 - Mundschutz 41, 42
 - Mundspiegel, Mundspiegelgriffe 74
 - Mundspülbecher 43
 - Mundspülbeckenreiniger, -desinfektion 15, 25
- N**
- Nadelhalter 76
 - Nitril Handschuhe 38 – 40
 - Normtrayeinlagen 32
- O**
- Oberflächenreiniger 16
 - Oberflächendesinfektion 16 – 23
 - Ölsprays, Ölspray-Adapter 28
 - Okklusionsspray 52, 107
 - Omni clean and polish /-repair 59
 - OmniBioZid / plus 22
 - Omnibite 6, 7
 - Omnibrush 43, 44
 - Omicare 15

Omni Compomer	50
Omnicups PP	43
Omnicut	81
Omni Derma Pro	40
OmniCEM SE	48
OmniCeram Bulk Fill / Bulk Fill SDC / Bulk Fill SDR	49
OmniCeram évolution / -évolution flow 2.0	50, 51
OmniCeram multishade / -Dentin	50
OmniCite 2.0, OmniCite All'N'One	52
Omnicolor	9
Omni Colori	73
Omidouble, Omidouble Küvetten	105
Omidrill	23
omniDYNE	64
Omni-Etch	54
OmniFill C	47
OmniFol Sterilisationsfolie	27
OmniFresh UltraSoft	33
OmniGloss	80
OmniHand / OmniHand Gel	13
Omni high protect Nitrilhandschuhe	38
OmniMask / Omnimask antifog	40, 41
Omnimask premium antifog	41
Omni Minibrush / Minibrush soft / medium	59
OmniPol	93 - 95
Omniprint P / Omniprint P soft	103
Omni ProfiCleaner	16
Omni ProfiPearls	60 - 61
Omni ProfiVarnish / -Gel	58
Omniprotect	33
Omnipur	23
OmniRound	80
OmniSafe Matrix	54
OmniSealer	58
Omnisept / Omnisept Plus	24
Omnisept IMP	23
Omnisil A	4
OmniStar / OmniStar touchless	14
Omnisud-Filter, Omnisuc Cleaner	25
Omnitemp C, Omnitemp C Mischkanülen	47
Omnitemp KB	47
Omni Tip Cover	28
Omnitips	48
OmniTouch	12
Omniiwipe to Go	17
Omniiwipes, Omniwipes Lemon	16 - 20
Omniiwipes Dry, Omniwipes Dry SuperSoft	19
Omniiwipes Dry Velours	20
Omniiwipes wet & easy / plus	17
Omniiwipes wet	17, 18
Omni-Z Einmalhandtücher	29 - 31
Omnizid / fleur	20, 21
Omnizid 35	21
One4All Ronden	89
OraCare Mundspüllösung	66
Orange Cleaner	15
Oshibori	61

P

P2 Etikettierer / Etiketten	27
Papierhandtücher	29 - 31
Papierspitzen	85
Parodontalsonde	72
Pastenhärter	5, 107
Pastekanülen	53, 54
Patientenumhänge / Patientenservietten	33, 34
PE Einmal Schürze	34
Perio Pulver	61
Permanenter Befestigungszement	48
Personenschutzhandschuhe	37, 38
Pinselfürsten	90
Pinzetten	73, 77, 79
PL Tips	53
Planstopfer	72
Platzhalterfolie	105
Plus-Pulver	61
Polierbürsten	59, 90, 91
Polierer f. Hand- u. Winkelstücke	93 - 95
Polierer - Komposit	80, 93
Polierkelche	59
Polierpasten	59
Premium Mundschutz	41
ProfiCups / medium	59
ProfiCleaner Schaum	16
ProfiCleaner Surface/Sanitary	16
ProfiPearls	60, 61
ProfiVarnish / -Gel	58
Prophylaxepaste	59
Prophylaxepulver	60, 61
Prothesenbürste	68
Prothesenfinish	107
Provisorische Versorgung	47
Provisorischer Zement	47
Prov. Kronen- und Brückenmaterial	47
Putty Omnisil A	4

R

Radbürsten	90
Raspatorium	77
Reiniger	15, 16, 25
Rollenspender	29
Ronden	86 - 89
Rosa Pearl Nitrilhandschuhe	39
Rosenbohrer	80

S

SafeMatrix	54
Salivasept / Saliva Nanosept	15
Sanitärreiniger	16
Scaler	73
Schaumstoffeinsätze Endo	85
Schaumstoffpellets	35, 57
Schere Universal	9
Scheren	76
Schiendosen	65
Schleifkörperprogramm	92 - 99
Schutzbrillen	38
Schutzkappen für Instrumente	28
Schutzlack / -Gel	58
Schwebetischauflagen	32
Seal Test	26
Sealer	58
Seifenspender	14
Sekundenkleber	104
Sensitiv Handschuhe	37
Sensorspender	14, 29
Select Handschuhe	37
Servietten / Serviettenhalter	32, 33
Serviettenkettchen	74
Siegelgerät	27
Silikon Knetmasse	5, 107
Skalpellhalter	77
smartSonic Ultraschallgeräte	71 / 110
smile Ronden	88
Sockelformer	106
Soft Vinyl- / Soft Nitril Handschuhe	38 - 40
Spatel	9, 72
Speibeckenreiniger	15, 25
Speichelsauger	42, 45
Spezialreiniger	15, 16, 25
Spezial Schleifsteine	92
Sprühdesinfektion	20 - 22
Steri Rollenhalter	27
Sterile Endo Feilen	82 - 83
Sterile Mulltupfer	35
Sterile Vlieskompressen	35
Sterilisationsfolie	27
Strahlmittel	90
Sub- / Supragingivales Prophylaxepulver	60, 61

T

Tamponadenstopfer	77
Tasterzirkel	78
Teleskopzange	79
Tintentest	26
Tip Cover	28
Tray Cleaner	102
Tray Papier	32
Trockentücher	19, 20
T-Ölspray	28

U

Ultra Orange	15
Ultragrip Handschuhe	37
Ultraschall Reinigungsgerät	71, 110
Universal Ölspray	28
Universalreiniger/Schaum	15, 16
Untersuchungshandschuhe	36 - 40

V

Versiegler	58
Vinyl Soft Untersuchungshandschuhe	36
Violet Pearl Nitrilhandschuhe	39
Vlieskompressen	35
Vollviruzide Desinfektion	17, 22, 24

W

Wachsdraht	109
Wandspender	14, 29, 31
Wash Test	26
Wasserentkeimung	25
Water Clean Wasserentkeimung	25
Wattekügelchen	35, 56
Watterollen	44
White smile	67
WHO-Sonde	72
Wischesinfektion	16 - 18, 20 - 25
Woll- und Nesselschwabbeln	91
Wurzelheber	77
Wurzelkanalinstrumente	82, 83

Z

Z-CAD CAM Rohlinge	86 - 89
Zahnbürsten	33, 68 - 70
Zahnfleischscheren	76
Zahnpasta	69
Zahnputzsets Kids	64
Zahnseide	67
Zahnspangenboxen	64
Zahnreinigung	60 - 70
Zahnsonden	73
Zahnwatterollen	44
Zahnzangen	75
Zangen	75, 79
Zellstofftupfer	35
Zelltuchservietten	32
Zementspatel	72
Zirkon Ronden	86 - 89
Zylinder-Ampullen-Spritze	57

**OMNI
DENT®**

We care. You smile.

Gesamtkatalog für Praxis und Labor

**Omnident
2024**

konzept & gestaltung: dbi-design.de



neu

▲ Omnimask Premium antifog
Seite 41



Das komplette
OMNIDENT
Lieferprogramm

www.omnident.de

24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 111