


**OMNI  
DENT®**

We care. You smile.



**neu**



► Omni ProfiPearls  
ab Seite 58

**neu**



Der Gesamtkatalog für Ihre Praxis und Ihr Labor

# OmniDent 2021

**Omni ProfiPearls –  
Prophylaxepulver der  
neuesten Generation**

24 Stunden Lieferservice

**exklusiv über Ihr Dental-Union Depot**

alle Depots auf Seite 111

## ► Abformmaterialien

Omnisil A	4
Silikon Knetmasse	5
Löffeladhäsiv	5
Omnibite	6
Omnibite Apple	6
Omnibite Vanilla	6
Omnibite Granit	7
Omnibite plus	7
Omni Dispenser	7
Alginat blau	8
Alginat rosa	8
Omnicolor	9
Anmischspatel	9
Abdrucklöffel nach Ehrlicke	10
Abdrucklöffel	11

## ► Desinfektion, Reinigung, Sterilisation

Desinfektionsplan	12
OmniTouch Haut- und Nagelbalsam	12
OmniTouch tendency	12
Omnihand / Omnihand Gel	13
OmniStar touchless	14
OmniStar Armhebelspender	14
Kanisterzubehör	15
Omnicare	15
Saliva Nanosept	15
Salivasept	15
Ultra Orange	15
Omniiwipes / Omniiwipes Lemon	16
ProfiCleaner Sanitary/Surface	16
Omniiwipes wet & easy Plus	17
Omniiwipes wet & easy	17
Omniiwipes wet	18
Omniiwipes Dry	19
Omniiwipes Dry SuperSoft	19
Omnizid fleur	20
Omniiwipes Dry Velours	20
Omnizid	21
Omnizid 35	21
OmniiBiozid Plus	22
OmniiBiozid	22
Omnidrill	23
Omnisept IMP	23
Omnipur	23
Omnisept	24
Omnisept Plus	24
Omnisuc / Omnisuc W	25
Omnisuc Cleaner	25
Omnisuc Filter	25
Omni Wash Test	26
Omni Ink Test	26
Omni Bowie & Dick Test	26
Omni Seal Test	26
Omni Helix Test	26
Omni Helix Test Pro	26
Omnibag Sterilisationsbeutel	27
Omnifol Sterilisationsfolie	27
Omni Seal plus	27

Omni Steri Rollenhalter	27
P2 Etikettierer / Zubehör	27
Ölsprays	28
Adapter für Ölsprays	28
Desinfektionswanne	28
Omni Tip Cover Instrumentenschutzhüllen	28

## ► Einwegartikel

Sensorspender	29
Omni-Z Einmalhandtücher	30, 31
Omni-Z Wandspender	31
Schwebetischauflagen	32
Normtrayeinlagen	32
Zelltuchservietten	32
Omniprotect	33
Omni Bib Holder	33
OmniFresh Ultrasoft	33
Omni Einmal PE Schürze	34
Omniflow Protect	34
Einweg-Patientenumhänge	34
Tischspender / Wandspender	34
Kopfschutztaschen	34
Zellstofftupfer	35
Wattekügelchen	35
Mulltupfer	35
Mulltupfer steril	35
Schaumstoffpellets	35
Schaumstoffpellets plus	35
Ultragrip Untersuchungshandschuhe Latex	36
Latexhandschuhe leicht gepudert/puderfrei	36
Vinyl Soft Untersuchungshandschuhe	36
Select Untersuchungshandschuhe	37
Safetec Untersuchungshandschuhe	37
Sensitive Latexhandschuhe	37
Chemikalienschutzhandschuh	38
High protect Nitrilhandschuhe	38
Rosa Pearl Untersuchungshandschuhe	39
Violet Pearl Untersuchungshandschuhe	39
Nitril Soft Untersuchungshandschuhe	39
<b>Omni DermaPro Untersuchungshandschuhe</b> <small>neu</small>	40
Omnimask Comfort	41
Omnimask Antifog	41
Einmal-Speichelsauger	42
Omnibrush	42
Omnicups PP	43
Omnibrush Eco	44
Zahnwatterollen	44
Zahnwatterollen Compact	44
Anmischblöcke	44
Absaugkanülen	45
Absaugkanülen kids	45
Omnident Mischkanülen	46
Intraoraltips	46

## ► Temporäre Versorgung

Omnitemp C	47
Omnifill C	47
Kapsel Aktivator	47
Kapsel Applikator	47
Omnitemp KB	47

## ► Permanente Versorgung / Füllungen und Hilfsmittel

OmniCEM SE	48
Einwegpinsel / Einwegpinsel Set	48
Omnitips	48
OmniCeram Bulk Fill	49
OmniCeram Bulk Fill SDC	49
Omni Compomer	49
OmniCeram évolution 2.0	50
OmniCeram évolution flow 2.0	50
OmniCite 2.0	51
OmniCite All'N'One	51
Metal Primer	51
Oklusionsspray	51
OmniCeram évolution flow tips	52
OmniEtch tips	52
Omni PL Tips	52
Omni-Etch	53
Matrizenband	53
Matrizenspanner	53
Omni Dappengläser	54
Einweg Dappenbehälter	54

## ► Medikamente

Wattekügelchen	55
Coolpack mini Kältekomresse	55
Coolpack sports	55
Kältespray	55
Omnident Injektionskanülen	56
Zylinder-Ampullen-Spritze	56
Schaumstoffpellets	56
Schaumstoffpellets plus	56

## ► Prophylaxe

Omni clean and polish /repair Polierpasten	57
Profi Cups Polierkerle	57
Omni Minibrush	57
Tubfix	57
<b>Omni ProfiPearls Prophylaxepulver</b> <small>neu</small>	58, 59
Omni Oshibori	59
Interdentalbürsten für Halter	60
Halter für Interdentalbürsten	60
Interdentalbürsten	61
Interdentalbürsten mit Griff	61
omniDYNE	62
Zahnspangenboxen	62
Schienendosen	63
OraCare Mundspüllösung	64
Zahnseide	65
Omni White smile	65
OMNI Ice Brush	66
OMNI Prothesenbürste	66
Zahnputzsets Kids	67
OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten	67
OMNI flatcut soft	68
Kinderzahnbürsten	68
Multituft Zahnbürsten	68

<b>► Geräte</b>		<b>► Rotierende Instrumente</b>		<b>► Prothetik/Kunststofftechnik</b>	
Omniseal plus	27	OmniGloss	78	Löffelmaterial	98
Omni Steri Rollenhalter	27	OmniRound	78	<b>► Gusstechnik/Legierungen</b>	
P2 Etikettierer / Zubehör	27	Omnicut	79	Dental Vlies	99
Sensorspender / touchless Spender	15, 29	Omni Multicut	79	<b>► Modellherstellung / Artikulation</b>	
OmniSonic 3D / OmniSonic 4D	69	Omni Powercut	79	Gipse / Gipsschaufel	100, 101
OmniSonic basic / OmniSonic 3D	110	Composite Polierer	91	Omni Tray Cleaner Konzentrat	102
<b>► Instrumente</b>		<b>► Endodontie</b>		Omniprint P / Omniprint P soft	103
Kugelstopfer	70	Hedströmfeilen	80	Anmischbecher	104
Heidemann-Spatel	70	K-Feilen	80	Anmischblöcke	104
Planstopfer	70	K-Bohrer	81	Sekundenkleber	104
Zementspatel	70	Guttaperchaspitzen	82	Omnidouble	105
Spatel	70	Papierspitzen	83	Omnidouble Küvetten	105
Pinzetten	71	Schaumstoffeinsätze	83	Platzhalterfolie	105
Zahnsonden	71	<b>► CAD / CAM</b>		Käppchenfolie	105
<b>Omni color Küretten und Scaler</b>	<b>71</b>	Z-CAD Zirkon Ronden	84 – 87	Dowel Pins	106
WHO-Sonde	72	<b>► Ausarbeiten/Polieren</b>		Sockelformer	106
Serviettenkettchen	72	Alustral	88	Magnet-System	106
Mundspiegel	72	Cera Blast	88	Silikon Knetmasse Labor	107
Mundspiegelgriffe	72	Pinselfbürsten	88	Prothesenfinish	107
Zahnzangen	73	Radbürsten	88	Okklusionsspray	107
Nadelhalter	74	Woll- und Nesselschwabbeln	89	<b>► Modellieren</b>	
Zahnfleischscheren	74	Polierbürsten	89	Bisswälle	108
Arterienklemmen	74, 77	Bohrerreinigungsbürste Messing	89	Bissnehmewachs	108
Pinzetten	75	Bohrerreinigungsbürste Nylon	89	Wachsdraht	109
Wurzelheber	75	Heatless Steine	90	Modellierwachse	109
Sonstige chirurgische Instrumente	75	Spezial Schleifsteine	90	<b>► Geräte</b>	
Anmischspatel	76	Abrichtstein	90	OmniSonic basic / OmniSonic 3D	110
Gips- und Wachsmesser	76	Schleifkörperprogramm	91 – 97		
Le Cron Modellierinstrumente	76	OmniPol	91 – 93		
Tasterzirkel	76	Mandrelle	91		
Lötpinzette	77				
Gipszange	77				
Teleskopzange, Kramponzange	77				
Kronen- und Brückenhalteklappen	77				

# Site map

beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis auf der hinteren Umschlagklappe

### Omnisil A Dynamik-Putty

Echtes Knetsilikon für automatische 5:1 Mischgeräte. Kein Dosieren und manuelles Anmischen mehr erforderlich. Keine Beeinträchtigung durch Handschuhmaterialien. Der Löffel wird direkt befüllt, d.h. Sie mischen nur so viel Material an wie Sie benötigen. Das macht Dynamik-Putty nicht nur sicher in der Anwendung, sondern auch effizient. Abformungen lassen sich einfach entnehmen und beschneiden. Die Dynamik-Putty Kartusche ist sofort einsatzbereit. Es sind keine zusätzlichen Kartuschen nötig. Abbindezeit 2:30 min. Shore A 65. Farbe gelb/grau.

**38979**

Intropackung, bestehend aus:  
1 Dynamik Putty 380 ml,  
2 Bajonettringe,  
10 Dynamik Mischer,  
1 Omnisil A Kontur 50 ml,  
6 x Mixingtips

69,90

**39046**

Pckg. 2 x 380 ml Kartuschen,  
Bajonettring, 2 Dynamik-  
Mischer

105,90

**39263**

Dynamischer Mischer  
Pckg. 50 Stück

49,90

Intropackung  
**69,90**



### Omnisil A Kontur

Mittelviskoses Material mit optimalen Fließeigenschaften. Präzise, reißfest und dimensionsstabil. Ideale Ergänzung zu Dynamik-Putty und Putty. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 55. Farbe hellblau/grau.

**38974**



Pckg. 2 x 50 ml,  
12 Mischkanülen

26,90



Pckg. 900 ml  
**58,90**

### Omnisil A Putty

Klassisches Knetmaterial für Korrektur- und Sandwichabformungen. Geschmeidige Konsistenz für einfaches und schnelles Mischen. Gute Elastizität zur einfachen Entformung am Patienten und im Labor. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 60. Farbe gelb/grau.

**39043**

Pckg. 900 ml (1.469 g)

58,90





Pckg. 2 x 50 ml

**28,90**

**Omnibite** ▶

Mittelviskoses, transparentes, elastomereres Bissregistrieremittel auf Silikonbasis. Erhebliche Zeitersparnis durch Misch-Dosierkartuschen und direkte Bisskontrolle durch die Transparenz des Materials. Shore-A-Härte 50. Nicht röntgensichtbar.

**17181**



Pckg., 2 x 50 ml plus  
12 Mischkanülen

28,90



Pckg. 2 x 50 ml

**29,90**

◀ **Omnibite Apple**

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: hellgrün, Apfel-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

**71789**



Pckg. 2 x 50 ml plus  
12 Mischkanülen

29,90

**Omnibite vanilla** ▶

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: beige, Vanille-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

**122347**



Pckg. 2 x 50 ml plus  
12 Mischkanülen

29,90



Pckg. 2 x 50 ml

**29,90**





**Alginat**

Schnellabbindend, staub- und blei-freies Alginat. Abbindezeit insges.: 2.35 Min. Cremige Konsistenz, Pfefferminzgeschmack. Farbe blau.

**73454**

Beutel 500 g staubfrei **8,90**  
 ab 20 Beutel (1 Karton) **6,98**  
 ab 40 Beutel (2 Kartons) **6,48**

**10217**


Messbesteck Set **1,50**

**40602**

Aufbewahrungsbox, leer **3,90**



Beutel 500 g ab **6,48**



Beutel 500 g ab **6,10**

**Alginat rosa**

Hochwertiges, bleifreies und staub-freies Alginatabdruckmaterial sowohl für die normale Zahnarztpraxis oder die orthodontische Praxis. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewährleistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften. Pfefferminzgeschmack. Abbindezeit insges.: normalabbindend 3.00 Min., schnellabbindend 2.35 Min.

**88087** normalabbindend

**88094** schnellabbindend

Beutel 500 g **7,50**  
 ab 20 Beutel (1 Karton) **6,75**  
 ab 40 Beutel (2 Kartons) **6,10**

**10217**  
 Messbesteck Set **1,50**

**40602**  
 Aufbewahrungsbox, leer **3,90**



## Omnicolor

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack. Der Farbindikator: violett; Dauer des Spatelns (45 sek.); rosa: Löffel beschicken und in den Mund geben. weiß: Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen. Abbindezeit insges.: 2.30 Min.

- 26571**  
Beutel 500 g 8,20
- ab 20 Beutel (1 Karton) 6,98
- ab 40 Beutel (2 Kartons) 6,48
- 10217**  
Messbesteck Set 1,50
- 40602**  
Aufbewahrungsbox, leer 3,90



Beutel 500 g ab  
**6,48**



Messbesteck Set  
**1,50**



Aufbewahrungsbox  
**3,90**

### ▼ Anmischspatel

Anmischspatel aus flexiblem Kunststoff. Länge 185 mm.

**98470** weiß

**98464** blau

Stück 1,20

Stück  
**1,20**



**Omnident**  
Abdrucklöffel  
finden Sie auf  
Seite 10 und 11

# OK

Oberkiefer

OK  
BO 0



OK  
BO 1



OK  
BO 2



OK  
BO 3



OK  
BO 4



smile  
price

# UK

Unterkiefer

UK  
BU 0



UK  
BU 1



UK  
BU 2



UK  
BU 3



UK  
BU 4



## Abdrucklöffel nach Ehrlicke

Je 5 Formen für Ober- (BO 0-4) und Unterkiefer (BU 0-4). Stabiles und verwindungssteifes Edelstahlmaterial. Gelocht – für perfekten Halt des Abdruckmaterials. Gerundete Kanten sorgen für eine atraumatische Abformung. Elektropoliert – garantiert höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Autoklav, Thermodesinfektion und Ultraschallreinigung (die Richtlinien des Herstellers sind genau zu beachten).

<b>53438</b> OK BO 0	BO/0
<b>53439</b> OK BO 1	BO/1
<b>53440</b> OK BO 2	BO/2
<b>53441</b> OK BO 3	BO/3
<b>53442</b> OK BO 4	BO/4

Stück  
ab 10 Stück

8,79  
7,89

<b>53443</b> UK BU 0	BU/0
<b>53444</b> UK BU 1	BU/1
<b>53445</b> UK BU 2	BU/2
<b>53446</b> UK BU 3	BU/3
<b>53448</b> UK BU 4	BU/4

Stück  
ab 10 Stück

8,79  
7,89

Stück ab

**7,89**



**OK**

Oberkiefer



**UK**

Unterkiefer



**Abdrucklöffel**

OMNIDENT Abdrucklöffel bieten eine hervorragende Retention des Abdruckmaterials durch einen durchgehend anliegenden Randschlussbügel. 18/8 Edelstahl. Retentionsbördelung. Kein Haftspray erforderlich.



Stück ab  
**7,69**

<b>15784</b>	OK XS/5	<b>15788</b>	UK XS/5
<b>15786</b>	OK S/4	<b>15791</b>	UK S/4
<b>15785</b>	OK M/3	<b>15790</b>	UK M/3
<b>15783</b>	OK L/2	<b>15789</b>	UK L/2
<b>15787</b>	OK XL/1	<b>15792</b>	UK XL/1
Stück ab 10 Stück	<b>8,49</b>	Stück ab 10 Stück	<b>8,49</b>
	<b>7,69</b>		<b>7,69</b>



Spender 50 ml

**9,90**



### OmniTouch tendency

OmniTouch tendency ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Hautpflegecreme für alle Hauttypen. Auch als Gesichtscrème zu verwenden. Sie wirkt hautberuhigend, rückfettend und feuchtigkeitsspendend. Die Hautlotion zieht schnell ein und hält die Haut lange feucht und geschmeidig. Sie kann extrem sparsam verwendet werden: max. 1 Hub aus dem Airless Spender verwenden und sanft einreiben.

**93102**



50 ml Dosierspender

**9,90**



### OmniTouch Haut- und Nagelbalsam

Viele Desinfektionsmittel greifen nicht nur die Haut, sondern auch die Fingernägel massiv an. Dadurch entstehen kleine Haarrisse, in denen sich Krankheitserreger einnisten und trotz Desinfektion überleben können. Das OmniTouch Haut- und Nagelbalsam enthält deshalb hochwertige Komponenten, die das Horn der Fingernägel dauerhaft stärken. Ausgesuchte Öle pflegen nachhaltig die Haut und machen sie fit für die Strapazen des Praxisalltags. Das zügig einziehende OmniTouch Haut- und Nagelbalsam applizieren Sie mindestens einmal morgens und abends aus dem praktischen Vakuum Dosierspender.

**61312**



100 ml Dosierspender  
ab 6 Spender

**5,95**  
**5,49**

gleich  
mitbestellen:



**gratis**

### Reinigungs- und Desinfektionsplan

Der praktische Reinigungs- und Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis. Aktualisiert, übersichtlich und vor allem: kostenlos! Format 320 x 748 mm, geschützt in einer Versandtasche.

**81081**



gratis

# Hand drauf



Spender 100 ml ab

**5,49**





Stück  
**139,90\***

geeignet für  
Seifen, Gels und  
Flüssigkeiten

**Hinweis**

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

Omnihand Gel nicht im Lieferumfang enthalten



Stück ab  
**57,95\***

geeignet für  
Seifen, Gels und  
Flüssigkeiten

Omnicare nicht im Lieferumfang enthalten

◀ **OmniStar touchless**

Automatischer Sensorspender OmniStar Touchless. Dosiermenge in zwei verschiedenen Modi individuell einstellbar (Modus 1: grünes LED Licht – ein Sprühstoß à 1,5 ml. Modus 2: rotes LED Licht – zwei Sprühstöße à 1,5 ml). Die Maße ohne Tropfschale: B 104 x H 312 x T 190mm. Maße mit Tropfschale: B 121 x H 320 x T 247 mm. Für Seife und Flüssigkeiten in 500- oder 1.000 ml – Eurospenderflaschen.

Im Lieferumfang enthalten: Gelpumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenröhrchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 x D Zelle Alkali Batterien.

Material: Kunststoff mit transparenter Frontklappe.

**130112**  
OmniStar touchless, Stück **139,90\***

**Zubehör**

**202057** für 500 ml

**130113** für 1.000 ml  
Sprühpumpe **7,90**

**202059** für 500 ml

**130114** für 1.000 ml  
Gelpumpe **7,90**

**202099**  
Schlüssel **1,90**

**130115**  
Tropfschale **11,90**

**OmniStar ▶**

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem Weiß oder eleganter Chromoptik.

- wahlweise für 500 ml oder 1.000 ml Eurospenderflaschen
- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- 3stufig einstellbare Dosiermenge:  
Stufe 1: 0,7 ml  
Stufe 2: 1,0 ml  
Stufe 3: 1,5 ml
- für Flüssigkeiten und Gels
- inklusive abnehmbarer, leicht zu reinigender Tropfschale

Material: Kunststoff lackiert mit transparenter Frontklappe, Armhebel Metall. Maße: B 105 x H 320 mm. Lieferung inklusive Tropfschale, Sichtblende (montiert), Wandhalterung und Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflaschen.

**94427**  
Weiß **57,95\***

**94428**  
Chromoptik **83,50\***

**Zubehör**

**208903** Weiß **130429**  
Schlüssel **1,90**

**208904** Chromoptik **208905**  
Tropfschale **1,90** Platzhalter für 500 ml **1,90**



Flasche 250 ml ab  
**5,19**

### Ultra Orange

Reiniger für Praxis und Labor. Mischung aus natürlichen, schalen-gepressten Orangenölen. Hohe Reinigungskraft und angenehm duftend. Spezialreiniger zur Entfernung von Zement, Alginat- und Gipsresten auf Abdrucklöffeln, Anmischbesteck, Glasplatten, Keramik und Kronen/Brücken.

**23621**  
250 ml Flasche  
ab 3 Flaschen

**6,19**  
**5,19**

### Kanisterzubehör

Dosier- und Entnahmezubehör für die 5- und 10-Liter Kanister der Omnident Reinigungs- und Desinfektionsserie.

**14228**  
Kanisterschlüssel **4,00**

**14227**  
Dosierpumpe (ca. 30 ml / Hub) **8,90**

**14226**  
Kanisterhahn **8,90**



### Salivasept ▶

Spezialpräparat zur Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbecken-reiniger Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

**17801**  
Flasche 750 ml **9,90**



### Omnicare ▼

Spendet Haut und Händen die ideale Dosis an Feuchtigkeit und essentiellen Vitaminen (C, E, B5). Die Wirksubstanzen halten die Haut bei hoher Beanspruchung im Gleichgewicht und führen extra Feuchtigkeit zu. Die Haut spannt nicht und wirkt strahlend frisch. Angenehm duftend. Dermatologisch getestet.

**19353**  
500 ml Flasche mit Pumpspender **4,49**

**84502**  
500 ml Eurospenderflasche **4,49**



### Saliva Nanosept

Nachhaltige und hochwirksame Mundspülbecken-Desinfektion und -Reinigung. In der Foamer-Flasche für wirkoptimierten Desinfektions- und Reinigungsschaum.

**89527**  
Foamer-Flasche 400 ml **11,90**

**13659**  
1 l Eurospenderflasche **8,90**

**19354**  
10 l Kanister **35,90**



Kanister 10 l  
**35,90**

Flasche 500 ml  
**4,49**



Refill 100 Stück ab  
**3,00\***

Leerdose  
**2,60\***

### Omniwipes

Zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet. Wirkungsspektrum (Tränkflüssigkeit): Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (M.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute\*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute\*, begrenzt viruzid Plus.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

- 25452** Neutral
- 85421** Lemon
- Refill-Beutel mit 100 Tüchern 14 x 20 cm ab 6 Beutel **3,35\***
- ab 12 Beutel **3,20\***
- 25462** Neutral
- 85323** Lemon
- Spenderdose, leer **2,60\***

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)



### ProfiCleaner Sanitary

Der Bad und Armaturenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Sanitary löst schonend und zuverlässig stärkste Verschmutzungen. Entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen, ohne das Material anzugreifen. Geeignet für die Reinigung von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Speibecken, Fliesen, etc. Nicht auf säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor) einsetzen.

- 34317**
- Sprühflasche 750 ml
- ab 2 Sprühflaschen **5,49**
- ab 6 Sprühflaschen **5,19**
- ab 12 Sprühflaschen **4,99**

Flasche 750 ml ab  
**4,99**



Flasche 750 ml ab  
**4,99**

### ProfiCleaner Surface

Der Oberflächenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Surface ist ein extrem schmutz- und fettlösender Reiniger für den gesamten Dentalbereich. Im Sprüh-Wischverfahren werden die Verunreinigungen mühelos gelöst und in einem sauberen Wischtuch schlierenfrei gebunden. Ohne Nachwischen oder Neutralisieren. Auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Plexiglas, Kunststoff, Fliesen einsetzbar.

- 13531**
- Sprühflasche 750 ml **5,89**
- ab 2 Sprühflaschen **5,49**
- ab 6 Sprühflaschen **5,19**
- ab 12 Sprühflaschen **4,99**



## Omniwipes wet & easy Plus

Gebrauchsfertige, vorgetränkte feste und praktische Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet sind die Tücher für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat) Bakterien (*E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*) und *Candida albicans* nach VAH und EN16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.\* Flache Packung zum verstauen in schmalen Schubladen. Aldehydfrei.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**125307**  
Pckg. 2 x 15 Tücher,  
Format 22 x 29 cm  
ab 9 Pckg.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Pckg. 2 x 15 Tücher ab  
**6,90\***



Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

**7,90\***  
**6,90\***



# wet & easy!



## Omniwipes wet & easy

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. Zur Reinigung und Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Medizinprodukten. Praktische Handhabung durch wiederverschließbaren Flachbeutel. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid nach Standardmethoden des VAH zur Flächendesinfektion (hohe organische Belastung) 2 Min. Begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI Empfehlung 1 Min\*. VAH gelistet.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**85439**  
Pckg. 2 x 15 Tücher,  
Format 22 x 29 cm  
ab 9 Pckg.

**6,90\***  
**5,90\***

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Pckg. 2 x 15 Tücher ab  
**5,90\***

\* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

# wet and

## Omniwipes wet

Fertig getränkte Premiumtücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft Tücher im Format 28 x 30 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50g/qm, 100% PES. Die Tücherpackung à 90 Blatt ist mit Omnizid fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spenderreimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnizid ist gutachterlich bestätigt. VAH-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**14201**  


fleur


**120375**  


lemon

**120374**  


neutral

Pckg. mit 1 Rolle Vlies  
 à 90 Tücher 28 x 30 cm  
 ab 3 Pckg.

**20,90\***  
 **19,90\***

**121171**  


Leereimer

**6,49**

Leereimer

**6,49**



**Hinweis**

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

**begrenzt viruzid Plus**

**VAH gelistet**

Pckg. 90 Tücher ab  
**19,90\***

**smile price**

**bewährte Tuchqualität:**  
 Omniwipes SuperSoft

# dry

## Omniwipes Dry ▶

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (Flächendesinfektion z.B. Omnizid). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien Vlies 50 g/qm im Format 150 x 230 mm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: [www.omnident.de](http://www.omnident.de) > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

**76414**  
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies  
 à 240 Tücher 15 x 23 cm **28,90\***

**76415**  
 Spenderbox **6,49\***



Spenderbox  
**6,49\***

Refill-Pckg.  
**28,90\***

perfekt  
 kombinierbar  
 mit Omnizid  
 siehe Seite 20

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)



Refill-Pckg.  
**19,90\***

superweiche  
 Qualität

## ◀ Omniwipes Dry SuperSoft

Premium Desinfektionstücher. Fussel- frei, streifenfrei, sehr weiche und reiß- feste Qualität 90% PES. Tuchformat 28 x 30 cm, 50 g/m. Die Tuchstruktur hält hervorragend die Tränkflüssigkeit. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach jeder Tuchentnahme wieder bequem luftdicht verschließen. Als Desinfektionsflüssigkeit empfehlen wir Omnizid.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: [www.omnident.de](http://www.omnident.de) > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

**95533**  
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies  
 à 90 Tücher 28 x 30 cm **19,90\***

**76415**  
 Spenderbox **6,49\***



### ◀ Omnizid fleur

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Inventar in hygienisch kritischen Bereichen. Bakterizid nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS: Konz. 1 Min.\* Mit angenehmem Frische-Duft und sehr breiter Wirksamkeit zu Ihrem Schutz.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**98467**  
  
 Sprühflasche 0,5 l

**7,90\***

**98468**  
  
 Kanister 10 l

**49,90\***

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

**begrenzt viruzid Plus**

**VAH gelistet**


**Hinweis**

*Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)*

### Omniwipes Dry Velours ▶

Premium Desinfektionstücher mit hochwertigen Microfaser-Eigenschaften. Fusselfrei, streifenfrei, sehr weiche und dicke Struktur sowie extrem reißfeste Tuchqualität. Für eine mindestens doppelt so große Wischfläche geeignet wie vergleichbare Tuchgrößen (Maxi-Format 28 x 28 cm). Hervorragendes Saug- und Wiederabgabevermögen für flüssige Desinfektionslösungen wie Omnizid. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach Tuchentnahme luftdicht verschließen.

*Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: [www.omnident.de](http://www.omnident.de) > Downloadbereich > Vier-Felder-Test*

**89385**  
  
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies à 75 Tücher 28 x 28 cm

**25,90\***

**76415**  
  
 Spenderbox

**6,49**

**perfekt kombinierbar mit Omnizid**  
 siehe Seite 21

Refill-Pckg.  
**25,90\***



# total disinfection



**VAH  
gelistet**

Flasche 1 l  
**8,49\***

Kanister 10 l  
**57,90\***

**voll  
viruzid**

**ohne  
Alkohol**

**Hinweis**

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

### OmniBiozid Plus

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid Konz. 1 Min.\* Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat). Aldehydfrei. VAH gelistet.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**121172**  
Sprühflasche 0,5 l **8,49\***

**121173**  
Kanister 10 l **57,90\***

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**ohne  
Alkohol**

**VAH  
gelistet**

### OmniBiozid

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von quartären Ammoniumsalzen mit angenehmem Geruch, der auch eine Schnelldesinfektion von Flächen und Praxisinventar, bestehend aus alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas, Kunstleder und anderen Kunststoffen, ermöglicht. Die Sprühflasche ist mit einem Duo-Schaum-sprühkopf ausgestattet, mit der die Flächendesinfektion als Schaum oder als Sprühnebel verwendet werden kann. Die zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Danach 1 Minute\* bzw. gemäß nebenstehenden Zeitangaben einwirken lassen. Bakterizide Wirkung: nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute\* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Begrenzt viruzide Wirkung: Inaktivierung von behüllten Viren z.B. HBV, HCV, HDV, HIV, Influenzavirus A,B,C (Vogelgrippe), H1N1 (Schweinegrippe), Pockenvirus, Herpes simplex, Varizella Zoster Virus, Humanes Herpes Virus,

Respiratory Syncytical Virus, Humanes T-Zell-Leukemievirus, FSME-Virus 1 Minute\* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Inaktivierung von z.B. Rota-, Noro- und Adeno-Viren: 1 Minute\* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Levurozid (candida albicans): nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute als alkoholfreie Schnelldesinfektion.\*

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**45407**  
Dosierflasche 1 l **9,90\***

**45441**  
Kanister 10 l **54,90\***

**91956**  
Ersatz Sprühkopf **1,90\***

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 1 l  
**9,90\***

Kanister 10 l  
**54,90**

**Omnidrill** ▶

Bohrerbad hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inklusive Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH/DGHM-gelistet. Ultraschallbad-geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 15 Min. inkl. HBV/HIV/HCV. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

- 10338**  
Flasche 2 l 10,90
- 10337**  
Kanister 10 l 47,90
- 128023**  
Kanister 5 l 27,50



**Omnipur** ▼

Aldehyd- und phenolfreie Flächen-desinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinproduktegesetz von Flächen wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit angenehmem Duft. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (niedrige Belastung) wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweine-

grippe). Nach VAH: 2% = 5 Minuten, behüllte Viren nach RKI/DW: 3% = 15 Minuten, Bakterien und candida albicans nach VAH.

- 85460**  
Dosierflasche 1 l 12,90
- 87450**  
Kanister 10 l 69,50

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



**Omnisept IMP** ▶

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauch-desinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisept IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisept IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahn-technischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 2 Min\*. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

- 79231**  
Kanister 10 l 79,90
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



**VAH  
gelistet**

Kanister 10 l  
**109,50**



Kanister 5 l  
**59,90**

**schon  
ab 1%-iger  
Lösung  
verwendbar**

### Omnisept

Zur Desinfektion und Reinigung zahnärztlicher Instrumente. Aldehyd- und phenolfrei, geringstmögliche Anwendungskonzentration: Schon ab 1%iger Verdünnung verwendbar. VAH-gelistet. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (m.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1%: 60 Minuten; 1,5%: 15 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

<b>10336</b>	Dosierflasche 1 l	16,90
<b>10335</b>	Kanister 10 l	109,50
<b>128019</b>	Kanister 5 l	59,90

### Omnisept Plus ▶

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Besondere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete und umfassende mikrobizide Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen (1%: 30 Min.; 2%: 15 Min.)
- erweitertes Wirkungsspektrum gg. M. terrae (1%: 60 Min.)
- inaktiviert behüllte Viren (HBV/HIV/BVDV/HCV, Vaccinia, Noro) und unbehüllte Viren (Adeno- und Polio) 3%: 15 Min.
- nicht proteinfixierend
- erfüllt somit die Anforderungen an die vollständige Viruzidie
- schnelle Wirksamkeit in bereits geringer Konzentration
- verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chloriden und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11)
- aldehyd- und phenolfrei
- verbesserte Zusammensetzung und sparsamer Einsatz chemischer Stoffe, biologisch verträglicher (Fertiglösung)
- schon ab 1%iger Verdünnung anwendbar
- geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad
- VAH gelistet

**55585**  
Dosierflasche 1 l **16,90**

**55543**  
Kanister 10 l **109,50**



**VAH  
gelistet**

**Kanister-  
Zubehör**  
finden Sie auf  
Seite 15

**Omni Einmal  
PE Schürze**  
finden Sie auf  
Seite 34

**voll  
viruzid**

Kanister 10 l  
**109,50**

Flasche 1 l  
**16,90**





Flasche 2,5 l ab  
**22,90**

**Omnisuc** ▲

Mit Omnisuc steht Ihnen ein hochwirksames Konzentrat zur Verfügung, mit dem gleichzeitig eine Aldehyd- und schaumfreie Desinfektion, Reinigung und Pflege für alle zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamscheider gewährleistet ist. Selbst hartnäckige Ablagerungen werden gelöst. Das desinfizierende Wirkungsspektrum nach Standardmethoden der DGHM umfasst: bakterizid, levurozid (Candida albicans), begrenzt viruzid (behüllte Viren, HBV, HCV und HIV). Dosierung 2% = 5 Min., 3% = 2 Min. Mit integrierter Ausgießhilfe und Dosierbecher. Von DentsplySirona freigegeben.

**84393**  
Flasche 2,5 l  
ab 4 Flaschen

**25,90**  
**22,90**



Flasche 2,5 l ab  
**15,90**

**Omnisuc W** ▲

Notwendig für die Reinigung der Absauganlagen, da auch Ablagerungen gelöst werden müssen, die sich ausschließlich über einen sauren Reiniger entfernen lassen. Ergänzungspräparat mit speziellem Eiweißlöser. D.h., neben der täglichen Verwendung von Omnisuc, einem Produkt, das speziell auf alkalischer Basis arbeitet, verwenden Sie ein- bis zweimal die Woche auch Omnisuc W, um eine vollumfängliche Reinigung des Absaugsystems zu gewährleisten. Löst Kalk (saurer pH-Wert), neutralisiert Biofilmrückstände und Natriumbicarbonat (aus Omni-flow). Hierbei wird der Reiniger mit einer 5%igen Lösung mit Wasser angesetzt. 30 Min. einwirken lassen und danach die Anlage mit Wasser gut nachspülen.

**120092**  
Flasche 2,5 l  
ab 4 Flaschen

**17,90**  
**15,90**



Flasche 2,5 l ab  
**15,90**

**Omnisuc Cleaner** ▲

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Omnisuc Cleaner ist 5- oder 10%ig anwendbar.

**55153**  
Flasche 2,5 l  
ab 4 Flaschen

**17,90**  
**15,90**



**Omnisuc Filter** ▲

Einwegfilter gelb für Separierautomatik und Selektivablagen.

**99466**  
Pckg. 12 Stück  
ab 2 Pckg.

**19,90**  
**17,90**





Pckg. 30 Pipetten  
**38,90**

### Omni Ink Test

Einmal Beutel zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest) nach EN ISO 11607-1 / ASTM F1929

**124095**  
Pckg. 30 Beutel

**38,90**

Pckg. 300 Stück  
**129,-**



### Omni Helix Test

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem für alle Typ B Autoclaven. Typ 2.

**93255**  
Pckg. 300 Stück

**129,00**



Set  
**119,-**

### Omni Helix Test Pro

Der Helix Test Pro Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoclaven gefertigt. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill Set nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.

**203326**  
Set: 1 Prüfkörper, 50 Indikatorstreifen **119,00**

**203327**  
Refill-Pckg. 250 Indikatorstreifen **119,00**

### Omni Bowie & Dick Test

Das Einmaltestpaket eignet sich besonders für den täglichen Bowie & Dick Test im Dampfautoclaven nach DIN EN 13060 (Klasse B). Typ 2.

**122341**  
Stück **4,79**



Pckg. 100 Stück  
**37,90**

### Omni Seal Test

Der Omni Seal Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 8 mm. Darüber hinaus können auf dem Seal Test die zur Dokumentation erforderlichen Prozessdaten erfasst werden.

**93254**  
Pckg. 100 Stück

**37,90**

Stück  
**4,79**



Pckg. 100 Teststreifen  
**195,-**



### Omni Wash Test

Zur Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung (Funktionstest) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme, als auch eine ggf. entstandene Über/Unterdosierung. Die separat erhältliche Omni Wash Test Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash Tests und der Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung, unverwundlich.

**118888**  
Pckg. 100 Teststreifen **195,00**

**118889**  
Prüfleiste, Stück **59,90**



**Omnifol ▲**

Einmal-Sterilisationsfolie. Getönte Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator, Spezialpapier, einreißfester Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.

- 26420**  
Omnifol 50  
50 mm, Rolle mit 200 m **19,90**
- 26421**  
Omnifol 75  
75 mm, Rolle mit 200 m **22,90**
- 26422**  
Omnifol 100  
100 mm, Rolle mit 200 m **29,90**
- 79567**  
Omnifol 200  
200 mm x 50 mm (für Trays),  
Rolle mit 100 m **59,90**

Pckg. 200 Stück ab

**6,90**



**Omnibag ▲**

Sterilisationsbeutel der Extraklasse für alle gängigen Versiegelungsgeräte, Farbindikator nach Dampfsterilisation, perfekter Verschluss bei gleichzeitigen sicheren Öffnen durch perfektionierte Peel Öffnung. Entspricht der EN 868-5, ISO 11140-1 sowie ISO 11607-1.

- 124739**  
57 x 102 mm, Pckg. 200 Stück **6,90**
- 124740**  
70 x 229 mm, Pckg. 200 Stück **8,90**
- 124741**  
89 x 229 mm, Pckg. 200 Stück **9,90**
- 124742**  
254 x 356 mm, Pckg. 200 Stück **45,90**

Stück

**1.449,-**



**OmniSeal Plus ▲**

Das intelligente Durchlaufsiegelgerät für die moderne Zahnarztpraxis! Sicher, kompakt und einfach zu bedienen! Jeder Siegelvorgang wird elektronisch auf Temperatur, Anpressdruck und Geschwindigkeit überwacht. Das schnellste Gerät seiner Klasse (10m/min.) zeichnet sich besonders durch die einfache Bedienung und extrem kurze Aufheizphase (unter 1 Minute) aus. Auch schwere Kassetten, wie sie beispielsweise in Krankenhäusern Verwendung finden sind auch ohne Vorlagetisch kein Problem.

- 24 Monate Garantie
- Validierfähig nach EN 11607
- inklusive Zugtest Omnifol
- RS 485 Schnittstelle
- Kein Vorlagetisch erforderlich
- Aufheizphase unter 1 Minute
- Stufenlose Temperatureinstellung (0-200°C)
- Intuitive Bedienung
- Metallgehäuse
- Anbindung an jede gängige Hygienesoftware möglich
- Datenlogger und Rollenhalter (Vollmetall) optional erhältlich
- Maße: 38 x 23 x 10 cm (L x B x H)

**118890**



Stück

**1.449,00**

# Siegel-sicher

Stück

**390,-**



Stück

**198,-**



**Zubehör**

Omni Steri Rollenhalter aus Edelstahl. Kann an der Wand montiert oder mit den mitgelieferten Standfüßen verwendet werden. Inklusive Messer. Maße 51 x 27,5 x 13 cm (L x B x H). Standfüße 16 cm.

**122340**



Rollenhalter, Stück

**390,00**

Omni Etikettierer. Zum schnellen und einfachen Etikettieren des Sterilguts. Inkl. 1 Rolle Etiketten und Farbwalze.

**122003**



Etikettierer, Stück

**198,00**

**122004**



P2 Etiketten  
Pckg. 4 x 500 Stück

**27,90**

**124096**



Farbwalze, Stück

**15,00**



Stück ab  
**5,95**

### Adapter für Ölsprays

① **49969**  
Universaladapter INTRAmatic. Schnittstelle für Hand- und Winkelstücke. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.

Stück ab 5 Stück  
**6,49**  
**5,95**

③ **50002**  
Adapter Multiflex. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.

Stück ab 5 Stück  
**6,49**  
**5,95**

② **50001**  
Adapter Roto Quick. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.

Stück ab 5 Stück  
**6,49**  
**5,95**

④ **50003**  
Adapter, ISO-Schnittstelle für Winkelstückköpfe. Kunststoffadapter mit Gewinde.

Stück ab 5 Stück  
**2,19**  
**1,95**

Dose ab  
**13,90**



### Omnident Ölsprays

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren.

**49941**  
Omnident Universal Ölspray  
Dose, 500 ml  
ab 6 Dosen

**14,90**  
**13,90**

**49965**  
Omnident T-Ölspray  
Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.  
Dose, 250 ml  
ab 6 Dosen

**16,90**  
**15,90**

Dose ab  
**15,90**



### Desinfektionswanne

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Max. Reinigungstemperatur 60° C. Maße: außen 32 x 21 x 12,5 cm; innen 24,5 x 15,5 x 10 cm.

**49501**  
Stück **29,90**



Stück  
**29,90**



Pckg. 10 Stück  
**5,99**

### Omni Tip Cover


Universelle Instrumenten-Schutzkappen aus flexiblem Kunststoff zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Schutz vor Beschädigung. Einfache Anwendung – zuverlässiger Schutz. Die beiden verfügbaren Größen decken alle gängigen Instrumentengrößen und -formen ab. Sterilisierbar.  
Größe 1 (klein): 2,5 x 28 mm.  
Größe 2 (groß): 4,0 x 28 mm.

**121700** Größe 1  
**121701** Größe 2  
Pckg. 10 Stück **5,99**



## Omni Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung, Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

**117477**  
  
 Sensorspendersystem (unbefüllt) **129,90**

**117478**  
  
 6 x 100 m Nachfüllrollen (Papierqualität TAD) **51,90**

**130430**  
  
 Schlüssel **1,90**

Stück  
**129,90**



# Freude-Spender



Karton 3.750 Stück ab  
**33,90**

### Omni-Z Green

Omni-Z Green Einmal-Falhtandtücher.  
Grün, zweilagig. Zickzack-Falzung.  
Format 24 x 23 cm.

**66629**



Karton mit 3.750 Stück  
ab 2 Kartons

**36,90**  
**33,90**



### Omni-Z Premium Interfold

Das ultimative, zweilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

**23693**



Karton mit 3.000 Stück

**42,90**

Karton 2.680 Stück  
**42,90**

### Omni-Z Eco

Omni-Z Eco Einmal-Falhtandtücher.  
Naturweiß, einlagig. Zickzack-Falzung.  
Format 25 x 23 cm.

**10990**



Karton mit 5.000 Stück

**25,90**

Karton 5.000 Stück  
**25,90**





Karton 2.600 Stück  
**35,90**

### Omni-Z TAD

Einmal-Falhtandtücher. Weiß, 2-lagig. Besonders weich, bindungs-fähig und damit reissfest. Zick-zack-Falzung. Format 20 x 23 cm.

**13532**  
Karton mit 2.600 Stück **35,90**

### Omni-Z Interfold Plus

Als Plus jetzt mit einer Lage mehr: das ultimative, dreilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

**93307**  
Karton mit 2.300 Stück **44,90**



Karton 2.300 Stück  
**44,90**



Karton 3.750 Stück ab  
**39,90**

### Omni-Z Premium

Omni-Z Premium Einmal-Falhtandtücher. Weiß, zweilagig. Zickzack-Falzung. Format 24 x 21 cm.

**11044**  
Karton mit 3.750 Stück ab 2 Kartons **44,90**  
**39,90**

### Omni-Z Wandspender

Euro-Handtuchspender für Omni-Z Einmal-Falhtandtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße 28 x 37 x 13 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**69740**  
Stück **29,90**

**95957**  
Adapter für Nicht-eurospender, Stück **gratis**

Stück  
**29,90**





Pckg. 250 Stück ab  
**3,89**

### Normtrayeinlagen ▲

Filterpapier für Normtrays. Hochnass-fester Krepp 55 g/m². Karton mit Entnahmeausschnitt. Größe 28 x 18 cm.

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>79166</b><br>[Barcode] | weiß   |
| <b>23286</b><br>[Barcode] | grün   |
| <b>14271</b><br>[Barcode] | blau   |
| <b>88103</b><br>[Barcode] | gelb   |
| <b>91952</b><br>[Barcode] | rosa   |
| <b>91953</b><br>[Barcode] | lila   |
| <b>91954</b><br>[Barcode] | orange |
- Pckg. mit 250 Stck. **4,49**  
 ab 10 Pckg. **4,19**  
 ab 30 Pckg. **3,89**

### Schwebetischauflagen

Format 28 x 36 cm.

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>23287</b><br>[Barcode]  | weiß   |
| <b>23288</b><br>[Barcode]  | grün   |
| <b>14272</b><br>[Barcode]  | blau   |
| <b>88104</b><br>[Barcode]  | gelb   |
| <b>106040</b><br>[Barcode] | rosa   |
| <b>106041</b><br>[Barcode] | lila   |
| <b>106042</b><br>[Barcode] | orange |
- Pckg. mit 250 Stck.  
 ab 5 Pckg. **8,90**  
 ab 10 Pckg. **8,60**  
**8,30**



Pckg. 250 Stück ab  
**8,30**



Pckg. 200 Stück ab  
**12,73**

### ◀ Zelltuchservietten

Weich und saugfähig, 40 x 40 cm.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>48357</b><br>[Barcode]                        | 2-lagig                      |
| weiß, Pckg. à 250 Stck.<br>ab 6 Pckg. (1 Karton) | <b>11,50</b><br><b>8,03</b>  |
| <b>48361</b><br>[Barcode]                        | 4-lagig                      |
| weiß, Pckg. à 200 Stck.<br>ab 4 Pckg. (1 Karton) | <b>15,50</b><br><b>12,73</b> |





### Omniprotect

Patientenschutzserviette aus drei Lagen Papiervlies mit einer Polyäthylen-Beschichtung. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyäthylen Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. 48 x 33 cm.

<b>19554</b>	weiß
<b>19553</b>	grün
<b>19552</b>	blau
<b>11646</b>	gelb
<b>11618</b>	lila
<b>11667</b>	orange
<b>117479</b>	rosa
Karton mit 500 Stck.	<b>19,90</b>



### Omni Bib Holder

Einweg Serviettenhalter mit Klebeverschluss. Größenflexibel, Farbe weiß.

**123296**  
Pckg. 250 Stück  
ab 5 Pckg.

11,90  
9,90



### OmniFresh Ultrasoft

Einmal-Zahnbürste mit bereits staubfreier Zahnpastaimprägnierung. Hygienisch einzeln eingeschweißt. Ideal für die Zahnpflege vor der Behandlung! Gehört in jede Praxis als Service des Zahnarztes für den Patienten. Im praktischen Dispenserkarton.

- ① **88106** mint
  - ② **51292** blau
- Pckg. mit 100 Stck.  
ab 10 Pckg.
- 11,90  
9,90
- ③ **30197**
- Pckg. mit 100 Stck. sortiert  
hellblau, orange, pink, gelb  
ab 10 Pckg.
- 11,90  
9,99






### Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc. Passend für alle gängigen Praxisereignisse. Größe 28 x 27 cm.

- |  |            |  |
|--|------------|--|
| <b>103037</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | hellblau   |  |
| <b>103038</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | weiß       |  |
| <b>120210</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | grün       |  |
| <b>120211</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | dunkelblau |  |
- Rolle mit 100 Stück ab 5 Rollen **9,95**  
**8,49**



Rolle 40 Stück ab **17,90**

### Omniflow Protect

Abdecktuch für die Prophylaxebehandlung. Die Größe des Tuchs bietet optimalen Schutz für den Patienten vor Verschmutzungen durch Salzpartikel. Omniflow Protect ist aufgrund der Materialkombination PE-Folie und Zellstoff besonders saugfähig, wasser- und durchlässig und reißfest. Vorperforierte Bänder an den Seiten ermöglichen eine für den Patienten angenehme Fixierung des Schutztuchs.

- |   |          |  |
|---|----------|--|
| <b>83605</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | hellblau |  |
| <b>22845</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | weiß     |  |
- Rolle mit 40 Stück 60 x 54 cm ab 4 Rollen **19,90**  
**17,90**



### Einweg-Patientenumhang

Großer Patientenumhang aus PE-Folie, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 80 cm.

- |   |      |   |              |
|---|------|---|--------------|
| <b>65381</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | blau | <b>23435</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ |              |
| <b>65382</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | grün | Wandspender, weiß, mit verstärkter Rückwand   | <b>19,90</b> |
| <b>65383</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | weiß | <b>65384</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ |              |
- Rolle mit 200 Stck. ab 5 Rollen **14,65**  
 ab 10 Rollen **13,80**  
**12,95**



Spender ab **17,90**



### Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm.

- |   |          |  |            |
|---|----------|--|------------|
| <b>67314</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | weiß     | <b>51241</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  | dunkelblau |
| <b>67315</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | hellblau | <b>51203</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  | orange     |
| <b>23433</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | grün     | <b>51229</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  | rosa       |
| <b>51198</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | gelb     | <b>103228</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | lila       |
- Rolle mit 80 Stck. ab 5 Rollen **12,75**  
 ab 10 Rollen **12,25**  
**11,70**



Rolle 80 Stück ab **11,70**

### Omni Einmal PE Schürze

Einweg Laborschürze aus Polyethylen mit glatter Oberfläche. Feuchtigkeits- und undurchlässig und strapazierfähig. Die einzelnen Schürzen sind bequem aus dem Spenderkarton entnehmbar. Einfaches An- und Ausziehen durch angenehme Rückenbindung und Verschlussbänder an der Taille. Größe 75 x 125 cm. 49µ heavy quality. Farbe blau.

**121275**  
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Pckg. 50 Stück **15,90**



Pckg. 50 Stück **15,90**

Dose ab

**7,49**

## Wattekügelchen

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



<b>55482</b> Dose 4 g	Gr. 00, $\varnothing$ 4 mm	<b>10,49</b>
<b>55483</b> Dose 4 g	Gr. 0, $\varnothing$ 4,8 mm	<b>9,49</b>
<b>55484</b> Dose 10 g	Gr. 1, $\varnothing$ 6,3 mm	<b>8,90</b>
<b>55485</b> Dose 10 g	Gr. 2, $\varnothing$ 7,6 mm	<b>7,49</b>

## Zellstofftupfer

Perforierte Einmal-Zellstofftupfer von der Rolle, an den Rändern verfestigt. Fusselfrei und weich. Größe 4 x 5 cm. Unsteril.

**61900**  
Beutel mit 2 Rollen zu 500 Stck.  
ab 5 Beutel

**3,95**  
**3,50**



## Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

<b>72702</b> 6 x 8 mm, 500 Stck.	<b>10,60</b>
<b>72655</b> 8 mm, 500 Stck.	<b>10,60</b>
<b>72490</b> 5 mm, 1.000 Stck.	<b>10,60</b>
<b>72482</b> 4 mm, 3.000 Stck.	<b>11,40</b>

## Mulltupfer (unsteril)

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer zum Trocknen von Kavitäten.

<b>16627</b> Pckg. mit 500 Stck.	Erbse <b>12,50</b>	<b>82260</b> Pckg. mit 500 Stck.	Walnuss <b>19,80</b>
<b>16628</b> Pckg. mit 500 Stck.	Haselnuss <b>14,20</b>	<b>82261</b> Pckg. mit 400 Stck.	Pflaume <b>28,90</b>

Packung ab

**12,50**

## Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

<b>56695</b> 6 x 8 mm, 500 Stck.	<b>12,50</b>
<b>56683</b> 8 mm, 500 Stck.	<b>12,50</b>
<b>56689</b> 5 mm, 1.000 Stck.	<b>12,50</b>
<b>56678</b> 4 mm, 3.000 Stck.	<b>13,50</b>



## Mulltupfer steril

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100% Baumwolle), STERIL eingeschiegelt in einer Verpackung mit 2+3 Stück.





<b>203198</b> Pckg. 30 x 2+3 Stück	Erbse <b>13,90</b>
<b>203199</b> Pckg. 30 x 2+3 Stück	Haselnuss <b>14,90</b>
<b>203201</b> Pckg. 30 x 2+3 Stück	Walnuss <b>15,90</b>
<b>203202</b> Pckg. 30 x 2+3 Stück	Pflaume <b>16,90</b>



Pckg. 100 Stück ab  
**5,59\***

### Soft-Vinyl puderfrei

Neuartiger Softvinyl Untersuchungshandschuh, extraweich und dehnfähig, optimale Passform, mit verbessertem Tragekomfort, 100% latexfrei. EN 455. AQL 1,5.

- 89802**  klein
  - 89812**  mittel
  - 89815**  groß
- Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg.  **6,19\***  
**5,59\***



### Ultragrip ▶

Puderfreier Einmal-Handsuh. Hergestellt aus Naturkautschuk mit speziell rutschfester Oberfläche. Proteinarm. EN 455, AQL 1,5. Für Praxis und Labor. Nicht steril. Beidhändig verwendbar.

- 11622**  x-klein
  - 11623**  klein
  - 11624**  mittel
  - 11625**  groß
  - 11626**  x-groß
- Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg.  **10,95\***  
**9,95\***



Pckg. 100 Stück ab  
**9,95\***




*Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)*

### ◀ Latexhandschuhe


Mit besonders ausgeprägter Sensibilität. Sehr guter Tragekomfort, AQL 1,5, proteinarmer Latex. Hypoallergen. EN 455.

#### puderfrei

- 58397** 
- 58398** 
- 58399** 
- 58400** 
- 51332** 

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg.  
ab 20 Pckg.

#### leicht gepudert

- x-klein **58170**  x-klein
- klein **89335**  klein
- mittel **89336**  mittel
- groß **89337**  groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg.  
ab 20 Pckg.  **7,59\***  
**6,99\***  
**6,59\***



Pckg. 100 Stück ab  
**6,59\***

Pckg. 100 Stück ab  
**5,49\***



### ◀ Omni Safetec

Latexuntersuchungshandschuh, unsteril, puderfrei, mit Rollrand, gute Griffsicherheit durch mikrogeraute Handfläche. Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, AQL 1,5.

<b>109232</b>	x-klein
<b>109233</b>	klein
<b>109234</b>	mittel
<b>109235</b>	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	<b>6,59*</b> <b>5,99*</b> <b>5,49*</b>

### Select ▶

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T1-3, EN 374, AQL 1,5. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffigkeit durch mikrogeraute Handfläche.

<b>23742</b>	x-klein
<b>23743</b>	klein
<b>23744</b>	mittel
<b>23745</b>	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	<b>6,99*</b> <b>6,49*</b> <b>5,99*</b>



Pckg. 100 Stück ab  
**5,99\***

**Hinweis**

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

### ◀ Sensitive Latex

Latex Untersuchungshandschuh der Premiumqualität. Sehr stabil und reißfest, gleichzeitig enorm elastisch mit hohem Tragekomfort. Die angeraute Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Grip. Der Omni Sensitive übererfüllt alle erforderlichen Normen. EN 455, EN 374, AQL 1,5. Gewicht je Handschuh: Größe M ca. 6,5 g.

<b>110209</b>	x-klein
<b>110212</b>	klein
<b>110213</b>	mittel
<b>110214</b>	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	<b>7,99*</b> <b>7,59*</b> <b>6,99*</b>



Pckg. 100 Stück ab  
**6,99\***

Einwegartikel

Praktisch: mit umschlagbarem Sicherheits-Rand

Pckg. 1 Paar  
**8,90\***



## Chemikalien Schutzhandschuhe

Omni Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril gegen hohe Risiken mit Baumwollflockenfutter für den Schutz des Personals im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses. Die Chemikalienschutzhandschuhe sind latexfrei, ideal für den Umgang mit Chemikalien (nach den Richtlinien der PSA, EN420, EN388, EN374, AQL 1,5), schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen & vor Schnittverletzungen, der Handschuhschaft besitzt die erforderliche Länge. Farbe: grün. Länge 33 cm.

**203194** Größe 7

**203195** Größe 8

**203196** Größe 9

**203197** Größe 10

Pckg. 1 Paar **8,90\***

**Hinweis**

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

# high protect



Pckg. 100 Stück ab  
**8,99\***

## OMNI high protect Nitrilhandschuh

Einmal Untersuchungshandschuh mit langem Schaft. Der OMNI high protect Nitrilhandschuh gilt als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Risikoklasse III und bietet Schutz gegen hohe Risiken wie Chemikalien und Mikroorganismen. Bei einer komfortablen Gesamtlänge von 300 mm zeichnet er sich auch durch sein exzellentes Tragegefühl und eine hervorragende Passform aus. Die mikrotexturierten Fingerspitzen gewährleisten ein extra feines Tastempfinden und einen sicheren Halt. Hergestellt nach EN 455. EN 374. AQL 1,5.

**132081** x-klein

**132080** klein

**132079** mittel

**132078** groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **9,99\***  
**8,99\***

Extralang:

**30** cm  
Gesamtlänge



Schutz-  
klasse  
(PSA)  
Kategorie  
III

gegen  
hohe  
Risiken!

Pckg. 100 Stück ab  
**7,99\***



◀ **Soft Nitril**

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Reinweiß, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

- 98785** x-klein
- 49503** klein
- 49504** mittel
- 49506** groß
- 49507** x-groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99\***  
**7,99\***

**Violet Pearl Soft Nitril** ▶

Nitrilhandschuhe Violet Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: violett, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

- 49607** x-klein
- 49608** klein
- 49609** mittel
- 49610** groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99\***  
**7,99\***



Pckg. 100 Stück ab  
**7,99\***

**Hinweis**

*Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)*

**smile price**



**Rosa Pearl Soft Nitril** ▶

Nitrilhandschuhe Rosa Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: rosa, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

- 106038** x-klein
- 106037** klein
- 106039** mittel

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99\***  
**7,99\***

Pckg. 100 Stück ab  
**7,99\***

\* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



absolute  
Reinheit  
ohne  
Schwefel  
und chemische  
Allergene!

## Omni DermaPro

Der Omni DermaPro ist ein puderfreier Nitril-Schutz- und Untersuchungshandschuh und bietet unter Einsatz der patentierten Low Derma™ Technologie besten Handschutz im Bereich der akzeleratorfreien Handschuhe. Er enthält weder Schwefel noch chemische Beschleuniger wie Thiuram, Thiazole und Carbamat und ist dadurch die perfekte Lösung für empfindliche Haut. Der Omni DermaPro kann im Umgang mit Materialien genutzt werden, die gegenüber Schwefel und anderen Beschleunigern reaktiv sind. Klinisch erprobt – reduziert Typ I sowie die Kontaktallergie Typ IV (Spättyp-Allergie) mit verzögertem Ausbruch der Allergie). Der Einsatz des PSA-Kategorie III-Handschuhs ermöglicht es zudem, die Haut des Anwenders vor Chemikalien und der Exposition gegenüber sensibilisierenden Stoffen zu schützen, welche allergische Reaktion verursachen oder hervorrufen. Unsteril, mit Rollrand, texturierte Fingerspitzen, erfüllt die EN 420, EN 455, EN 374, AQL 1,5, Farbe: Metall-blau.



Patented Technology



neu

- |               |         |
|---------------|---------|
| <b>208254</b> | x-klein |
| <b>208255</b> | klein   |
| <b>208256</b> | mittel  |
| <b>208257</b> | groß    |

Pckg. 100 Stück ab **8,49\***  
ab 10 Pckg. **7,59\***

lieferbar ab Frühjahr 2021

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

Pckg. 100 Stück ab  
**7,59\***

sicherer  
Schutz für  
alle Haut-  
typen

# Haut couture



**Omnimask Comfort** ▶

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für den täglichen Gebrauch von Profis. Ausgestattet mit weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

## mit Bändern

<b>118866</b>	blau	6,99*
<b>118867</b>	grün	5,99*
<b>118871</b>	weiß	
<b>118868</b>	lila	
<b>118869</b>	orange	
<b>118870</b>	rosa	
Pckg. 50 Stück ab 10 Pckg.		

## mit Gummizug

<b>118860</b>	blau	6,99*
<b>118861</b>	grün	5,99*
<b>118865</b>	weiß	
<b>118862</b>	lila	
<b>118863</b>	orange	
<b>118864</b>	rosa	
Pckg. 50 Stück ab 10 Pckg.		

Pckg. 50 Stück ab

**5,99\*****Hinweis**

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

**Omnimask antifog**

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für Brillenträger. Ausgestattet mit einer einzigartigen innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, verhindert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

## mit Bändern

<b>116526</b>	blau	7,29*
<b>116527</b>	grün	6,29*
<b>116531</b>	weiß	
<b>116528</b>	lila	
<b>116529</b>	orange	
<b>116530</b>	rosa	
Pckg. 50 Stück ab 10 Pckg.		

## mit Gummizug

<b>116520</b>	blau	7,29*
<b>116521</b>	grün	6,29*
<b>116525</b>	weiß	
<b>116522</b>	lila	
<b>116523</b>	orange	
<b>116524</b>	rosa	
Pckg. 50 Stück ab 10 Pckg.		



Pckg. 50 Stück ab

**6,29\***\* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter [www.omnident.de](http://www.omnident.de)

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pckg. 100 Stück ab

**2,38**

### Einmal Speichelsauger

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Erhältlich mit fester oder abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

*Feste Kappe*


- 63668**
- 78523**
- 16634**
- 19562**
- 19560**
- 16636**

*Abnehmbare Kappe*

- |             |                   |             |
|-------------|-------------------|-------------|
| weiß        | <b>86533</b><br>  | weiß        |
| transparent | <b>87421</b><br>  | transparent |
| blau        | <b>16635</b><br>  | blau        |
| grün        | <b>19566</b><br>  | grün        |
| gelb        | <b>19564</b><br>  | gelb        |
| rot         | <b>16637</b><br>  | rot         |
|             | <b>11803</b><br>  | lila        |
|             | <b>11808</b><br>  | orange      |
|             | <b>203472</b><br> | grau        |

Pckg. mit 100 Stück  
ab 10 Pckg. (1 Karton)  
ab 30 Pckg. (3 Kartons)  
ab 60 Pckg. (6 Kartons)

**2,85**  
 **2,54**  
 **2,46**  
 **2,38**



Pckg. 100 Stück ab

**5,90**

### Omnibrush

Micropinsel aus kleinen, nicht fusselnden und nicht absorbierenden Fasern. Die aufzutragenden Lösungen bleiben zwischen den Fasern. Es entsteht eine nicht tropfende Kugel, die den aufzutragenden Stoff festhält, bis die Applikation erfolgt ist. Der Micropinsel ist sehr geschmeidig und gestattet das exakte Aufbringen von Lösungsmengen, die nicht größer sind als 1/8 des Tropfens. Länge ca. 8,5 cm.

- |                  |         |
|------------------|---------|
| <b>88957</b><br> | silber  |
| <b>88958</b><br> | violett |
| <b>88963</b><br> | blau    |
| <b>88965</b><br> | grün    |
- Pckg. mit 100 Stck.  
ab 3 Pckg.  
ab 5 Pckg.

**6,45**  
 **6,20**  
 **5,90**



**Omnicups PP**

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. Extra stabile Qualität. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar.

# CUP<sup>of</sup> colours

<b>19557</b> <small>1.500 Stück</small>	gelb	<b>79340</b> <small>1.500 Stück</small>	gelb
<b>19556</b> <small>1.500 Stück</small>	dunkelblau	<b>79326</b> <small>1.500 Stück</small>	dunkelblau
<b>203466</b> <small>3.000 Stück</small>	rosa	<b>203469</b> <small>1.500 Stück</small>	rosa
<b>203468</b> <small>1.500 Stück</small>	silbergrau	<b>203471</b> <small>1.500 Stück</small>	silbergrau
<b>94558</b> <small>1.500 Stück</small>	orange	<b>79354</b> <small>1.500 Stück</small>	orange
<b>19558</b> <small>1.500 Stück</small>	grün	<b>79329</b> <small>1.500 Stück</small>	grün
<b>19555</b> <small>1.500 Stück</small>	weiß	<b>79319</b> <small>1.500 Stück</small>	weiß
<b>94559</b> <small>1.500 Stück</small>	lila	<b>79350</b> <small>1.500 Stück</small>	lila
<b>203467</b> <small>1.500 Stück</small>	rot	<b>203470</b> <small>1.500 Stück</small>	rot
<b>38406</b> <small>1.500 Stück</small>	bunt sortiert	<b>79367</b> <small>1.500 Stück</small>	bunt sortiert
Pckg. 3.000 Stück		<b>49,90</b>	Pckg. 1.500 Stück <b>26,90</b>

1.500 Stück  
**26,90**



### Omnibrush Eco

Micropinsel mit Fasern beflockt. Nicht absorbierend. Zum auftragen von dentalmedizinischen Lösungen (applizieren). Länge ca. 10 cm.

- 103034** blau
  - 103035** gelb
  - 103036** grün
- Pckg. mit 100 Stck. **4,95**



Pckg. 100 Stück  
**4,95**



### Anmischblöcke

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

- 20516** 60 x 75 mm, 40 Blatt **2,60**
- 20521** 70 x 80 mm, 50 Blatt ab 10 Blocks (Großpckg.) **3,25** **2,95**
- 20523** 125 x 180 mm, 25 Blatt **3,30**
- 20520** 150 x 240 mm, 35 Blatt **5,20**
- 101536** 33 x 35 mm, 40 Blatt Pckg. mit 10 Stck. **14,20**

Packung ab **2,60**

- 8
- 10
- 12

### Zahnwatterollen

Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verband-Zellstoff. In dünnen Lagen eingerollt, hochsaugfähig und fussel-frei.

- 79034** Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
  - 79035** Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
  - 79036** Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück
- Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **5,59** **4,89**



### Zahnwatterollen Compact

Wie Einmal-Zahnwatterollen, jedoch mit längerer Saugkraft durch festere Struktur.

- 85248** Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
  - 85266** Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
  - 85268** Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück
- Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **4,69** **4,19**



Pckg. 300 g ab **4,19**



Hier finden Sie die passende

# OMNIDENT Mischkanüle

für Ihr bevorzugtes Abformmaterial

### Coltène Whaledent

- Affinis light body / regular body ①
- Affinis heavy body ⑤
- Cool Temp ④

### Dentsply

- Aquasil LV/ULV ①

### Detax

- Detaseal Quick und Light ⑥
- Detaseal bite ⑥
- Greenbite Apple ⑤
- Onetime perfect ⑥
- Silasoft Direct/Express ⑦
- Tempofit ② ④

### DMG

- Honigum Automix Light / Light Fast ①
- Honigum Automix Mono ⑤
- Imprint SBR ⑤
- Luxa Core ①
- Luxatemp ⑧
- PermaCem ②
- TempoCem ②

### Dreve

- Stone Bite ②

### 3M Espe

- Dimension Garant L / L Quick ①
- Impregum Garant L DuoSoft ③
- Imprint Bite ⑤
- Imprint II Garant Monophase ⑤
- Imprint II Garant Light Body ①
- Imprint II Garant Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Light Body ①
- Imprint II Quick Step Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Heavy ⑤
- Permadyne Garant 2:1 ③
- Protemp 4 ⑧

### GC

- Examix NDS ⑥
- Exafast NDS ⑥

### Henry Schein

- Maxi Temp ⑧
- VPS Hydro Bite ⑤
- VPS Hydro Light Body ①
- VPS Hydro Regular Body ⑥

### Kulzer

- Flexitime Correct Flow ①
- Flexitime Dynamics ⑩
- Flexitime Monophase ⑤
- Flexitime Heavy Tray ⑤
- Memosil 2 ⑤
- Memoreg 2 ⑤
- Prevision CB ⑧
- Provil Novo ① ⑤
- Xantopren Comfort ⑦

### Kaniedenta

- Conturprint Duo Light / Quick Light ①
- Conturprint Duo Extra Light ①
- Conturprint Duo Medium ①
- Kanibite ⑤
- Kanicem ②
- Kanigum Monophase ⑥

### Kettenbach

- Futar D occlusion ⑤
- Futar System 50 / D System 50 ⑤
- Monopren transfer ⑤
- Mucopren soft ② ⑤
- Mucopren transfer ⑤
- Panasil Contact Plus ①
- Panasil contact two in one ⑤

### KERR

- Tempphase ④

### Müller-Omicron

- Aqium 3D LIGHT / MEDIUM ①
- betasil VARIO LIGHT/ fast set ①
- gingiva MASK 3D ①
- Aqium 3D HEAVY / BITE ⑤
- betasil VARIO HEAVY / IMPLANT ⑤
- kristall PERFECT A50/A70/LAB ⑤
- topas PERFECT A85 ⑤
- granit PERFECT D45 ⑤
- betasil VARIO MEDIUM ⑥
- gingiva MASK ⑥

### OMNIDENT

- Omnibite ⑤
- Omnibite Apple / Vanilla ⑤
- Omnibite Plus ⑤
- Omnibite Granit ⑤
- Omnisil A Dynamik 380 ⑩
- Omnisil A Kontur ①
- Omnitemp KB ⑧
- Omnitemp C ⑨

### R-dental

- KwikkModel base ⑤
- KwikkModel fluid ⑥
- PROVI K+B CEMENT ②
- P.U.M.A. soft ⑥
- R-CO-LINE ②
- R-CO-LINE PROVI KB ⑧
- R-SI-LINE MONO S / FS ⑥
- R-SI-LINE HARD-BITE ⑤
- R-SI-LINE EXTRA-BITE ⑤
- R-SI-LINE METAL-BITE ⑤
- R-SI-LINE HEAVY KINGSIZE ⑤
- R-SI-LINE MEDIUM / FS / SH ①
- R-SI-LINE LIGHT / FS /FH ①
- R-SI-LINE UltraLIGHT / FS / FH ①

### Sultan Chemnitz

- Genie ① ⑤

### Tokuyama

- Softreliner S/MS ⑥

### Vivadent

- Systemp. c & b ⑧

### Voco

- Rebilda SC ①
- Registrado X-tra ⑤
- Structur 2 SC ②
- Ufi Gel hard C / SC ⑥



## Mischkanülen

100 % kompatibel durch OMNIDENT Qualität.


- ① **58809** gelb 1:1
- ② **58277** blau kurz 1:1
- ③ **59054** weiß 1:1
- ④ **58323** blau lang 1:1
- ⑤ **59003** grün 1:1
- ⑥ **58959** rosa 1:1
- ⑨ **85280** braun 1:1

Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel **31,50** **22,90**

- ⑦ **59136** gelb 4:1 / 10:1
- ⑧ **59071** blau 4:1 / 10:1

Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel **33,90** **24,90**

- ⑩ **39263** Dynamischer Mischer Pckg. 50 Stück **49,90**



## Intraoraltips

Intraoral-Aufsätze für Omnident Mischkanülen.

- 50038** gelb ① ⑦
  - 85315** transparent ③ ⑤ ⑥
- Packung 100 Stück ab 2 Pckg. **18,90** **17,90**





Pulver/Flüssigkeit  
**45,90**

### Omnifill C

Omnifill C ist ein leistungsstarker und langlebiger Glas Ionomer Zement für die semipermanente Füllungstherapie. Durch die Verwendung spezieller Dentalgläser wirkt Omnifill C dabei nicht nur besonders ästhetisch, sondern kann auch stetig Fluoride abgeben. Die Kapselvariante ist in der Konsistenz auf Seitenzahnbereich optimiert und sofort applizierbar. Die Hand-Mix Version erlaubt alternativ eine mittelviskose Einstellung, die für keilförmige Defekte, Klasse III und Milchzahnrestaurationen ein optimales Material bereitstellt.

**85182** Farbe A2

**85184** Farbe A3

Pckg. mit 15 g Pulver, 10 ml Flüssigkeit **45,90**

**85334** Farbe A2

**85335** Farbe A3

Pckg. mit 48 Kapseln **85,90**



Pckg. 48 Kapseln  
**85,90**

### ▼ Omnifill C Zubehör

**95522**  
① Kapsel Aktivator **59,80**

**95521**  
② Kapsel Applikator **63,80**



### Omnitemp C

Klinisch bewährter, eugenolfreier Befestigungszement. Omnitemp C hat eine sehr gute Haftung, lässt sich leicht wieder entfernen und eignet sich hervorragend für jede temporäre Befestigung. Die Zugabe von Supra Calciumhydroxid fördert die Bildung von Sekundärdentin. Die praktische Automixspritze ermöglicht eine schnelle und ökonomische Anwendung.

**85272**  
Minimix 5 ml Kartusche, 10 Mischkanülen 1:1 **27,90**

**85280**  
Mischkanülen 1:1, Beutel 50 Stück ab 5 Beutel **28,50**  
**20,90**

### Omnitemp KB

Omnitemp KB ist das hochästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung. Fluoreszenz und eine gute Polierbarkeit sorgen für ein natürliches und hygienisches Aussehen, eine hohe Bruchsicherheit und Frakturresistenz für eine überdurchschnittliche Stabilität und eine schnelle Verarbeitung sowie einfache Beschleif- und Polierbarkeit für optimale Anwendungseigenschaften. Omnitemp KB hat eine extrem niedrige Temperaturerhöhung bei der Polymerisation und ist daher sehr patientenfreundlich.

**85313** Farbe A2

**85424** Farbe A3

50 ml Kartusche 4:1 Automix inkl. 10 Mischkanülen, Pckg. ab 2 Pckg. **61,90**  
**59,90**  
**57,90**

Pckg. 50 ml ab  
**57,90**



Pckg. 5 g Automix ab

**45,90**



### ◀ OmniCEM SE

OmniCEM SE ist ein universelles, dual-härtendes, selbstadhäsives Befestigungscomposite. Es wird für die Befestigung von indirekten Restaurationen aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen, Metall eingesetzt. Bei der Verwendung von OmniCEM SE müssen keine zusätzlichen Haftvermittler oder Konditionierungsmittel eingesetzt werden. OmniCEM SE lässt sich mit handelsüblichen Haftsilanen anwenden.

**200775**  
Pckg. 5 g Automix,  
10 Mischkanülen  
ab 2 Pckg.

**48,50**  
**45,90**

smile  
price

Box

**21,90**



### Omnitips ▶

Beflochte Miniatur-Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels.

- 25656**
- 25657**
- 25658**
- 25659**

Pckg. mit 100 Stck.  
ab 4 Pckg.  
ab 10 Pckg.

- rot **25661**
- blau Box mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) und je 100 Einmal-Applikatoren in den Farben rot, blau, gelb und grün **21,90**
- gelb
- grün **25660**
- 4,39**
- 4,19**
- 3,99** Pckg. mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) **1,95**

Beutel ab

**4,35**



### Einwegpinsel ▶


Nylonhaarpinsel zum bequemen Applizieren von Flüssigkeiten und Gels. Verschiedene Ausführungen. Im wiederverschließbaren Klarsichtbeutel.

- 25448** Schaft transparent, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25450** Schaft transparent, Haar weiß, Weich Beutel mit 50 Stck. **4,35**
- 101121** Pinselhalter, weiß, (nicht sterilisierbar), Stck. **1,20**
- 25451** Schaft rot, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 203209** Einwegpinsel Sortiment, 4 x 100 Stück Einwegpinsel, 2 x Halter, Set **32,90**

### ◀ Einwegpinsel mit Griff

Der Omni Einwegpinsel mit Griff verfügt über ein gespitztes Borstenbündel. Die Applikationsspitze ist biegsam. Ideal für die Applikation von Ätzelgelen, Linern, Fissurenversiegeln, Lacken und Bondingmaterialien.

- 119555** blau, mittel
- 119556** rot, mittel
- Spenderdose mit 100 Stck. **6,99**
- ab 5 Dosen **6,49**





15 x 0,25 g Caps ab

**52,90**



klinische Bewertung auf [omnident.de/downloads](http://omnident.de/downloads)

### ◀ OmniCeram Bulk Fill SDC

Omniceram Bulk Fill SDC ist das neue, fließfähige Composite für die Bulkfüllungstechnik mit dem Sie Zeit und Kosten sparen. Ohne zeitraubendes Schichten und in nur einem Arbeitsschritt können Inkremente von bis zu 4 mm gelegt werden. Eine perfekte Adaption und eine selbst glättende Oberfläche sind speziell für diese Technik entwickelt. Für das Lichthärten werden gerade einmal 10 sek. (Farbe universal) benötigt. Anschließend wird diese Füllungsbasis mit einer 2 mm

dünnen Deckschicht ihres gewohnten Universal- oder Seitenzahnkomposits vollendet. Die praktischen Flow-Compulen erlauben auch bei schwer zugänglichen Fällen eine genaue Applikation. Ein für diese Materialklasse außergewöhnlich hoher Füllstoffanteil und eine spezielle Harzmatrix sind Garantien für einen zuverlässigen und langlebigen Adhäsivverbund und minimieren so deutlich das Risiko von Randspaltenbildung und eventuellem Sekundärkaries.

**111630**

Pckg. Caps 15 x 0,25 g  
ab 2 Pckg.

**57,90**  
**52,90**



Pckg. 20 x 0,25 g ab

**30,90**



### ◀ Omni Compomer

Universelles, lichthärtendes, röntgensichtbares Compomer Füllungsmaterial für Kavitäten im Front- und Seitenzahnbereich. Es ermöglicht eine vereinfachte und schnelle Füllungs-technik und kombiniert die Fluoridfreisetzung der Glasionomere mit der physikalischen Beständigkeit und hohen Ästhetik der Composite. Omni Compomer wird in Kombination mit einem selbststätzenden Bonding verwendet.

**84883**

Farbe A2

**84898**

Farbe A3

Pckg. 20 Kapseln 0,25 g  
ab 2 Pckg.

**34,90**  
**30,90**

### OmniCeram Bulk Fill ▶

OmniCeram Bulk Fill ist ein lichthärtendes, hochröntgenopakes Hybridcomposite, das spezifisch für die Anwendung im Seitenzahnbereich konzipiert wurde. Die Kombination einer neuen Multi-Hybrid-Füllstofftechnologie mit einem innovativen Initiatorsystem bildet die Grundlage für ein Füllungsmaterial mit sehr geringer Polymerisationsschrumpfung und exzellenten Durchhärtungseigenschaften. OmniCeram Bulk Fill bietet somit die Möglichkeit, Inkrementdicken bis 4 mm mit sehr kurzen Belichtungszeiten sicher auszuhärten. Die reduzierten Schrumpfungsspannungen bei OmniCeram Bulk Fill liefern die Basis für randdichte Restaurationen. Sowohl in praktischen Dosierspritzen als auch in Caps zur direkten Applikation erhältlich. Farbe: transparent.

**102980**

Pckg. Drehspritze 5 g  
ab 2 Pckg.

**41,90**  
**39,90**

**99842**

Pckg. Caps 15 x 0,25 g  
ab 2 Pckg.

**41,90**  
**39,90**

klinische Bewertung auf [omnident.de/downloads](http://omnident.de/downloads)

15 x 0,25 g Caps ab

**39,90**



Drehspritze 5 g ab

**39,90**



Pckg. 20 x 0,25 g ab  
**32,90**



Pckg. 3 g Spritze ab  
**13,90**

### OmniCerám évolution 2.0

Das lichthärtende Nano Komposite OmniCerám évolution 2.0 ist in den meistbenutzten 7 VITA\* Farben erhältlich und damit sehr gut als Universal Komposite für Anterior und Posterior Restaurationen einsetzbar. Hohe Druckfestigkeit, sehr gute Abrasionswerte. Klebt nicht an den Instrumenten.

Röntgenopazität: 200% AL  
Durchhärtetiefe: > 2 mm  
Barcol Härte: 82

\*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik

203995	A1
203996	A2
203997	A3
203999	A3,5
204000	B1
204001	B2
204002	C3
204004	Bleach
204005	hellgrau
Drehspritze 3 g ab 5 Spritzen	<b>14,90</b> <b>13,90</b>

204007	A1
204008	A2
204010	A3
204011	A3,5
204012	B1
204013	B2
204014	C3
204016	Bleach
204018	hellgrau
Single Dose 20 x 0,3 g ab 5 Pckg.	<b>35,90</b> <b>32,90</b>



### OmniCerám évolution flow 2.0

Hochmodernes, lichthärtendes fließfähiges Nano Komposite mit sehr speziellem Fließverhalten, das ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt wurde. Ideal für minimalinvasive Restaurationen. Hervorragend geeignet für Minikavitäten und Mikropräparationen, erweiterte Fissurenversiegelungen, Reparatur und Verkleben von Komposite- und Keramikverblendungen sowie zur Verblockung gelockerter Zähne.

Röntgenopazität: 200% AL  
Durchhärtetiefe: > 2 mm  
Barcol Härte: 72

203988	A1
203989	A2
203990	A3
203991	A3,5
203993	B1
203994	Bleach

Pckg. 2 Drehspritzen à 2 g ab 5 Pckg. **25,90**  
**19,90**



Pckg. 2 x 2 g ab  
**19,90**





Pckg. 2 x 5 g  
**39,90**



### OmniCite 2.0

Bonding der 5. Generation: OmniCite 2.0 ist ein lichthärtender, gefüllter Einkomponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total Etch Technik. Adhäsiv für direkte, lichthärtende Composite-, und Compomer-Restaurationen. Auf leicht feuchtem („Wet-Bonding“ Technik) oder auf trockenem Dentin anwendbar, dadurch erhöhte Anwendersicherheit.

**204019**



2 Flaschen je 5 g

**39,90**

Flasche 5 ml  
**49,90**

### Omnicite All'N'One

Bonding der 7. Generation: lichthärtendes, selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv für die adhäsive Füllungstherapie in Kombination mit lichthärtenden Composites und Compomeren. Zuverlässig Primern und Bonden in einem Schritt: einfach ca. 15 Sek. auf die gesamte Fläche einmassieren und danach 5-10 Sek. mit Luft verblasen. Im Anschluss 10 Sek. polymerisieren – fertig!

**95488**



Flasche 5 ml

**49,90**



Dispenserflasche 5 ml  
**99,50**

### Metal Primer ▲

Ideales Bonding von Kunststoffen an/auf Metalloberflächen und Zirkonoxid. Speziell auch für Kunststoff-Reparaturen bei herausnehmbaren Metallgerüsten, sowie bei intraoralen Kunststoffverblendreparaturen an Metall- und Zirkongerüsten.

**200942**



Dispenserflasche 5 ml

**99,50**



Dose 75 ml ab  
**8,65**

### Okklusionsspray

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht.

**70270**



Dose mit 75 ml, grün  
ab 6 Dosen  
ab 12 Dosen

**9,70**  
**9,15**  
**8,65**



100 Stück  
**11,90**



### OmniCerám évolution flow Tips ▲

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahls Spitze. Außendurchmesser 0,9 mm, Länge: 13 mm/Gauge 20. Zur Feinapplikation von OmniCerám évolution flow und anderen lichthärtenden sowie nichtlichthärtenden Materialien.

**33750**  
Pckg. mit 100 Stück

**11,90**

100 Stück  
**11,90**



### ▼ OmniEtch Tips

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahls Spitze. Außendurchmesser: 0,5 mm, Länge: 13 mm/Gauge 25. Für die sehr feine, auch punktförmige Applikation von OmniEtch und vergleichbarer Materialien.

**33521**  
Pckg. mit 100 Stück

**11,90**

# Tip Top

Beutel mit 100 Stück  
**11,90**

### ▼ Omni PL Tips

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahls Spitze 30°, unsteril.

① **117761** 27G, 0,4 x 13 mm

② **117763** 22G, 0,7 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahls Spitze 45°, unsteril.

③ **117762** 23G, 0,6 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Omni Etch und anderen handelsüblichen Ätzelgelen. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahls Spitze 45°, unsteril.

④ **117764** 20G, 0,9 x 10 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von OmniCerám évolution flow und anderen handelsüblichen flowable Composites. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahls Spitze 30°, unsteril

⑤ **117765** 19G, 1,1 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**





Rolle 10 m  
**13,30**

### Matrizenband

Stahlmatrizenbänder auf Rollen. 0,05 mm stark, 10 m lang.

- 88440** 5 mm breit
  - 88441** 6 mm breit
  - 88442** 7 mm breit
- Rolle 10 m **13,30**



Stück  
**13,30**

### Matrizenspanner

Für 5-7 mm Breite.

- 88437** RS 5 mm
  - 88438** RS 6 mm
  - 88439** RS 7 mm
  - 16209** Tofflemire
- Stück **13,30**

### Omni-Etch

37%iges Phosphorsäure-Gel zum Konditionieren des Zahnschmelzes und Dentin. Omni-Etch ist mit leuchtenden Farbstoffen (aber dunkel) gefärbt, um einen starken Kontrast zur hellen Zahnoberfläche zu erzeugen.

- 19541** 2 x 1,9 g inkl. 4 Applikationskanülen **10,49**
- 19540** 70 g Jumbo Refill inkl. 10 Applikationsspritzen, 1 Umfülladapter, 50 Applikationskanülen **49,00**
- 40648** 70 g Single Refill **29,95**
- 28639** Applikationsspritzen Pckg. mit 10 Stck. **6,95**
- 39170** Applikationskanülen Ø 0,7 mm, blau abgewinkelt Pckg. mit 25 Stck. **6,50**
- 70888** Applikationskanülen Ø 0,4 mm weiß gerade Pckg. mit 25 Stck. **6,50**



Jumbo Refill  
**49,-**







2 x 1,9 g Spritze  
**10,49**



Stück ab  
**2,39**

### ◀ Omni Dappengläser

Aus farbigem Glas. Zehnkantig, griff-sicher, auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeformt. Geeignet zum Anrühren von Zementen und Kunststoffen. Größe 32 mm im Durchmesser, 30 mm hoch, ca. 2-3 ml Fassungsvermögen. Nicht autoklavierbar.

- 93283**  blau
- 93280**  gelb
- 93282**  grün
- 93279**  klar
- 93281**  rosalin

Stück ab 5 Stück  **2,59**  
**2,39**

smile   
price




# Dapp Store



### Einweg Dappenbehälter

Einmal Dappenbehälter zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien. Material: Polypropylen, nicht sterilisierbar.

- 123281**  blau
- 124463**  grün
- 126917**  weiß
- 123207**  schwarz

Pckg. 50 Stück **1,69**  
 ab 5 Pckg.  **1,59**  
 ab 10 Pckg.  **1,39**  
 ab 20 Pckg.  **1,29**



Pckg. 50 Stück ab  
**1,29**

## Wattekügelchen

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



<b>55482</b> Dose 4 g	Gr. 00, ø 4 mm	<b>10,49</b>
<b>55483</b> Dose 4 g	Gr. 0, ø 4,8 mm	<b>9,49</b>
<b>55484</b> Dose 10 g	Gr. 1, ø 6,3 mm	<b>8,90</b>
<b>55485</b> Dose 10 g	Gr. 2, ø 7,6 mm	<b>7,49</b>



Dose ab  
**6,90**

# keep cool

### ▲ Coolpack mini

Kältekomresse zur Anwendung z.B. bei Schwellungen oder Zahnschmerzen, 130 x 110 mm.

<b>61420</b>	<b>0,85</b>
Stück	
ab 100 Stück	<b>0,75</b>

## coolPack sports

Einweg-Kältekomresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung. Ideal für Sport und unterwegs. Größe 130 x 170 mm. Kühlt ca. 40 Minuten.

<b>18872</b>	<b>0,85</b>
Stück	
ab 10 Stück	<b>0,79</b>
ab 20 Stück	<b>0,69</b>

Stück ab  
**0,69**



### Kältespray ▼

Zum Vereisen (-45°C) von Schaumstoffpellets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien.

<b>75816</b>	<b>5,20</b>
Orangengeschmack	
Dose mit 200 ml	<b>5,00</b>
ab 6 Dosen	<b>4,75</b>
ab 12 Dosen	
<b>77120</b>	<b>5,20</b>
Pfefferminzgeschmack	
Dose mit 200 ml	<b>5,00</b>
ab 6 Dosen	<b>4,75</b>
ab 12 Dosen	





Pckg. 100 Stück ab  
**9,49**

### Injektionskanülen

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff für leichten Einstich, silikonüberzogen. Versiegelt und steril verpackt.

- 70543**  
Ø 0,3 mm, Länge 10 mm, grün
- 70542**  
Ø 0,3 mm, Länge 23 mm, grün
- 70538**  
Ø 0,4 mm, Länge 23 mm, gelb
- 70539**  
Ø 0,4 mm, Länge 42 mm, gelb

Pckg. mit 100 Stck. ab 10 Pckg. **9,90**  
**9,49**

### Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endo-drain verwendbar.

- 72702**  
6 x 8 mm, 500 Stck. **10,60**
- 72655**  
8 mm, 500 Stck. **10,60**
- 72490**  
5 mm, 1.000 Stck. **10,60**
- 72482**  
4 mm, 3.000 Stck. **11,40**



Dose ab  
**10,60**

### Zylinder-Ampullenspritze

Zylinder-Ampullenspritze mit 3 Aspirationshaken und Arretierung, 1,8 ml, metrisch.

**84397**  
Stück ab 2 Stück

**39,80**  
**36,90**



Stück ab  
**36,90**

smile  
price



### Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endo-drain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

- 56695**  
6 x 8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 56683**  
8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 56689**  
5 mm, 1.000 Stck. **12,50**
- 56678**  
4 mm, 3.000 Stck. **13,50**



Tube 95 g  
**13,90**

Tube 95 g ab  
**7,90**

mit Hydroxylapatit  
- fluoridfrei -

### Omni clean and polish

Prophylaxepaste, ideal zur Verwendung bei der PZR. Für die Endpolitur, wirkt reinigend und fluoridiert die Zähne. Mit Pfefferminzgeschmack. Anwendung in Verbindung mit Omni Minibrush. Körnung fein, RDA 40. Farbe gelb. Glutenfrei. Der Fluoridanteil beträgt 0,1% gerechnet auf die jeweilige Füllmenge.

**54577**  
Tube 95 g  
ab 2 Tuben

**9,90**  
**7,90**

Beim Kauf von 5 Tuben Omni clean and polish repair erhalten Sie 1 Omni Tubfix Tubenentleerer gratis.



### Omni clean polish repair

Die neue Prophylaxepaste, die mehr kann. Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. Omni clean and polish repair enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob zu fein verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung. Mit angenehmem Minzgeschmack. Verarbeitung ca. 15 Sek., Reinigung bei 250 RDA. Endpolitur RDA 34. Fluorid- und glutenfrei.


**14236**  
Tube 95 g **13,90**

**116533**  
Omni Tubfix Tubenentleerer **4,95**

### ProfiCups Polierkelche

Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität! Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke. Max. Umdrehung 10.000 Upm.

**109677** blau, soft  
**109676** gelb, hart  
**123226** lila, medium  
Pckg. 24 Stück **11,90**



Pckg. 24 Stück  
**11,90**

### Omni Minibrush soft / ▶ Omni Minibrush medium

Omni Minibrush medium mit mittelfesten Nylonborsten. Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Maximale Umdrehung 5.000 Upm. Mit Winkelstückschafft.

**99527** pink, soft  
**122941** blau, medium  
Beutel mit 100 Stück  
ab 2 Beutel **52,90**  
**48,90**



### Omni Minibrush ▶

Omni Minibrush mit Nylonborsten. Mit Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Max. Umdrehung 5.000 Upm.

**22459**  
Beutel mit 100 Stück  
ab 2 Beutel **52,90**  
**48,90**

Beutel 100 Stück ab  
**48,90**





# Perlen für die Schlawen

smile   
price



300 g Flasche ab  
**19,90**

## Omni ProfiPearls ▶

Omni ProfiPearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten, z. B. der smartgun One. Das Pulver hat eine Korngröße 40-50µ. Die Omni ProfiPearls gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.

**207660**  


lemon

**207661**  


mint

**207662**  


cherry

**207663**  


cassis

300 g Flasche  
ab 4 Flaschen

22,50  
19,90



Omni ProfiPearls plus ▾

Omni ProfiPearls Plus ist ein Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- als auch supragingivalen Zahnreinigung. Omni ProfiPearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Das Pulver hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, ist damit angenehm speziell auch für kleine Patienten und löst sich rückstandslos im Mund des Patienten auf. Die Omni ProfiPearls Plus haben eine Körngröße von 14µ. Ideal für die Verwendung mit der smartgun Perio.

207666  
120 g Flasche  
ab 4 Flaschen

18,90  
16,50



120 g Flasche ab  
**16,50**



Omni ProfiPearls perio ▶

Omni ProfiPearls Perio ist ein Air-Polishing Pulver zur subgingivalen Anwendung. Hiermit wird eine Reduzierung von Bakterien auch in den tiefsten Parodontaltaschen erreicht. Zusätzlich kann die Behandlung zur Verringerung der parodontalen Taschentiefe führen. Das Pulver ist auf Glycin-Basis und hat eine Körngröße von ca. 25µ.

207665  
100 g Flasche  
ab 4 Flaschen

18,90  
16,50



100 g Flasche ab  
**16,50**



200 g Flasche ab  
**22,90**

◀ Omni ProfiPearls soft

Omni ProfiPearls Soft ist ein Prophylaxepulver auf Glycin-Basis. Zur sicheren Behandlung von Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch. Speziell auch geeignet für den Einsatz bei minderjährigen Patienten. Das Pulver hat eine Körngröße von 60-70µ.

207664  
200 g Flasche  
ab 4 Flaschen

26,50  
22,90



Omni Oshibori ▶

Oshibori – das traditionelle Frotteetuch mit Aloe Vera zur Erfrischung, Pflege und Entspannung. 18,5 x 20 cm. Alkoholfrei. Vitalisiert und ist ideal für einen Minutenerurlaub vom Alltagsstress. Ihr PZR-Patient wird es Ihnen nach erfolgter Sitzung danken. Omni Oshibori ist kalt oder heiß anwendbar (Mikrowellen geeignet) und ist auch auf Reisen ein idealer Begleiter. Lassen Sie sich verwöhnen!

99526  
Stück  
ab 10 Stück  
ab 200 Stück

1,19  
0,99  
0,89




Stück ab  
**0,89**



ideal  
zusammen mit  
Omni flow Protect  
siehe Seite 34





### ▼ Interdentalbürsten für Halter

Die Allround Interdentalbürsten in 10 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung im Halter. Endstück farbig codierter Kunststoff (durchgefärbt). Bürsten auf plastifiziertem Draht. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

<b>40240</b>	türkis, xxxxxxx-fein	> 0.55 mm Ø 2.00 mm	
<b>40241</b>	pink, xxxxxx-fein	> 0.70 mm Ø 5.00 mm	
<b>40242</b>	grau, xxxxx-fein	> 0.80 mm Ø 1.70 mm	
<b>40244</b>	orange, xxxx-fein	> 0.90 mm Ø 1.80 mm	
<b>40247</b>	weiß, xxx-fein	> 1.00 mm Ø 2.00 mm	
<b>40248</b>	gelb, xx-fein	> 1.10 mm Ø 2.50 mm	
<b>40255</b>	blau, x-fein	> 1.20 mm Ø 3.00 mm	
<b>40249</b>	grün-konisch, fein	> 1.40 mm Ø 2.30-4.30 mm	
<b>40256</b>	rot-konisch	> 1.50 mm Ø 3.00-6.50 mm	
<b>40258</b>	schwarz	> 2.50 mm Ø 6.00 mm	

Beutel mit 6 Stück  
ab 5 Beutel **2,99**  
ab 10 Beutel **2,79**  
**2,69**

> Gängigkeit Ø Beborstungs-Durchmesser

### Halter für Interdentalbürsten ▲

Halter für Interdentalbürsten. Einfaches Steck-Dreh-System! 1/4 Drehung beim Einstecken. Frontal sowie im Winkel verwendbar.

**40275**  
Farbe blau, Stück

**1,50**

Beutel 6 Stück ab

**2,69**



Interdentalbürsten ▶

Interdentalbürsten in 8 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung ohne Halter. Farblich codierter, extra langer plastifizierter Drahtkern. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

<b>40276</b>	weiß, xx-fein ø 2.8 mm
<b>40277</b>	grün, x-fein ø 3.0 mm
<b>40282</b>	grün konisch, x-fein ø 3.0–6.5 mm
<b>40292</b>	blau, fein ø 5.0 mm
<b>40294</b>	violett, medium ø 8.0 mm
<b>40298</b>	violett konisch ø 4.0–7.5 mm
<b>40303</b>	gelb, groß ø 10.0 mm
<b>40306</b>	rot, x-groß ø 14,5 mm

Beutel mit 10 Stück **3,99**



Beutel 10 Stück  
**3,99**

# Raum Pflege



Interdentalbürsten mit Griff ▶

Die Interdentalbürsten mit Griff (Drahte plastifiziert) sind sehr praktisch und anwenderfreundlich und für Patienten mit Zahnspangen oder Implantaten bestens geeignet. Interdentalbürsten mit Griff sind in Beuteln à 6 Stück erhältlich.



<b>12345</b>	weiß, x-fein > 0.40 mm ø 1,80 mm
<b>12339</b>	orange, fein > 0.50 mm ø 1.90 mm
<b>12338</b>	rot, medium > 0.55 mm ø 2.00 mm
<b>12342</b>	blau, konisch > 0.60 mm ø 1.80–3.80 mm
<b>12344</b>	gelb, groß > 0.70 mm ø 3.00 mm
<b>12336</b>	grün, x-groß > 0.90 mm ø 5,00 mm
<b>12343</b>	sortiert

Pckg. mit 6 Stück **3,29**  
ab 5 Pckg. **3,09**  
ab 10 Pckg. **2,89**

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser

Box 6 Stück ab  
**2,89**



Stück ab  
**1,09**



### ◀ Zahnsperrenboxen

Zahnsperrenboxen groß. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigendem Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße: ca. 75 x 65 x 45 mm (H x B x T).

- |  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>127097</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | dunkelblau   |                            |
| <b>127101</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | pink   |                            |
| <b>127103</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | weiß   |                            |
| <b>127102</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | schwarz  |                            |
| <b>127099</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | grün   |                            |
| <b>127100</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | orange   |                            |
| <b>127098</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | gelb   |                            |
| Stück<br>ab 20 Stück                           |  | <b>1,29</b><br><b>1,09</b> |
| <b>111955</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Band für Zahnsperrenboxen<br>Länge ca. 48 cm, blau | <b>0,50</b><br><b>0,40</b> |

Stück ab  
**0,40**

**smile price**



**mit Fluorid**

Tube 75 ml ab  
**1,79**

- omniDYNE**
- Fluoridhaltige, mintfrische Zahncreme. Schützt vor Schmerzempfindlichkeit, Zahnhalskaries, Plaque, Parodontitis. Für die tägliche Pflege schmerzempfindlicher Zähne. RDA 60.
- |   |                           |                            |
|---|---------------------------|----------------------------|
| <b>92764</b><br>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Tube 75 ml<br>ab 10 Tuben | <b>1,99</b><br><b>1,79</b> |
|---|---------------------------|----------------------------|



Stück ab  
**0,80**

◀ Schienendosen  
für Erwachsene

Schienendosen flach. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigender Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße (H x B x T): ca. 25 x 77 x 77 mm.

- 203191  pink
- 203193  weiß
- 203192  schwarz
- 203189  grün
- 203190  orange
- 203187  dunkelblau
- 203188  gelb

Stück  
ab 20 Stück

**1,00**  
 **0,80**



**extra flach –  
einfach zu  
verstauen!**

möchtest Du  
**diese**  
**D O S E**  
haben?

Flasche 1.000 ml  
**9,90**

smile  
price

### OraCare Mundspüllösung

Die antibakterielle und alkoholfreie Mundspüllösung OraCare dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. OraCare erzeugt einen frischen Atem und trägt dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten. Speziell für Kinder auch als OraCare Kids erhältlich. OraCare: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid. OraCare Kids: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, fluoridfrei.

frei von  
Chlorhexidin

Flasche 100 ml ab  
**1,79**

**114990**  
OraCare, Flasche 100 ml  
ab 50 Flaschen **1,99**  
1,79

**114992**  
OraCare, Flasche 1.000 ml **9,90**

**114993**  
OraCare Kids, Flasche 100 ml  
ab 50 Flaschen **1,99**  
1,79

**114995**  
OraCare Kids, Flasche 1.000 ml **9,90**

**99843**  
Dosierpumpe **3,90**

Morgenstund'  
hat  
**Gold**  
im Mund

Full mouth disinfection –  
der neue Goldstandard!







Bleaching Kit  
**49,90**

Blocker 1 ml Spritze  
**8,90**



**in zwei Konzentrationen erhältlich: 10% und 16%**

Box Nylon ab  
**1,79**



Box Teflon ab  
**1,99**

### Omni White smile

System zur professionellen Aufhellung vitaler und devitaler Zähne mit individuellen Zahnschienen (Home-Bleaching). Das hochviskose Gel enthält Carbamid-Peroxid in 2 Konzentrationen und hat einen angenehmen Minzgeschmack. Geringe Sensitivitäten. Empfohlen werden 5-10 Anwendungen.

10% – der Klassiker. Ideal für die Anwendung über Nacht.

16% – Tag und Nacht. Wahlweise über Nacht oder 3 Std. am Tage.

**26447** Kit 10 %

**26448** Kit 16 %

Bleaching Kit, 3 x Tiefziehfolie, 5 x 3 ml Gel, Aufbewahrungsbox, je **49,90**

**26450** Spritze 10 %

**26451** Spritze 16 %

Einzelspritze 3 ml Gel **12,90**

**26483**

Blocker, Spritze 1 ml, Platzhalterfunktion (Reservoir) **8,90**

### Zahnseide

Karies und Zahnfleischverletzungen werden durch Plaque verursacht. Die einzige Methode um Plaque effizient zu eliminieren ist die tägliche Benutzung von Zahnseide – insbesondere bei Zahnfüllungen sowie engen Zahnzwischenräumen.

**40387**  
Gewachste Zahnseide Nylon. Für empfindliches Zahnfleisch. Mit Mintgeschmack.  
Box 50 Meter  
ab 10 Boxen **1,99**  
ab 20 Boxen **1,79**

**40385**  
Teflonbeschichtete Zahnseide. Gleitet sehr gut in den Zahnzwischenräumen. Mit Mintgeschmack.  
Box 20 Meter  
ab 10 Boxen **2,39**  
ab 20 Boxen **1,99**

◀ **OMNI Ice Brush  
super sensitive**

Die neue Omnident 2-Komponenten-zahnbürste mit Super-Sensitiv-Putzfeld mit haarfeinen getaperten Borsten und seitlich angebrachten „Massage-Wings“ für eine sanfte Zahnfleischmassage. Ideal für das effektive tägliche Zähneputzen, speziell für empfindliches Zahnfleisch. Eleganter, ergonomisch geformter Griff, dessen Daumenauflage eine kippfreie Führung gewährleistet. Das gepolsterte Griffende sorgt für angenehmen Putzkomfort.

**120445**



Farbe white, blue oder berry.  
(Farben sind nicht wählbar)

Stück  
ab 60 Stück

1,39  
1,19



Stück ab  
**1,19**

in den Farben  
**white,  
blue und berry**

**smile  
price**

**Putz**

**OMNI Prothesenbürste** ▶

Die neue Omnident Prothesenzahnbürste. Durch den speziellen Hoch-Tiefschnitt besitzt die Prothesenbürste ein unterschiedlich hartes, dichtes Bürstenfeld zur effektiven Prothesenreinigung. Der Zahnpinsel dient der Reinigung der Zahnzwischenräume und prothetischen Vertiefungen.

**120447**



Stück  
ab 10 Stück

1,39  
1,29

Stück ab  
**1,29**



## Zahnputzsets Kids ▶

Omni Kinderset ist das ideale Praxis-präsent, bestehend aus einem selbstklebenden Wandhalter für die Zahnbürste, einer Sanduhr für die Überprüfung der Zahnputzzeit und einer hochwertigen Kinderzahnbürste für die Altersklasse 3–7 Jahre. Erhältlich in zwei Versionen: Pharao (Jungen) und Königin (Mädchen).

**120212** Pharao  
**120216** Königin  
 Stück ab 10 Stück **2,89**  
**2,49**



Stück ab  
**2,49**



# munter

## OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten ▶

Ersatzbürsten für elektrische Zahnbürsten mit Farbindikator. Die blauen Spezial-Indikatorborsten zeigen durch Verblässen, wann ein Austausch gegen einen neuen Bürstenkopf zu empfehlen ist. Omni Indikator Aufsteckzahnbürsten passen für folgende elektrische Oral-B® Zahnbürsten: ProfessionalCare® SmartSeries, ProfessionalCare®, Vitality®, Pro Health®, AdvancePower®, Triumph®

**120446**  
 Pckg. mit 3 Stück, medium ab 10 Stück **6,99**  
**6,49**



Pckg. mit 3 Stück ab  
**6,49**




Oral-B®, ProfessionalCare®, Vitality®, ProHealth®, Triumph®, ProfessionalCare® SmartSeries und Advanced Power sind geschützte Marken von Procter&Gamble Business Services Canada Company





Stück ab  
**6,80**



◀ Zementspatel

- ① **79823**  
schmal Nr. 1 (5 mm)
- ② **79824**  
mittel Nr. 2 (6,5 mm)
- ③ **80282**  
breit Nr. 3 (7 mm)

pro Stück  
ab 10 Stück

**7,50**  
 **6,80**



Stück ab  
**6,59**

Kugelstopfer ▲

- ① **86550**  
Fig. 46 0,8 mm/1,0 mm
- ② **86551**  
Fig. 47 1,2 mm/1,6 mm
- ③ **86552**  
Fig. 48 2,0 mm/2,5 mm
- ④ **51923**  
Fig. 49 2,7 mm/3,2 mm

pro Stück  
ab 10 Stück  
ab 20 Stück  
ab 30 Stück

**7,80**  
 **7,45**  
 **6,99**  
 **6,59**




Stück ab  
**8,20**

Heidemann-Spatel ▲

- ① **86547**  
Fig. 0 (2 mm)
- ② **86548**  
Fig. 1 (2,5 mm)
- ③ **86549**  
Fig. 2 (3 mm)

pro Stück  
ab 6 Stück

**9,05**  
 **8,20**



Stück  
**7,98**

Spatel ▲

- ① **15793**  
Spatel 1,5 mm
- ② **15794**  
Spatel 2,0 mm
- ③ **15795**  
Spatel 2,5 mm

pro Stück

**7,98**



Stück ab  
**6,59**

Planstopfer RS ▲

- ① **60004**  
Birne 1,4/1,6 mm, Fig. 63
- ② **60001**  
Planstopfer 1,5/1,75 mm, Fig. 81

pro Stück  
ab 10 Stück  
ab 20 Stück  
ab 30 Stück

**7,80**  
 **7,45**  
 **6,99**  
 **6,59**



alle Instrumente  
**made in  
Germany**



**Pinzetten** ▶

- ① **16206**  
Pinzette Artikulation 9,60
- ② **15777**  
Pinzette College lang gerieft (15 cm) 6,20
- ③ **15778**  
Pinzette College kurz gerieft (15 cm) 6,20
- ④ **15779**  
Pinzette Meriam gerieft (15 cm) 6,20

Stück ab  
**6,20**



**neu**



**Omni color** ▲  
Scaler und Küretten

Das Colori Sortiment von Omnident besteht aus diversen Scalern und Küretten in verschiedenen Farben. Jeder Figur ist einer Farbe zugeordnet. Die Universalkürette und der Universalscaler in pink sind auch als praktisches Prophylaxe-Set erhältlich. Alle Colori Instrumente haben einen ergonomisch geformten Silikongriff.

Set  
**49,90**

**smile  
price**

- 208265**  
Omni color prophy pink Set: Omni Kürette univ. M23A plus Scaler univ. M23 pink, Set **49,90**
- ① **208267**  
Omni Kürette univ. Fig.M23A Silikon pink, Stück **32,90**
- ② **208268**  
Omni Kürette gracey Fig.11-12 Silikon orange, Stück **32,90**
- ③ **208269**  
Omni Kürette gracey Fig.13-14 Silikon blau, Stück **32,90**

- ④ **208271**  
Omni Kürette gracey Fig.5-6 Silikon gelb, Stück **32,90**
- ⑤ **208272**  
Omni Kürette gracey Fig.7-8 Silikon grün, Stück **32,90**
- ⑥ **208266**  
Omni Scaler univ. Fig.M23 Silikon pink, Stück **32,90**
- ⑦ **208273**  
Omni Scaler Fig.H6-H7 Silikon hellblau, Stück **32,90**

**Zahnsonden** ▶

- ① **76101**  
Sonde Nr. 8
  - ② **76102**  
Sonde Nr. 9
  - ③ **76103**  
Sonde Nr. 17
  - ④ **76104**  
Sonde Nr. 23
- pro Stück  
ab 12 Stück  
ab 36 Stück

Stück ab  
**2,99**



**3,85**  
**3,29**  
**2,99**



### Serviettenkettchen

Zum Befestigen von Patienten-Servietten. Verchromt. Maße: Klemme 5 cm, Kette 30 cm.

**76105**  
Stück.  
ab 5 Stck.

5,90  
5,50



### Parodontalsonde WHO

Top Qualität „Made in Germany“.

**72265**  
Stück  
ab 6 Stück  
ab 12 Stück

13,70  
12,80  
11,90



Stück ab  
**2,19**



### Mundspiegelgriffe

① **79148**  
Mundspiegelgriff, Messing, kantig, hohl, verchromt, leicht, Stück  
ab 12 Stück

2,49  
2,19

② **79147**  
Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, kantig, superleicht, hohl, Stück  
ab 12 Stück  
ab 36 Stück

4,29  
4,05  
3,45

③ **84377**  
Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, Fingerform, hohl, superleicht, Stück  
ab 12 Stück  
ab 36 Stück

11,25  
9,79  
8,99

④ **98471**  
Omni Mundspiegelgriff GRIP, Edelstahl, besonders guter Grip durch spezielle Riffelung, langlebig, leicht, Stück  
ab 12 Stück  
ab 36 Stück

4,00  
3,80  
3,19



Pckg. 12 Stück ab  
**11,90**



### Mundspiegel Standard

Spezielle Silber-Titan-Beschichtung für extrem lange Haltbarkeit. Hohe Reflektion für beste Spiegelqualität. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Packung mit 12 Stück.

**47655**  
Nr. 3 plan 20 mm **11,90**

**70880**  
Nr. 4 plan 22 mm **11,90**

**70881**  
Nr. 5 plan 24 mm **11,90**

**70878**  
Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **14,50**

**70879**  
Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **14,50**

### Mundspiegel Rhodium

Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildqualität durch Oberflächenversiegelung, da die Reflektion/Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Rostfreier Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Lösungen (z.B. Neodisher N). Packung mit 12 Stück.

**47658**  
Nr. 3 plan 20 mm **19,50**

**70895**  
Nr. 4 plan 22 mm **19,50**

**70918**  
Nr. 5 plan 24 mm **19,50**

**68923**  
Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **35,90**

**68925**  
Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **35,90**



# OK

Oberkiefer



# UK

Unterkiefer



Stück  
**62,90**



## Zahnzangen

Top Qualität „Made in Germany“

- präzise Verarbeitung
- besonders langlebig
- hervorragendes Haftprofil
- anatomische Passform
- korrosionsbeständiger, hochwertiger, rostfreier Stahl
- leichtgängig
- extrem gute Handhabung durch Karogriffe

44430	OK FZ Fig. 1	44433	OK MO L Fig. 18	47241	Sortiment
44434	OK W Fig. 67A	44438	UK W Fig. 79	619,00	
44435	OK Wurzel Fig. 51	44436	UK FZ Fig. 13		
44431	OK PR Fig. 7	44437	UK MO Fig. 22		
44432	OK MO R Fig. 17	44439	UK Wu Fig. 33		
		Stück	62,90		

## Instrumente




Stück  
**72,90**

### Nadelhalter ▲

Aufwändig gearbeiteter Nadelhalter nach Mathieu mit Hartmetalleinlagen. Zuverlässige Fixation der Nadel. Hohe Lebensdauer durch geringen Verschleiss.

**15771**  
Nadelhalter Mathieu  
TC 17 cm


**72,90**



alle Instrumente  
**made in  
Germany**



①



Stück  
**22,60**

①

②

### Arterienklemmen ▲

① **15773**  
gerade 12,5 cm **22,60**


② **15772**  
gebogen 12,5 cm **22,60**



Stück  
**19,50**

①

②



### Zahnfleischscheren ▲

① **16208**  
gebogen 12 cm **19,50**

② **16207**  
gerade 12 cm **19,50**

◀ Wurzelheber

Stück  
**26,25**

- ① **15768**  
Wurzelheber Bein  
4 mm, Fig. 2 26,25
- ② **15769**  
Wurzelheber Bein  
3 mm, Fig. 3 26,25
- ③ **15770**  
Wurzelheber Bein  
2,5 mm, Fig. 6 26,25



Pinzetten ▶

- ① **15774**  
Anatomische Pinzette 14,5 cm 7,95
- ② **15775**  
Chirurgische Pinzette 14,5 cm 10,20



Stück  
**7,95**

Stück  
**10,20**


Stück  
**7,00**

Stück  
**15,75**

Stück  
**5,40**

Sonstige chirurgische Instrumente ▲


- ① **60029**  
Raspatorium Williger 15,75
- ② **15776**  
Skalpellgriff 5,40
- ③ **86376**  
Tamponadenstopfer 7,00





Tasterzirkel ▾

Tasterzirkel nach Iwanson. Die präzise gravierte, doppelseitige Skalierung 1/10 mm erlaubt die komfortable und zuverlässige Messung von Objekten bis 10 mm Stärke. Aufwändig gearbeitet. Feinfühligster Federdruck.

**60919**  
  
 Stück

21,55



Stück  
**21,55**



Stück ab  
**6,70**



Anmischspatel ▲

① **19286**  


Alginatspatel 22 cm 9,05

② **19285**  


Gipsspatel 20 cm 6,70



Stück  
**7,90**

◀ Le Cron Modellierinstrumente

① **15804**  


Le Cron Modellierinstrument, gerade, 170 mm 7,90

② **15805**  


Le Cron Modellierinstrument, gebogen, 170 mm 7,90

③ **15806**  


Le Cron Hylin Fig. 1, 130 mm 7,90



Stück ab  
**3,90**

▲ Gips- und Wachsmesser

① **15803**  


Wachsmesser „Fahnenstock“ 17 cm 4,45

② **15802**  


Wachsmesser „Fahnenstock“ 13 cm 3,90

③ **15807**  


Gipsmesser Gritmann 10,20




Kronen- und Brückenthalteklammen ▲

- ① **88966**  
gerade 10,20
- ② **88967**  
gebogen 10,20



Stück ab **79,25**



Teleskopzangen ▲

- ① **15781**  
Teleskopzange  
diamantiert 12,5 cm 97,50
- ② **15782**  
Teleskopzange 12 cm 79,25
- ③ **28723**  
Ersatzspitzen für  
Art.-Nr. 15782, 2 Stück 12,29

Gipszange ▼

- 89110**  
Stück 20,49



Kramponzange ▲

- 15780**  
Kramponzange 15 cm 39,90



◀ Lötinzette

- 88901**  
Glatte Greiffläche  
Stück 6,40

## Rotierende Instrumente



Pckg. 6 Stück

**33,90**



### ◀ OmniGloss

Höchstglanz auf allen Komposit-Materialien: Polierer mit Naturdiamantkorn für optimalste Oberflächenpolitur in nur einem Arbeitsgang. Die speziell entwickelte Polierertechnologie für alle Komposit- und Kompomer-Füllungen. Wiederverwendbar, autoklavierbar.

**51289** 050 Kegel

**51290** 060 Kelch

**51291** 100 Rad

Pckg. 6 Stück **33,90**

**51469**  
Trial Kit 3-er Set  
Kegel, Kelch, Rad **15,90**



Trial Kit

**15,90**

**+** *Swiss made*

### OmniRound ▶

Hartmetallbohrer für optimales Exkavieren: Vibrationsarmes Exkavieren, schnelle, atraumatische Präparation, schonender Substanzabtrag. Die spezielle Hybridverzahnung vereinigt zwei Verzahnungen zu einer optimierten Verzahnung, die wiederum zu einer optimalen Schneidleistung führt. Winkelstück-Schaft.

**51278**

**51279**

**51280**

**51281**

**51282**

**51283**

**51284**

Pckg. mit 5 Stück

C1SX 010

C1SX 012

C1SX 014

C1SX 016

C1SX 018

C1SX 021

C1SX 023

**19,90**

Pckg. 5 Stück

**19,90**



### Omni Multicut Kronentrenner ▶

Omni Multicut C4AK und C4AKL: Kronentrenner aus Hartmetall, trennt Kronen und Brücken in einem Arbeitsgang, einfach und schnell. Durch die neue Multicut Verzahnung ergeben sich optimale axiale Bohreigenschaften, eine konstante Abtragleistung sowie eine hohe Stabilität und Bruchfestigkeit. Omni Multicut Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik verwendet werden. FG-Schaft.

**41658**  Multicut C4AK  
Kopflänge 1,5 mm

**41659**  Multicut C4AKL  
Kopflänge 2,0 mm

Pckg. mit 5 Stück **22,90**

Pckg. 5 Stück

**22,90**



Pckg. 5 Stück

**22,90**

### Omni Powercut Kronentrenner ▶

Der schnittfreudige Omnident PowerCut Bohrer mit spezieller Schneidenspitze gewährleistet die Entfernung alter Amalgamfüllungen innerhalb kürzester Zeit bei geringer Wärmeentwicklung. Die Schneidengeometrie mit pyramidenförmiger Übergangsschneide an der Spitze, ermöglicht ein leichtes axiales Eindringen in die Amalgamfüllung, wobei die großen Spanräume ein rasches Zerspanen des Amalgams bei geringer Wärmeentwicklung gewährleisten. Länge des Kopfes: 4,2 mm Schaft: FG nach ISO 314.

**99530**  ISO 010

**99531**  ISO 012

Pckg. 5 Stück **17,90**

Pckg. 5 Stück

**17,90**



### Omnicut Kronentrenner ▶

Omnicut C34 und C34L: Kronentrenner aus Hartmetall, zum Auftrennen der Metallgerüste bei verblendeten Kronen und Brücken. Der Omnicut Kronentrenner besitzt eine optimale Schneidengeometrie, hohe Abtragleistung, eine hohe Standzeit und ist vibrationsarm. Nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik. FG-Schaft.

**41657**  Omnicut C34L  
Kopflänge 2,0 mm

**44770**  Omnicut C34  
Kopflänge 1,5 mm

Pckg. mit 5 Stück **22,90**







































# Endo gut

## Endodontie-Instrumente

K-Feilen, Hedströmfeilen und K-Bohrer von OMNIDENT sind hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchsicherheit. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und einmalig sterilisierbar bis 200 °C. Der Griff ist durch die ergonomische

Gripfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem Silikonstopper ausgestattet sind. Es handelt sich um ein single use Produkt, dass vor dem Einsatz der Sterilisation bedarf.








































### Hedströmfeilen

<b>92645</b> 	Gr. 008	21 mm	<b>14638</b> 	Gr. 035	21 mm
<b>92646</b> 	Gr. 008	25 mm	<b>84127</b> 	Gr. 035	25 mm
<b>92647</b> 	Gr. 008	31 mm	<b>15656</b> 	Gr. 035	31 mm
<b>14327</b> 	Gr. 010	21 mm	<b>14652</b> 	Gr. 040	21 mm
<b>84081</b> 	Gr. 010	25 mm	<b>84147</b> 	Gr. 040	25 mm
<b>15140</b> 	Gr. 010	31 mm	<b>15702</b> 	Gr. 040	31 mm
<b>14364</b> 	Gr. 015	21 mm	<b>14661</b> 	Gr. 045	21 mm
<b>84083</b> 	Gr. 015	25 mm	<b>84178</b> 	Gr. 045	25 mm
<b>15235</b> 	Gr. 015	31 mm	<b>15960</b> 	Gr. 045	31 mm
<b>14387</b> 	Gr. 020	21 mm	<b>14662</b> 	Gr. 050	21 mm
<b>84089</b> 	Gr. 020	25 mm	<b>84187</b> 	Gr. 050	25 mm
<b>15485</b> 	Gr. 020	31 mm	<b>15976</b> 	Gr. 050	31 mm
<b>14417</b> 	Gr. 025	21 mm	<b>93103</b> 	Gr. 15-40	21 mm
<b>84097</b> 	Gr. 025	25 mm	<b>93105</b> 	Gr. 15-40	25 mm
<b>15618</b> 	Gr. 025	31 mm	<b>93107</b> 	Gr. 15-40	31 mm
<b>14527</b> 	Gr. 030	21 mm	<b>93104</b> 	Gr. 45-80	21 mm
<b>84124</b> 	Gr. 030	25 mm	<b>93106</b> 	Gr. 45-80	25 mm
<b>15636</b> 	Gr. 030	31 mm	<b>93108</b> 	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück  
ab 5 Pckg.

 **6,39**  
**5,79**

### K-Feilen

<b>92648</b> 	Gr. 006	21 mm	<b>14080</b> 	Gr. 030	21 mm
<b>92649</b> 	Gr. 006	25 mm	<b>83995</b> 	Gr. 030	25 mm
<b>92650</b> 	Gr. 006	31 mm	<b>14714</b> 	Gr. 030	31 mm
<b>92651</b> 	Gr. 008	21 mm	<b>14089</b> 	Gr. 035	21 mm
<b>92652</b> 	Gr. 008	25 mm	<b>83997</b> 	Gr. 035	25 mm
<b>92653</b> 	Gr. 008	31 mm	<b>14715</b> 	Gr. 035	31 mm
<b>16260</b> 	Gr. 010	21 mm	<b>14091</b> 	Gr. 040	21 mm
<b>83966</b> 	Gr. 010	25 mm	<b>84008</b> 	Gr. 040	25 mm
<b>14665</b> 	Gr. 010	31 mm	<b>14716</b> 	Gr. 040	31 mm
<b>13838</b> 	Gr. 015	21 mm	<b>14092</b> 	Gr. 045	21 mm
<b>83982</b> 	Gr. 015	25 mm	<b>84011</b> 	Gr. 045	25 mm
<b>14674</b> 	Gr. 015	31 mm	<b>14756</b> 	Gr. 045	31 mm
<b>14012</b> 	Gr. 020	21 mm	<b>14093</b> 	Gr. 050	21 mm
<b>83993</b> 	Gr. 020	25 mm	<b>84024</b> 	Gr. 050	25 mm
<b>14712</b> 	Gr. 020	31 mm	<b>14798</b> 	Gr. 050	31 mm
<b>14049</b> 	Gr. 025	21 mm	<b>93109</b> 	Gr. 15-40	21 mm
<b>83994</b> 	Gr. 025	25 mm	<b>93111</b> 	Gr. 15-40	25 mm
<b>14713</b> 	Gr. 025	31 mm	<b>93113</b> 	Gr. 15-40	31 mm
<b>93110</b> 	Gr. 45-80	21 mm	<b>93112</b> 	Gr. 45-80	25 mm
<b>93114</b> 	Gr. 45-80	31 mm			

Pckg. 6 Stück  
ab 5 Pckg.

 **6,39**  
**5,79**



K-Bohrer △

<b>92654</b> 	Gr. 006	21 mm	<b>14207</b> 	Gr. 030	21 mm
<b>92655</b> 	Gr. 006	25 mm	<b>84048</b> 	Gr. 030	25 mm
<b>92656</b> 	Gr. 006	31 mm	<b>14958</b> 	Gr. 030	31 mm
<b>92657</b> 	Gr. 008	21 mm	<b>14209</b> 	Gr. 035	21 mm
<b>92658</b> 	Gr. 008	25 mm	<b>84049</b> 	Gr. 035	25 mm
<b>92659</b> 	Gr. 008	31 mm	<b>15027</b> 	Gr. 035	31 mm
<b>14094</b> 	Gr. 010	21 mm	<b>14210</b> 	Gr. 040	21 mm
<b>84038</b> 	Gr. 010	25 mm	<b>84050</b> 	Gr. 040	25 mm
<b>14826</b> 	Gr. 010	31 mm	<b>15033</b> 	Gr. 040	31 mm
<b>14115</b> 	Gr. 015	21 mm	<b>14211</b> 	Gr. 045	21 mm
<b>84039</b> 	Gr. 015	25 mm	<b>84067</b> 	Gr. 045	25 mm
<b>14831</b> 	Gr. 015	31 mm	<b>15084</b> 	Gr. 045	31 mm
<b>14205</b> 	Gr. 020	21 mm	<b>14218</b> 	Gr. 050	21 mm
<b>84040</b> 	Gr. 020	25 mm	<b>84068</b> 	Gr. 050	25 mm
<b>14949</b> 	Gr. 020	31 mm	<b>15138</b> 	Gr. 050	31 mm
<b>14206</b> 	Gr. 025	21 mm	<b>93115</b> 	Gr. 15-40	21 mm
<b>84041</b> 	Gr. 025	25 mm	<b>93117</b> 	Gr. 15-40	25 mm
<b>14950</b> 	Gr. 025	31 mm	<b>93119</b> 	Gr. 15-40	31 mm
			<b>93116</b> 	Gr. 45-80	21 mm
			<b>93118</b> 	Gr. 45-80	25 mm
			<b>93121</b> 	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück  
ab 5 Pckg.

**6,39**  
**5,79**

**smile**  
**price**



Pckg. 6 Stück ab  
**5,79**

Farbcodierung

	006
	008
	010
	015
	020
	025
	030
	035
	040

**alles**  
**gut!**

# Spitzen

## Sor



### Guttaperchaspitzen

ISO-farbcodiert für eine sichere Anwendung. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Röntgenopak. Länge 30 mm, Konizität 0,2.

Packung  
**6,49**

<b>55217</b> [Barcode]	Sortiment 15 - 40	<b>55253</b> [Barcode]	Sortiment 45 - 80
<b>55218</b> [Barcode]	Figur 15	<b>55355</b> [Barcode]	Figur 45
<b>55219</b> [Barcode]	Figur 20	<b>55366</b> [Barcode]	Figur 50
<b>55221</b> [Barcode]	Figur 25	<b>55382</b> [Barcode]	Figur 55
<b>55222</b> [Barcode]	Figur 30	<b>55408</b> [Barcode]	Figur 60
<b>55223</b> [Barcode]	Figur 35	<b>55435</b> [Barcode]	Figur 70
<b>55224</b> [Barcode]	Figur 40	<b>55481</b> [Barcode]	Figur 80
Pckg. mit 100 Stück	<b>6,49</b>	Pckg. mit 100 Stück	<b>6,49</b>



Unsere CAD/CAM Rohlinge aus Zirkonoxid zur Herstellung von Kronen- und Brückengerüsten vollkeramischer dentaler Prothesen für höchste Qualitätsanprüche!

# OMNI Ronden




gleich mitbestellen:

**200942**  
 Metal Primer,  
 Dispenserflasche 5 ml  
 (s. auch Seite 51)  
**99,50**



optimale Bearbeitung mit Omnipol  
 siehe Seite 92 und 93



Alle OMNI Ronden haben einen Außendurchmesser von 98,5 mm.



Alle Produktinformationen, technische Daten und Preise sowie passende Instrumente für die Bearbeitung finden Sie auf [omnident.de/ronden](http://omnident.de/ronden)

## Omni Ronden Z-CAD HD

Die Omni Ronde Z-CAD HD ist ein in weiß erhältliches biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019 mit einer reduzierten Transluzenz von 35% und einer hochfesten Biegefestigkeit von über 1.100 MPa (biaxiale Messung). Ein breites Spektrum an Indikationen wie Stegkonstruktionen, Gerüste mit großen Spannweiten, Suprastrukturen, Abutments, Einzelkronen oder 1 – 16 gliedrige Arbeiten sprechen für sich. Für eine Individualisierung der weißen Strukturen empfehlen wir unser DEEP Liquid. Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie auf [www.omnident.de/ronden](http://www.omnident.de/ronden)

Stück ab

99,-


### Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD HD

mm	weiß
10	133400
12	133401
14	133402
16	133403
18	133404
20	133405
25	133406



Hinweis

Omni Deep Liquids für  
OMNI HD Ronden finden Sie auf  
[omnident.de/ronden](http://omnident.de/ronden)  
oder direkt über den nebenstehenden Code



	Einheit	HD	HTL *	One4All	smile
<b>Zusammensetzung (chem.)</b>					
ZrO <sub>2</sub> + HfO <sub>2</sub> + Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	wt%	> 99.5	> 99.5	> 99.5	> 99.5
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	wt%	5.2	5.2	6.9	9.3
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	wt%	0.25	0.05	0.05	0.05
Summe aller anderen Oxide	wt%	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
<b>Eigenschaften</b>					
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	6.08	6.08	6.06	6.04
Biegefestigkeit (biaxial)	MPa	> 1100	> 1100	> 1000	> 610
Korngröße (ml)	µm	< 0.4	< 0.4	> 0.5	< 0.6
Bruchzähigkeit K <sub>IC</sub>	MPa √m	5	5	5	3.5
Härte HV <sub>10</sub>	-	1250	1250	1250	1250
Transluzenz (1mm, D65)	%	35	41	45	49
Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK)	10 <sup>-6</sup> /K	11.2	11.2	10.8	10.6
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	2.5	2.5	2.5	2.5
Beständigkeit (Essigsäure)	µg/cm <sup>2</sup>	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Radioaktivität	Bq/kg	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
<b>Indikationen</b>					
		Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, 3 gl. Brücken...
<b>Normative Vorgabe</b>					
		Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 4

\* HTL Ronden sowie weitere technische Daten und Indikationen zu allen OMNI Ronden finden Sie unter [www.omnident.de/ronden](http://www.omnident.de/ronden)

gleich  
mitbestellen:

200775  
OmniCEM SE, Pckg. 5 g Automix,  
10 Mischkanülen  
(s. auch Seite 48) **ab 45,90**





## Omni Ronden Z-CAD smile

Das biokompatible Hochleistungszirkon entspricht der Klasse 4 nach ISO 6872:2019 und hat eine charakteristische Festigkeit von über 610 MPa (biaxiale Messung) sowie eine Transluzenz von 49 % (Super-Hochtransluzent), Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf [www.omnident.de/ronden](http://www.omnident.de/ronden)

### Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD smile

mm	white	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
10	133510	133533	133537	133541	133545	133549	133553	133557	133561	133565	133569	133573	133577	133581	133585	133589	133593
12	133511																
14	133512	133534	133538	133542	133546	133550	133554	133558	133562	133566	133570	133574	133578	133582	133586	133590	133594
16	133513																
18	133514	133535	133539	133543	133547	133551	133555	133559	133563	133567	133571	133575	133579	133583	133587	133591	133595
20	133515																
25	133516	133536	133540	133544	133548	133552	133556	133560	133564	133568	133572	133576	133580	133584	133588	133592	133596



# take a smile



Omni Surface Liquids für smile Ronden finden Sie auf [omnident.de/ronden](http://omnident.de/ronden) oder direkt über den nebenstehenden Code

## Omni Ronden Z-CAD smile Multi

Die Omni Ronde Z-CAD smile Multi ist ein biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 4 mit ultrahoher Transluzenz und sanftem Farbverlauf und erlaubt mit seiner charakteristischen Festigkeit von über 610 MPa die Herstellung von vollanatomischen Kronen, Veneers, Inlays und Onlays bis hin zu dreigliedrigen Brücken (Seiten- und Frontzahnbereich). Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf [www.omnident.de/ronden](http://www.omnident.de/ronden)



	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK
33% Enamel Layer	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
33% Gradational Layer	A2	A3	B2	B3	C2	C3	D2	D3
33% Dentin Layer	A3	A4	B3	B4	C3	C4	D3	D4

### Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD smile Multi

mm	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK
14	133621	133624	133627	133630	133633	133636	133639	133642
18	133622	133625	133628	133631	133634	133637	133640	133643
22	133623	133626	133629	133632	133635	133638	133641	133644



## Omni Ronden Z-CAD One4All

Biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019. Für sämtliche Arbeiten im Front- und Seitenzahnbereich. Kronen, Teilkronen, Veneers, Inlays, Onlays und Brücken sind bei diesem Material indiziert. Für Stegkonstrukte, Suprastrukturen und Hybridprothesen. Kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf [www.omnident.de/ronden](http://www.omnident.de/ronden)



Omni Surface Liquids für One4All Ronden finden Sie auf [omnident.de/ronden](http://omnident.de/ronden) oder direkt über den nebenstehenden Code

### Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD One4All

mm	BL1	BL2	BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
10				204102	204106	204110	204114	204124	204128	204133	204137	204144	204150	204154	204159	204165	204172	204179	204184
14	208056	208636	208641	204103	204107	204111	204115	204125	204129	204134	204138	204145	204151	204156	204161	204168	204174	204180	204186
18	208057	208637	208642	204104	204108	204112	204120	204126	204130	204135	204139	204146	204152	204157	204162	204169	204176	204182	204187
20	208058	208638	208643																
22	208059	208639	208644																
25	208060	208640	208645	204105	204109	204113	204122	204127	204131	204136	204141	204148	204153	204158	204164	204170	208178	208183	208189



Um den Bedarf nach monolithischen Restaurationen abzudecken, die sich auch im bereits gebleachten Restgebiss gleichbleibend harmonisch und ästhetisch einfügen, führt Omnident drei neue Bleach-Farben im Omni Ronden Sortiment ein!

# One for you? One4All

## Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

Ein Multitalent aus biokompatiblen Hochleistungszirkon, mit nochmals gesteigerter Transluzenz und hoher Festigkeit der Klasse 5 nach ISO 6872:2019. Das fertigestellte Z-CAD One4All Material kann monolithisch oder verblendet im Mund eingesetzt werden. Mit einer entsprechenden Zirkon-Verblendkeramik ist eine noch individuellere Gestaltung erfüllbar. Alternativ kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden. Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf [www.omnident.de/ronden](http://www.omnident.de/ronden)

Schichtverteilung 14 mm, 18 mm, 22 mm



### Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

mm	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
14	206369	206372	206375	206378	206381	206384	206387	206390	206393	206396	206399	206402	206405	206408	206411	206414
18	206370	206373	206376	206379	206382	206385	206388	206391	206394	206397	206400	206403	206406	206409	206412	206415
22	206371	206374	206377	206380	206383	206386	206389	206392	206395	206398	206401	206404	206407	206410	206413	206416





Pckg. 12 Stück ab  
**10,90**

### Radbürsten

Handstück		unmontiert	
<b>78398</b>	17 mm	<b>78404</b>	17 mm
<b>78399</b>	19 mm	<b>78405</b>	19 mm
<b>78400</b>	21 mm	<b>78406</b>	21 mm
Ziegenhaar, Pckg. 12 Stück	<b>13,50</b>	Ziegenhaar Pckg. 12 Stück	<b>11,90</b>
<b>78390</b>	19 mm	<b>78395</b>	17 mm
<b>78391</b>	21 mm	<b>78396</b>	19 mm
Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	<b>13,90</b>	<b>78397</b>	21 mm
		Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	<b>11,90</b>
		<b>78387</b>	19 mm
		Borsten, natur Pckg. 12 Stück	<b>10,90</b>

Kanister 5 kg  
**21,90**



### Alustral ▲


Hochwertiges, synthetisches Strahlmittel aus Aluminiumoxyd. Keine Silikosegefahr.

<b>88167</b>	50 µ
<b>32614</b>	110 µ
<b>88165</b>	150 µ
<b>88162</b>	250 µ
Kanister 5 kg	<b>21,90</b>
<b>78325</b>	50 µ
<b>78326</b>	110 µ
<b>78327</b>	150 µ
<b>78328</b>	250 µ
Karton 25 kg ab 3 Kartons	<b>89,50</b> <b>86,90</b>

### Pinselfürste Handstück

<b>78421</b>	Borsten, schwarz
<b>78423</b>	Ziegenhaar, weiß
Pckg. mit 12 Stück	<b>10,95</b>

Pckg. 12 Stück  
**10,95**



Kanister 5 kg  
**15,30**



### ◀ Cera Blast

Feinstrahlperlen zum Glanzstrahlen von Kronen und Brücken sowie zum Mattieren und Ausstrahlen von Sekundärteilen. Optimale Oberflächenverdichtung. Große Härte und Verschleißfestigkeit. Für alle handelsüblichen Geräte geeignet. Korngröße 50 µ.

<b>88171</b>	Kanister mit 5 kg	<b>15,30</b>
<b>88172</b>	Karton 25 kg ab 3 Kartons	<b>64,90</b> <b>62,90</b>




Polierbürsten

Polierbürsten für die Zahntechnik. Schwarze Chunking-Borsten. Zum abschließlichen Gebrauch in Labor oder Praxislabor bestimmt.



- |   |  |
|---|--|
| <p>① <b>79913</b><br/> <br/>                 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                 | <p>⑧ <b>78448</b><br/> <br/>                 Metallkern und Kunststoffzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                                   |
| <p>② <b>78446</b><br/> <br/>                 Holzkern, Chunking-Borsten, Qualität „Super“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p> | <p>⑨ <b>85541</b><br/> <br/>                 Holzkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                                   |
| <p>③ <b>78444</b><br/> <br/>                 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>          | <p>⑩ <b>78442</b><br/> <br/>                 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                             |
| <p>④ <b>78445</b><br/> <br/>                 Holzkern, Qualität „Super“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                   | <p>⑪ <b>79911</b><br/> <br/>                 Holzkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                                   |
| <p>⑤ <b>79917</b><br/> <br/>                 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm, Stück<br/>                 ab 100 Stück</p>                | <p>⑫ <b>78441</b><br/> <br/>                 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                             |
| <p>⑥ <b>78443</b><br/> <br/>                 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>          | <p>⑬ <b>69852</b><br/> <br/>                 Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum. Ziegenhaar, weiß, weich, ø 23/49 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p> |
| <p>⑦ <b>78447</b><br/> <br/>                 Metallkern und Metallzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,<br/>                 Stück ab 100 Stück</p>                    |  |



Bohrerreinigungsbürsten

Messingdraht-Bürste für die grobe Reinigung der Instrumente.

**23377**  
  
 Stück ab 10 Stück

Nylon-Bürste zur schonenden und gründlichen Bohrer-Reinigung.

**110349**  
  
 Stück ab 10 Stück




Pckg. 12 Stück ab **12,98**

▼ Woll- und Nesselschwabbeln

- |   |  |
|---|--|
| <p>① <b>78432</b><br/> <br/>                 Wollschwabbel, ø 21 mm, Pckg. mit 12 Stück, montiert Handstück</p> | <p>② <b>78435</b><br/> <br/>                 Nesselschwabbel, ø 21 mm, Pckg mit 12 Stück, montiert Handstück</p> |
| <p>○ <b>78434</b><br/> <br/>                 dito, unmontiert</p>   | <p>○ <b>78437</b><br/> <br/>                 dito, unmontiert</p>  |



Stück ab  
**0,79**



Stück  
**3,85**

### Heatless Steine

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metallen im Labor oder Praxislabor. Für grobe Vorarbeiten. Geeignet für alle Dental-Legierungen und Kunststoff.

<b>79194</b> 	Gr. 1 / 5 mm	<b>79200</b> 	Gr. 7 / 5 mm	<b>79206</b> 	Gr. 13 / 5 mm
<b>79195</b> 	Gr. 2 / 3 mm	<b>79201</b> 	Gr. 8 / 3 mm	<b>79207</b> 	Gr. 14 / 3 mm
<b>79196</b> 	Gr. 3 / 2 mm	<b>79202</b> 	Gr. 9 / 2 mm	<b>79208</b> 	Gr. 15 / 2 mm
Heatless Steine Ø 25 mm Max. Geschw. 15.000 U/min.		Heatless Steine Ø 19 mm Max. Geschw. 25.000 U/min.		Heatless Steine Ø 13 mm Max. Geschw. 35.000 U/min.	
<b>79197</b> 	Gr. 4 / 5 mm	<b>79203</b> 	Gr. 10 / 5 mm	Stück ab 50 Stück <b>0,99</b> <b>0,79</b>	
<b>79198</b> 	Gr. 5 / 3 mm	<b>79204</b> 	Gr. 11 / 3 mm		
<b>79199</b> 	Gr. 6 / 2 mm	<b>79205</b> 	Gr. 12 / 2 mm		
Heatless Steine Ø 22 mm Max. Geschw. 20.000 U/min.		Heatless Steine Ø 16 mm Max. Geschw. 30.000 U/min.			



### Abrichtstein

Abrichtstein ohne Diamant. Maße 65 x 20 x 4 mm. Farbe Blau.

**110397**  
|||||  
Stück

**3,85**

	31	32	33	34	35	36
<b>Rosa (hart)</b>						
Körnung	80	80	120/150	100	100	100
<b>78989</b> 		<b>78990</b> 	<b>78991</b> 	<b>78992</b> 	<b>78993</b> 	<b>78994</b> 
<b>Dkl.-braun (weich)</b>						
Körnung	80/90	80/90	120/150			
<b>79001</b> 		<b>79002</b> 	<b>79003</b> 			
<b>Hellbraun (mittel)</b>						
Körnung	150	150	150			
<b>78995</b> 		<b>78996</b> 	<b>78997</b> 			

Pckg. 72 Stück ab  
**35,90**



### Spezial-Schleifsteine

Keramisch gebundene Schleifsteine zum Ausarbeiten von Metallen und Kunststoffen aller Art. Präzisionsmontiert, gleichmäßige Härte und Körnung. Hochfester rostfreier und maßgenauer Schaft, zentrischer Lauf. In rosa, hellbraun und dunkelbraun.

Pckg. mit 72 Stück  
ab 5 Pckg.  
ab 10 Pckg.

**41,20**  
**39,90**  
**35,90**

### Omnipol Amalgam Reducer

zum Grobabtragen und Finieren von Amalgamfüllungen ohne Verletzung des Zahnschmelzes. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück  
**14,95**

Art.-Nr.	83458	31167	83459
	14,95		

### Omnipol braun für Winkelstück

für Gold, Amalgam und Composite, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück




12 Stück  
**14,95**

Art.-Nr.	83435	83437	83438	83439	83440
	14,95				

### Omnipol grün für Winkelstück

für Gold, Amalgam und Composite, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück




12 Stück  
**14,95**

Art.-Nr.	83442	83444	83445	83446	83447
	14,95				

# polishing for compliments

### Omnipol Komposit für Winkelstück

2-stufiges Poliersystem für hochgefüllte Komposite. Die flexible Polierspirale passt sich jeder Oberflächenstruktur an und eignet sich für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Einmalprodukt. blau = medium, hellblau = fein. Drehzahlbereich: 6.000 – 15.000 Upm., Pckg. 6 Stück



6 Stück  
**14,95**

Art.-Nr.	206471	206472
	14,95	

### Omnipol Mandrelle für Winkelstück

Mandrelle aus Edelstahl. Schaft 104, max. Drehzahlbereich: 20.000 Upm. Pckg. 5 Stück



5 Stück  
**7,20**

Art.-Nr.	110394	110395	110396
	verstärkt, 5 mm	5 mm	2,35 mm
	7,20		

### Omnipol braun für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, braun = Vorpolitur.  
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück  
**14,95**

Art.-Nr.	83452	83453	83454	31170	31171
	14,95				

### Omnipol grün für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, grün = Hochglanzpolitur.  
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück  
**14,95**

Art.-Nr.	83455	83456	83457	31172	31173
	14,95				

### Omnipol für Chrom-Kobalt-Legierungen

Der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück  
**30,95**

	R 22/3	R 22/1,3	23/6	21/7
Art.-Nr.	83475	31191	83476	83477
	30,95			

### Omnipol Universal

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle, Chrom-Kobalt, Titan.  
Optimale Drehzahl: 8.000 Upm., Pckg. 100 Stück

Grobe Körnung

Feine Körnung

100 Stück  
**41,75**

	L 22/3	R 22/3	23/6	L 22/3
Art.-Nr.	31192	83460	83465	83461
	41,75			

### Omnipol für Kunststoffe und 3D Druckmaterialien

Standfeste Vliespolierer für die Bearbeitung von Kunststoffen aus additiven Verfahren und Tiefziehtechnik sowie für die Entfernung der Supports beim 3D Druck. rot = ultrafein, schwarz = extrafein, grau = mittel. Drehzahlbereich: 6.000 – 20.000 Upm., Pckg. 50 Stück

50 Stück  
**98,90**

Art.-Nr.	206468	206469	206470
	98,90		

### Omnipol PEEK

2-stufiges System zur Bearbeitung von PEEK. Endbearbeitung im Bereich der Frässtege sowie Hochglanzbearbeitung von CAD/CAM-Oberflächen. grün = fein, weiß = extrafein. Drehzahlbereich: 8.000 – 20.000 Upm., Pckg. 12 Stück

12 Stück ab  
**22,90**

Art.-Nr.	206464	206465	206466	206467
	22,90	22,90	29,90	29,90


### Omnipol grün

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück  
**41,75**

Art.-Nr. 83451

41,75

### Omnipol braun

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück  
**41,75**

Art.-Nr. 31176

41,75




### Omnipol Stahlpolierer grün

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, grün = Feinpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück  
**24,90**

Art.-Nr. 31187 | 31190

24,90

R 22/3 | 22/6





### Omnipol Stahlpolierer schwarz

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, schwarz = Standardpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück  
**24,90**

Art.-Nr. 31183 | 31186

24,90

R 22/3 | 22/6






### Omnipol für die Technik


der Siliconpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe. Gelb: feine Körnung zum Polieren. Grau: mittlere Körnung zum Finieren. Grün: grobe Körnung zum Konturieren, ideal für weichbleibende Kunststoffe. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 6 Stück


6 Stück  
**12,90**

Art.-Nr. 31203 | 83466 | 83467 | 83468 | 31204

12,90





### Omnipol für Handstück Zirkon

zur Bearbeitung von ungesintertem Zirkon. Speziell zur Ausarbeitung von Fräsarbeiten. Drehzahlbereich: 8.000 - 20.000 Upm., Pckg. 6 Stück





6 Stück ab  
**14,95**

Art.-Nr. 206461 | 206462 | 206463

14,95

mittel/fein | mittel | mittel

32,90 | 14,95 | 14,95

### Omnipol für Keramik




Keramikpolierer, hellgrau = abrasive Vorpolitur, glättet Diamantschliff-Flächen. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück  
**41,75**

Art.-Nr. 83473 | 31193

41,75

R 22/3 | L 22/3

### Omnipol für Keramik




Keramikpolierer, rosa = leicht abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück  
**41,75**

Art.-Nr. 83474 | 31194

41,75

R 22/3 | L 22/3

### Omnipol für Keramik




Keramikpolierer, grau = Hochglanzpolitur für natürlichen Glanz ohne Polierpasten. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück  
**47,10**

Art.-Nr. 31195 | 31196

47,10

R 22/3 | L 22/3

# Das OMNIDENT Hartmetallfräser- Programm








Verdichtetes Sinterhartmetall garantiert optimale Standzeiten und wirtschaftliches Kosten-Nutzverhältnis. Alle Fräser bis ISO-Größe 023 werden aus einem Stück gefertigt, für höchste Rundlaufgenauigkeit und reduziertes Bruchrisiko. Die größeren Formen werden auf Sicherheitsstahl aufgeschweißt, der die beim Schleifen entstehenden Schwingungen reduziert. Die Formen- und Verzahnungsauswahl ermöglicht einsetzgerechtes Schleifen in jeder Technik.









## Sparprogramm

Sie erhalten ab einem Bestellwert pro Auftrag in Höhe von

100,-	 10% Rabatt
250,-	 15% Rabatt
333,-	 20% Rabatt
400,-	 25% Rabatt
500,-	 30% Rabatt

## Farbringe für jede Verzahnung erleichtern den richtigen Griff:

-  **schwarzer Ring = supergrobe Verzahnung**  
zum großflächigen Abtrag auf allen Kunststoffen, als auch zum Bearbeiten von Gipsen geeignet.
-  **grüner Ring = extragrobe Verzahnung**  
für alle Kunststoffe zur Ausarbeitung, bei Gipsen zum Formschleifen geeignet.
-  **blauer Ring = grobe Verzahnung**  
für alle dentalen Materialien zum Grobabbtrag.
-  **roter Ring = feine Verzahnung**  
für alle dentalen Materialien zur Feinausarbeitung.
-  **gelber Ring = superfeine Verzahnung**  
feinster Abtrag bei allen Legierungen und Compositen. Ideal zum glatten Schleifen der Keramik.
-  **violetter Ring = superfeine Spiralverzahnung**  
Zum Ausarbeiten und Konturieren von Titanmaterialien.



# hart

### Kreuzverzahnung supergrob Schliff 55/SGE

Für grossflächigen Abtrag bei Kunststoffen, Löffelmaterialien und Gips.

Stück **17,90**






Fig. No.	251	351
L mm	13,9	14,2
Ø 1/10 mm	060	070
Art.-Nr.	31148	31149

Stück **17,90**      **17,90**

### Kreuzverzahnung mittelgrob Schliff 51/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **19,90**






Fig. No.	351	251
L mm	12,0	14,0
Ø 1/10 mm	060	060
Art.-Nr.	27666	27667

Stück **19,90**      **19,90**

### Kreuzverzahnung extragrob Schliff 50/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **16,90**





Fig. No.	251
L mm	13,9
Ø 1/10 mm	060
Art.-Nr.	31009



Stück **16,90**

### Einfachverzahnung mit Querrieb Schliff 75/GSQ

Ausarbeiten von weichbleibenden Unterfütterungen.

Stück ab **15,90**









Fig. No.	261	351	351	251	77
L mm	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø 1/10 mm	023	060	070	060	040
Art.-Nr.	27661	27662	27663	27664	27665

Stück **15,90**      **19,90**      **19,90**      **19,90**      **19,90**

### Einfachverzahnung grob Schliff 70

Auf allen Dental Materialien zum Grobabtragen mit glattem Schliffbild, besonders auf Kunststoff einsetzbar.

Stück ab **5,90**









Fig. No.	138	351	79	79	251
L mm	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø 1/10 mm	010	060	060	045	060
Art.-Nr.	31140	31143	31556	31142	31147

Stück **5,90**      **12,50**      **12,50**      **12,50**      **12,50**

# werk



### Kreuzverzahnung Standard – Schliff 10/E

Auf allen Dental Materialien zum Grobabragen einsetzbar. Bei NE-Legierungen für die Formgestaltung ideal geeignet.



Stück ab **6,50**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
Art.-Nr.	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	31554
Stück	9,90	9,90	9,90	9,90	8,90	8,90	8,90	6,50	8,90	8,90	13,90

Fig. No.	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
L mm	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø 1/10 mm	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
Art.-Nr.	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134
Stück	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	8,90	8,90	8,90	13,90	14,50

### Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.



Stück ab **10,90**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
Art.-Nr.	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479
Stück	11,99	11,99	11,99	11,99	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90



### Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.

Fig. No.	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
L mm	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø 1/10 mm	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
Art.-Nr.	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483
Stück	10,90	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	10,90	10,90	11,99

### Kreuzverzahnung superfein – Schliff 30/EUF

Feinstausarbeitung auf allen Legierungen und Compositen. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht feines Schleifen auch auf Keramik.

Fig. No.	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
L mm	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
Art.-Nr.	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081
Stück	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	18,80	18,80

Stück ab **13,90**

### Spiralverzahnung superfein Schliff 25/FST

Ausarbeiten, Konturieren von Titanmaterialien.

Fig. No.	79	251
L mm	13,7	14,2
Ø 1/10 mm	040	060
Art.-Nr.	27668	27669
Stück	16,90	16,90

Stück **16,90**

### Parallelfraßer Kreuzverzahnung Schaft 103 HP

Ø 2,35 mm, oben rund. Werkzeug für die Frästechnik.

Fig. No.	364 R	364 R	364 R
L mm	8,0	10,0	15,0
Ø 1/10 mm	010	015	023
Art.-Nr.	31041	31042	31043
Stück	14,90	14,90	14,90

Stück **14,90**

### Drehzahlen

Empfohlene Drehzahlbereiche für alle Hartmetallfräser:

bis	
ISO 023	15-50.000 Upm
ISO 023-045	15-40.000 Upm
ISO 045-070	15-30.000 Upm



## Löffelmaterial, lichthärtend

Zur Herstellung individueller Abform- und Funktionslöffel in der Kronen- und Brückentechnik und Totalprothetik. Nicht klebend, rosa transparent. Mit Pfefferminzgeschmack. Aushärtung bei 310–360 UV. Bissfestigkeit 430–490 mPA. Dicke 2 mm. Nicht röntgensichtbar.

### 70755

Pckg. mit 25 Stück OK  
und 25 Stück UK

### 70740

Pckg. mit 50 Stück OK

### 70745

Pckg. mit 50 Stück UK

je Pckg.  
ab 3 Pckg.  
ab 10 Pckg.

54,50  
52,90  
50,90

Packung ab

50,90



smile  
price



aus ei

## Dental Vlies

Muffelring-Einlagen, asbestfrei, aus keramischen Werkstoffen für die Edelmetalltechnik. Das Material erlaubt eine uneingeschränkte Expansion der Einbettmasse sowie problemloses Ausbetten. 50 x 1 mm, ca. 25 m.

87907  


Pckg.  
 ab 3 Pckg.  
 ab 6 Pckg.

 14,50  
 13,90  
 12,90

Packung ab  
**12,90**



**smile**   
**price**

# nem GUSS

# Gips her!



Stück  
**5,50**

## Gipsschaufel

Zinkblech, 20 x 7 cm.

**95202**  
  
 Stück

5,50



Omni Einmal  
PE Schürze  
finden Sie auf  
Seite 34



Karton 20 kg ab

**73,90**



## Stone Superhartgips synthetisch ▲

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen. Besondere Eigenschaften: glatte, kratzfeste Oberflächen; harte, kantenstabile Modelle; stets gleichbleibende Qualität; minimale Expansion. Damit die Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.

**24510**  


Typ 4, weiß

**24511**  


Typ 4, braun

Karton mit 20 kg  
ab 3 Kartons  
ab 5 Kartons

 **79,90**  
 **75,90**  
 **73,90**

Sack 25 kg ab

**59,90**






## Artikulationsgips natur ▲

Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, Fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stellvermögen.

**73149**  


Typ 1, natur

Sack mit 25 kg  
ab 5 Sack  
ab 10 Sack

 **64,90**  
 **61,90**  
 **59,90**

Sack 25 kg ab

**22,30**



## Alabastergips natur ▲

Aus reinem Alabaster des Harzes, volumenbeständig, mit 25% Hartgipsanteil, ein Material mit kontrollierter Expansion für den Praktiker. Lange Abbindezeit/Verarbeitungszeit.

**73146**  


Typ 2, weiß

Sack mit 25 kg  
ab 5 Sack  
ab 10 Sack







 **24,90**  
 **23,80**  
 **22,30**

Sack 25 kg ab  
**35,90**



**Modellgips natur** ▲

Bewährter Hartgips für breite, zahn-technische Anwendungsbereiche aus speziell ausgesuchtem Naturgestein mit dauerhafter Volumenstabilität. Hohe Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und eine exakte Passgenauigkeit zeichnen dieses Arbeitsmaterial aus. Für die KFO-Arbeiten wird durch besonders weißes Naturgestein ein hoher Weißheitsgrad erreicht.







- 73142**  Typ 3, blau
  - 73143**  Typ 3, gelb
  - 73145**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg ab 5 Sack  **39,90**  
 ab 10 Sack  **37,90**  
 **35,90**

Sack 25 kg ab  
**26,90**



**Modellgips synthetisch** ▲

Synthetischer Hartgips nach DIN EN 26873. Besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie sowie zur Herstellung von Situations- und Gegenbissmodellen. Modelle mit sehr großer Härte. Gute Fließfähigkeit und geringe Expansion. Durch feinste Mahlung glatte Oberflächen.



- 24043**  Typ 3, blau
  - 24044**  Typ 3, gelb
  - 24045**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg ab 5 Sack  **29,90**  
 ab 10 Sack  **27,90**  
 **26,90**

Sack 25 kg ab  
**36,10**



**Omnidanos** ▲

Der Klassiker: Natur-Hartgips für vielseitige Anwendungen. Klasse 3. Omnidanos eignet sich universell für Modelle in der Total- und Teilprothetik, der Kieferorthopädie und weitere Modellarten. Seine cremige Konsistenz und schnelle Erhärtung ermöglichen zügiges Arbeiten und präzise Modelle. Farbe: blau. Indikation: Total- bzw. Teilprothetik und Kieferorthopädie.






- 40398**  Typ 3, blau
- Sack mit 25 kg ab 2 Sack  **37,90**  
 **36,10**

Karton 20 kg ab  
**51,90**



**Artikulationsgips synthetisch** ▲

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden.

- 24509**  Typ 1, weiß
- Karton mit 20 kg ab 3 Kartons  **59,90**  
 ab 5 Kartons  **56,90**  
 ab 10 Kartons  **54,90**  
 **51,90**



technische Daten zu unseren Gipsen erhalten Sie unter [www.omnident.de/download.php](http://www.omnident.de/download.php)



### Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyd-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente, sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis 10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

**93023**

Kanister 5 l  
ab 2 Kanister

75,90  
73,90

**93022**

Flasche 1 l

17,90

Kanister 5 l ab

**73,90**

Flasche 1 l

**17,90**







### Flexibole Anmischbecher

Flexibole Anmischbecher für Gips und Einbettmassen, Stumpf- und Alginat-Abformmassen. Leicht zu säubern, lieferbar in 4 Größen. Farbe dunkelgrün.

- 72975**  
klein, Ø 8 cm / 150 ml 3,80
- 72976**  
mittel, Ø 10 cm / 350 ml 4,50
- 72977**  
groß, Ø 12 cm / 650 ml 6,70
- 72978**  
extra groß, Ø 14 cm / 850 ml 9,30

### Silikon Anmischbecher

Silikon Anmischbecher für Autopolymerisate. Für Silikone nicht geeignet. Ohne Ausgießstülle.

- 20610** klein, 8 ml 8,60  
Pckg. mit 3 Stück
- 20611** mittel, 18 ml 9,90  
Pckg. mit 2 Stück
- 20612** groß, 50 ml 8,50  
Pckg. mit 1 Stück

### Sekundenkleber ▶

Cyan-Acrylat-Kleber mit hoher Klebekraft. Klebt nasse und trockene Gipse spaltfrei.

- 82228**  
10 g Flasche 3,10  
ab 5 Flaschen 2,90  
ab 10 Flaschen 2,70

Flasche ab **2,70**



### Anmischblöcke ▶

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

- 20516**  
60 x 75 mm, 40 Blatt 2,60
- 20521**  
70 x 80 mm, 50 Blatt 3,25  
ab 10 Blocks (Großpckg.) 2,95
- 20523**  
125 x 180 mm, 25 Blatt 3,30
- 20520**  
150 x 240 mm, 35 Blatt 5,20
- 101536**  
33 x 35 mm, 40 Blatt 14,20  
Pckg. mit 10 Stck.

Packung ab **2,60**





### Käppchenfolie

Weiches, elastisches Material. Rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z.B. Kronen, Kappen usw.

**81974**  
 0,6 mm, ø 4,2 cm  
 Pckg. 100 Stck.  
 ab 10 Pckg.

9,90  
 9,60



### Platzhalterfolie

Dünne, gut tiefziehbare Folie. Verbindet sich nicht mit den Gussfolien OMNILEN und OMNIDUR. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen).

**81975**  
 0,1 mm, ø 4,2 cm  
 Pckg. 200 Stck.  
 ab 10 Pckg.

12,80  
 11,90



### ◀ Omnidouble

Additionsvernetzendes Dubliersilikon mit hoher Dimensionsstabilität, ohne Schrumpf bei Lagerung und mit hervorragendem Rückstellvermögen. Dosierverhältnis 1:1. Lieferbar in normal, mittel und hart.

**59252**  
 Farbe blau, 15 Shore A-Härte  
 Pckg. 2 x 1 kg **61,90**

**59253**  
 Pckg. 2 x 6 kg **314,50**

**21962**  
 Farbe hellblau, 22 Shore A-Härte  
 Pckg. 2 x 1 kg **61,90**

**22034**  
 Pckg. 2 x 6 kg **314,50**

**59250**  
 Farbe gelb, 28 Shore A-Härte, hart  
 Pckg. 2 x 1 kg **61,90**

**59251**  
 Pckg. 2 x 6 kg **314,50**

**208894**  
 Dosierpumpe für 6 kg Flasche,  
 Stück **15,90**

2 x 1 kg  
**61,90**



Stück  
**29,90**


### Omnidouble Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die Silikon-Dubliertechnik aus Makrolon-Kunststoff. Verankerung durch konisches Manschettenteil. Inkl. Schaumstoffplatzhalter für Spardublierung.

**19703**  
 Stück **29,90**

smile  
 price

# super models



### Dowel Pins ▲

Modellstifte aus Messing, poliert.


- |   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>79235</b><br>Pckg. 100 Stck.<br>ab 5 Pckg.   | Größe 1 | 3,60<br>3,30   |
| <b>79236</b><br>Pckg. 100 Stck.<br>ab 5 Pckg.   | Größe 2 | 4,80<br>4,30   |
| <b>79237</b><br>Pckg. 100 Stck.<br>ab 5 Pckg.   | Größe 3 | 30,00<br>28,50 |
| <b>72475</b><br>Pckg. 1.000 Stck.<br>ab 3 Pckg. | Größe 2 | 30,00<br>28,50 |



### Dowel Pins m. Steckstift ▲

Steckstift aus Speziallegierung. Diese Pins können durch Abwinkeln in jeder Steckrichtung leicht eingebracht werden.

- |   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>79238</b><br>Pckg. 100 Stck.<br>ab 5 Pckg.   | Größe 1 | 6,05<br>5,85   |
| <b>79239</b><br>Pckg. 100 Stck.<br>ab 5 Pckg.   | Größe 2 | 7,55<br>6,95   |
| <b>79240</b><br>Pckg. 100 Stck.<br>ab 5 Pckg.   | Größe 3 | 46,85<br>44,00 |
| <b>72400</b><br>Pckg. 1.000 Stck.<br>ab 3 Pckg. | Größe 2 | 46,85<br>44,00 |



### Magnet System ▲

Das Magnet-System für die Split-Cast-Technik besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus vernickeltem Metall, Haftscheiben mit seitlicher Rändelung oder mit Lappenretentionen. Passend für SAM, Heraeus CL-SCS oder Adesso Split.

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>57658</b><br>Rundmagnete aus Hartferrit, Ø 20x6 mm, axial magnetisiert<br>Pckg. mit 10 Stck.<br>ab 5 Pckg.<br>ab 10 Pckg.             | 4,85<br>4,65<br>4,40    |
| <b>33275</b><br>Magnettöpfe, gedreht, vernickelt<br>Pckg. mit 50 Stck.<br>ab 5 Pckg.<br>ab 10 Pckg.                                      | 39,90<br>34,90<br>31,90 |
| <b>33278</b><br>Haftscheiben, gedreht, mit seitlicher Nut, galvanisch veredelt<br>Pckg. mit 50 Stck.<br>ab 5 Pckg.<br>ab 10 Pckg.        | 35,90<br>30,90<br>28,90 |
| <b>33287</b><br>Haftscheiben, gestanz, mit 4 aufgekanteten Ohren, galvanisch veredelt<br>Pckg. mit 50 Stck.<br>ab 5 Pckg.<br>ab 10 Pckg. | 25,90<br>21,90<br>20,90 |



Stück ab

4,-



### Sockelformer ▲

Der Sockelformer aus elastischem Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle und sorgt für eine saubere und schnelle Modellerstellung. Das Material ist robust und pflegeleicht. Für OK und UK verwendbar. Maße L x B x H: 80 x 62 x 15 mm (klein), 88 x 69 x 15 mm (groß).

- |              |              |                      |
|--------------|--------------|----------------------|
| <b>23867</b> | Form 1 klein | 4,59<br>4,25<br>4,00 |
| <b>23868</b> | Form 1 groß  | 4,59<br>4,25<br>4,00 |

### Sockelformer Splitcast ▲

Sockelformer speziell für die Splitcast-Technik. Aus elastischem Gummi. Robust und pflegeleicht. Für OK und UK lieferbar.

- |              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| <b>23758</b> | OK | 5,19<br>4,80<br>4,55 |
| <b>23759</b> | UK | 5,19<br>4,80<br>4,55 |



Stück ab

4,55




Flasche 75 ml

**9,90**

▼ Prothesenfinish

Dient zum Entfernen von Monomerresten auf prothetischen Arbeiten. Es wertet alle fertig gestellten Arbeiten auf und verleiht dem Objekt einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Zusätzlich wirkt OMNIDENT Prothesenfinish bakterizid und ist dermatologisch getestet.

**19352**  
  
 Flasche 75 ml

9,90



Okklusivspray ▲




Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht. Mit Plexiglas-Spitze.

Dose 75 ml ab

**8,65**

**70270**  


Dose mit 75 ml, grün  
 ab 6 Dosen  
 ab 12 Dosen

 **9,70**  
 **9,15**  
 **8,65**

smile  
price

Eimer 10 kg ab

**71,90**

▼ Silikon Knetmasse Labor

In besonders geschmeidiger Qualität und damit einfacher zu verarbeiten! Kondensationsvernetzendes Silikon mit sehr hoher Endhärte zum zahntechnischen Einsatzzweck (z. B. für Vorbisswäpfe, Ausblockungen oder Fixationen), knetbar, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, hervorragend zu verarbeiten, klebefrei, hitzebeständig. Extrem hohe Shorehärte: 85. Farbe: blau.

**76460**  


Dose 900 ml, 1,6 kg  
 ab 4 Dosen

 **16,90**  
 **14,90**

**76461**  


Eimer 5.500 ml, 10 kg  
 ab 2 Eimer

 **74,90**  
 **71,90**

**76462**  


Härterpaste Labor, 6 Min.  
 Farbe: rot, Tube 35 ml  
 ab 10 Tuben

 **6,90**  
 **6,49**

**116533**  


Omni Tubfix Tubenentleerer

**4,95**

Dose 900 ml ab

**14,90**





Pckg. 100 Stück

**28,90**

### ◀ Bisswälie

Erleichtern Sie Ihre Arbeit durch vorgeformte, den Kieferverhältnissen entsprechende Bisswälie.

**54821**  gelb, weich

**54824**  rot, hart

Pckg. 100 Stück **28,90**

Pckg. 490 g

**17,90**



### ◀ Bissnehmewachs

Erwärmt so zäh wie Bienenwachs, abgekühlt absolut formfest.

**54819**  gelb, weich

**54822**  rot, hart

Pckg. 490 g **17,90**

**54820**  gelb, weich

**54823**  rot, hart

Pckg. 1.850 g **46,90**

# wachstum



Pckg. 500 g ab  
**6,90**



**Modellierwachs** ▼

In Tafeln zu 185 x 83 mm. Rosa. Zähelastisch, nicht schmierend. Nach dem Erwärmen lang knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. SO = Sommerqualität, WI = Winterqualität.

<b>54805</b> [Barcode]	mittel	1,25
<b>54806</b> [Barcode]	SO	1,25
<b>54807</b> [Barcode]	WI	1,25
<b>54808</b> [Barcode]	mittel	1,5
<b>54809</b> [Barcode]	SO	1,5
<b>54810</b> [Barcode]	WI	1,5
Pckg. 500 g		<b>8,49</b>
<b>54811</b> [Barcode]	mittel	1,25
<b>54812</b> [Barcode]	SO	1,25
<b>54813</b> [Barcode]	WI	1,25
<b>54814</b> [Barcode]	mittel	1,5
<b>54815</b> [Barcode]	SO	1,5
<b>54816</b> [Barcode]	WI	1,5
Pckg. 2.500 g		<b>32,49</b>

**Modellierwachs spezial** ▲

In Tafeln zu 185 x 83 x 1,25 mm. Besonders elastisch, kantenfest und rasch erstarrend. Gute Schnitt- und Modellierfähigkeit. Spezialqualität rosa. Sommerqualität.

<b>88345</b> [Barcode]	Pckg. 500 g ab 10 Pckg. ab 50 Pckg.	<b>8,90</b> <b>7,90</b> <b>6,90</b>
<b>37955</b> [Barcode]	Pckg. 2.500 g ab 3 Pckg. ab 5 Pckg.	<b>33,90</b> <b>30,90</b> <b>29,90</b>

Pckg. 250 g ab  
**12,90**



**Wachsdraht** ▲

Geschmeidig und spannungsfrei. Leichtes Anwachsen an das Gussobjekt ohne unbeabsichtigtes Verformen.

Wachsdraht blau, hart		Wachsdraht grün, mittelhart	
<b>54895</b> [Barcode]	2,0 mm	<b>54849</b> [Barcode]	2,0 mm
<b>54896</b> [Barcode]	2,5 mm	<b>54850</b> [Barcode]	2,5 mm
<b>54897</b> [Barcode]	3,0 mm	<b>54851</b> [Barcode]	3,0 mm
<b>54898</b> [Barcode]	3,5 mm	<b>54852</b> [Barcode]	3,5 mm
<b>54899</b> [Barcode]	4,0 mm	<b>54853</b> [Barcode]	4,0 mm
<b>54900</b> [Barcode]	5,0 mm	<b>54854</b> [Barcode]	5,0 mm
Pckg. 250 g ab 5 Pckg.	<b>13,90</b> <b>12,90</b>	Pckg. 250 g ab 5 Pckg.	<b>13,90</b> <b>12,90</b>



Pckg. 500 g  
**8,49**

Stück  
**429,-**



**2**  
Jahre  
Garantie

### ◀ OmniSonic basic

Das OmniSonic basic zeichnet sich durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die 2 Ultraschallwellengeneratoren entwickeln eine erhöhte Reinigungsleistung.

- 3 Liter Ultraschallwanne aus rostfreiem Stahl
- Arbeitszeit mechanisch zwischen 1–30 Minuten einstellbar
- konstante Heizung bei 60° C
- kompakte Abmessungen (256 x 156 x 220 mm)
- Leistung: 250 Watt
- Farbe: weiß, RAL 9002

**120752**  
Stück (ohne Zubehör) **429,00**

### OmniSonic 3D ▶

Mit der Sweep-Mode-Technologie werden permanente Frequenzwechsel generiert. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei einer konstanten Temperatur von 60 °C zur Verfügung.

- 3 Liter Edelstahlwanne
- E-Light Lichtsystem
- kompakte Abmessungen (260 x 220 x 156 mm)
- Leistungsaufnahme: 280 Watt

**120756**  
Stück (ohne Zubehör) **489,00**



einfach  
zu reinigende  
**Oberfläche**

**2**  
Jahre  
Garantie

Stück  
**489,-**

### Zubehör passend für OmniSonic basic / 3D


① **120753**  
Kunststoffdeckel, Stück **24,50**

② **120754**  
Einhängekorb Edelstahl, Stück **42,90**

③ **120755**  
Halter für 2 Becher (Kunststoff), Stück **26,50**

④ **120757**  
Glasbecher 600 ml, Stück **11,90**

⑤ **130427**  
OmniSonic Folientestrahlen, 195 x 195 mm, Stück **14,90**



## Ihre Dental-Union Depots auf einen Blick

OMNIDENT Produkte erhalten Sie exklusiv über die Dental-Union. Europas größtes Zentrallager mit modernster Logistik sorgt für schnellste Bearbeitung Ihrer Aufträge. Bei annähernd 100 Dental-Union Depots in Deutschland und Europa ist auch ein Depot in Ihrer Nähe.

Aktuelle Adressen und die kompletten Kontaktdaten aller Dental-Union Depots finden Sie jederzeit im Netz unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de) oder Sie können einfach den untenstehenden QR-Code.

**ALTSCHUL.**  
GRILL & GRILL



SHOPPING.DENTAL



WOLF+HANSEN  
Dental-Depot



Med-Dent24



Copyright © 2020

OMNIDENT Dental-  
Handelsgesellschaft mbH  
Gutenbergring 5  
D-63110 Rodgau



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

Gültig vom 01.09.2020 bis 31.08.2021

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH.

Zu den Preisen kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelsdepots.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verliert der bisherige OMNIDENT Katalog seine Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibung und Preisen behalten wir uns vor.

- A**
- A-Silikon . . . . . 4, 103
  - Abdrucklöffel . . . . . 10, 11
  - Abdruckdesinfektion . . . . . 23
  - Abformmaterial . . . . . 4 – 9, 103
  - Abriechstein . . . . . 90
  - Absauganlage desinfektion/-reiniger . . . . . 25
  - Absaugkanülen / Absaugkanülen kids . . . . . 45
  - Adapter für Ölspray . . . . . 28
  - Alginate . . . . . 8, 9
  - alkoholfreie Flächendesinfektion . . . . . 17, 22
  - Alustral . . . . . 88
  - Anmischbecher . . . . . 104
  - Anmischblöcke . . . . . 44, 104
  - Anmischspatel . . . . . 9, 76
  - Antifog Mundschutz . . . . . 41
  - Applikationskanülen . . . . . 52, 53
  - Applikatoren . . . . . 42, 44
  - Arterienklemmen . . . . . 74, 77
  - Artikulationspinzette . . . . . 71
  - Ätzel . . . . . 53
  - Aufsteckzahnbürsten . . . . . 67
  - Aufwachsinstrumente . . . . . 76, 77
- B**
- Befestigungszement . . . . . 47, 48
  - Bib Holder . . . . . 33
  - Bissnehmewachs . . . . . 108
  - Bissregistrierung . . . . . 6, 7
  - Bisswalle . . . . . 108
  - Bleaching . . . . . 65
  - Bleach Ronden** . . . . . 87
  - Bodendesinfektion . . . . . 23
  - Bohrerbad . . . . . 23
  - Bohrerreinigungsbürsten . . . . . 89
  - Bondingmaterial . . . . . 51
  - Bowie & Dick Test . . . . . 26
  - Brownies . . . . . 91
  - Bulk Fill / Bulk Fill SDC . . . . . 49
- C**
- C-Silikon . . . . . 5, 107
  - CAD/CAM Rohlinge . . . . . 84 – 87
  - Cera Blast . . . . . 88
  - Chemikalien-Schutzhandschuhe . . . . . 37, 38
  - Colori Instrumente** . . . . . 71
  - Compomer . . . . . 49
  - Composite . . . . . 49, 50
  - Coolpack mini . . . . . 55
  - Coolpack sports . . . . . 55
- D**
- Dappengläser, Dappenbehälter Einweg . . . . . 54
  - Dental Vlies . . . . . 99
  - Derma Pro** . . . . . 40
  - Desinfektionsmittelspender . . . . . 14
  - Desinfektionsplan . . . . . 12
  - Desinfektionstücher . . . . . 16 – 20
  - Desinfektionswanne . . . . . 28
  - Dispenser . . . . . 7
  - Dosierpumpe 5L/10L Kanister . . . . . 15
  - Dowel Pins . . . . . 106
  - Dubliersilikon . . . . . 105
  - Durchlaufsiegelgerät . . . . . 27
  - Dynamischer Mischer . . . . . 4, 46
- E**
- Einmalhandtuch . . . . . 29 – 31
  - Einmalhandtuchspender . . . . . 29, 31
  - Einmal PE Schürze . . . . . 34
  - Einmal-Speichelsauger . . . . . 42
  - Einmalzahnbürsten . . . . . 33
  - Einweg-Patientenumhänge / Spender . . . . . 34
  - Einwegpinsel / mit Griff / Set . . . . . 48
  - Ehrlicke-Löffel . . . . . 10
  - Endo-Instrumente . . . . . 80, 81
  - Erfrischungstücher . . . . . 59
  - Etikettierer / Etiketten P2 . . . . . 27
  - Extraktionszange . . . . . 73
- F**
- Falthandtücher . . . . . 30, 31
  - Feuchttücher . . . . . 17, 18
  - Filter für Absauganlagen . . . . . 25
  - Flächendesinfektion . . . . . 16 – 23
  - Flowables . . . . . 49, 50
  - Flüssighärter . . . . . 5
  - Folienschweißgerät / Rollenhalter . . . . . 27
  - Füllungsmaterial . . . . . 49, 50
- G**
- Geräte . . . . . 27, 29, 69, 110
  - Gips- und Wachsmesser . . . . . 76
  - Gipszange . . . . . 100, 101
  - Gipszange . . . . . 77
  - Glass-Ionomer Zement . . . . . 47
  - Glaswaren . . . . . 54
  - Greenies . . . . . 91
  - Guttaperchaspitzen . . . . . 82
- H**
- Haftvermittler . . . . . 51
  - Halter für IDBH . . . . . 60
  - Handtuchspender . . . . . 29, 31
  - Hartmetallfräser . . . . . 94 – 97
  - Hautfreundliche Handschuhe** . . . . . 40
  - Hautpflege . . . . . 12, 13, 15
  - Haut- und Nagelbalsam . . . . . 12
  - Handschuhe . . . . . 36 – 40
  - Handtücher . . . . . 29 – 31
  - Händedesinfektion / Gel . . . . . 13
  - Händewaschung . . . . . 15
  - HD Ronden . . . . . 85
  - Heatless Steine . . . . . 90
  - Hedströmfeilen . . . . . 80
  - Heidemann-Spatel . . . . . 70
  - Helix-Test / Helix-Test pro . . . . . 26
  - High protect Nitrilhandschuhe . . . . . 38
- I**
- Ice Brush . . . . . 66
  - Indicator Zahnbürsten . . . . . 67
  - Ink Test . . . . . 26
  - Interdentalbürsten . . . . . 60, 61
  - Injektionskanülen . . . . . 56
  - Instrumentendesinfektion . . . . . 24
  - Instrumentenschutzkappen . . . . . 28
  - Interdentalbürstenhalter . . . . . 60
  - Interfold Papierhandtücher . . . . . 30, 31
  - Intraoraltips . . . . . 46
- K**
- Kältekomresse . . . . . 55
  - Kältespray . . . . . 55
  - Kanisterzubehör . . . . . 15
  - Käppchenfolie . . . . . 105
  - Kapsel Aktivator / Kapsel Applikator . . . . . 47
  - K-Bohrer, K-Feilen . . . . . 80, 81
  - Kinderzahnbürsten . . . . . 67, 68
  - Klemmen . . . . . 74, 77
  - Knetmasse Praxis . . . . . 5
  - Knetmasse Labor . . . . . 109
  - Komposit . . . . . 49, 50
  - Kompomer . . . . . 49
  - Kopfschutztaschen . . . . . 34
  - Korrekturmaterial . . . . . 4
  - Kramponzange . . . . . 77
  - Kronentrenner . . . . . 79
  - Kugelstopfer . . . . . 71
  - Küretten** . . . . . 71
- L**
- Labor Einmal PE Schürze . . . . . 34
  - Latexhandschuhe . . . . . 36, 37
  - Le Cron Modellierinstrumente . . . . . 76
  - Löffeladhäsiv . . . . . 5
  - Löffelmaterial . . . . . 98
  - Lötpinzette . . . . . 77
  - Luniatschek . . . . . 75
- M**
- Magnet-System . . . . . 106
  - Mandrelle . . . . . 91
  - Matrizenband . . . . . 53
  - Matrizenspanner . . . . . 53
  - Metal Primer . . . . . 51
  - Minibrush, Minibrush soft / medium . . . . . 57
  - Mischkanülen / Mixing Tips . . . . . 46
  - Modellierwache . . . . . 109
  - Muffelring-Einlagen . . . . . 99
  - Mulltupfer / Mulltupfer steril . . . . . 35
  - Multicut . . . . . 79
  - Multi Ronden . . . . . 86, 87
  - Mundschutz . . . . . 41
  - Mundspiegel, Mundspiegelgriffe . . . . . 72
  - Mundspülbecher . . . . . 43
  - Mundspülbeckenreiniger, -desinfektion . . . . . 15, 25
- N**
- Nadelhalter . . . . . 74
  - Nitril Handschuhe . . . . . 38, 40
  - Normtrayeinlagen . . . . . 32



## O

Oberflächenreiniger	16
Oberflächendesinfektion	16 – 23
Ölsprays, Ölspray-Adapter	28
Okklusionsspray	51, 107
Omni clean and polish /-repair	57
Omnibag Sterilisationsbeutel	27
Omnibiozid / plus	22
Omnibite	6, 7
Omnibrush	42, 44
Omicare	15
OmnICEM SE	48
Omniceram Bulk Fill / Bulk Fill SDC	49
Omniceram évolution /-évolution flow 2.0	50
OmniciTe 2.0, OmniciTe All'N'One	51
Omnicolor	9
<b>Omnicolori</b>	71
Omni Compomer	49
Omniscups PP	43
Omnicut	79
<b>Omniderma Pro</b>	40
Omnidouble, Omnidouble Küvetten	105
Omnidrill	23
omniDYNE	62
Omni-Etch	53
Omnifill C	47
Omnifol Sterilisationsfolie	27
Omnifresh Ultrasoft	33
Omnigloss	78
Omnihand / Omnihand Gel	13
Omni high protect Nitrilhandschuhe	38
Omnimask	41
Omni Minibrush / Minibrush soft / medium	57
Omnipol	91 – 93
Omniprint P / Omniprint P soft	103
Omni ProfiPearls	58 – 59
Omniprotect	33
Omnipur	23
Omniround	78
Omniseal Plus	27
Omnisept / Omnisept Plus	24
Omnisept IMP	23
Omnisil A	4
Omnistar / Omnistar touchless	14
Omnisonic	69, 110
Omnisuc/-Filter, Omnisuc Cleaner	25
Omnisuc W	25
Omnitemp C, Omnitemp C Mischkanülen	47
Omnitemp KB	47
Omni Tip Cover	28
Omnitips	48
Omnitouch	12
Omniwipes, Omniwipes Lemon	16 – 20
Omniwipes Dry, Omniwipes Dry SuperSoft	19
Omniwipes Dry Velours	20
Omniwipes wet & easy / plus	17
Omniwipes wet	17, 18
Omni-Z Einmalhandtücher	29 – 31
Omnizid / fleur	20, 21
Omnizid 35	21
One4All Ronden	87
OraCare Mundspüllösung	64
Orange Cleaner	15
Oshibori	59

## P

P2 Etikettierer / Etiketten	27
Papierhandtücher	29 – 31
Papierspitzen	83
Parodontalsonde	70
Pastenhärter	5, 107
Pastekanülen	52, 53
Patientenumhänge / Patientenservietten	33, 34
PE Einmal Schürze	34
Permanenter Befestigungszement	48
Personenschutzhandschuhe	37, 38
Pinselbürsten	88
Pinzetten	71, 75, 77
PL Tips	52
Planstopfer	70
Platzhalterfolie	105
Polierbürsten	57, 88, 89
Polierer f. Hand- u. Winkelstücke	91 – 93
Polierer – Komposit	78, 91
Polierkelche	57
Polierpasten	57
ProfiCups / medium	57
ProfiCleaner Surface/Sanitary	16
<b>ProfiPearls</b>	58 – 59
Prophylaxepaste	57
Prophylaxepulver	58, 59
Prothesenbürste	66
Prothesenfinish	107
Provisorische Versorgung	47
Provisorischer Zement	47
Prov. Kronen- und Brückenmaterial	47
Putty Omnisil A	4

## R

Radbürsten	88
Raspatorium	75
Rollenspender	29
Ronden	84 – 87
Rosa Pearl Nitrilhandschuhe	39
Rosenbohrer	78

## S

Safetec Untersuchungshandschuhe	37
Salivasept / Saliva Nanosept	15
Sanitärreiniger	16
<b>Scaler</b>	71
Schaumstoffeinsätze Endo	83
Schaumstoffpellets	35, 56
Scheren	74
Schienen Dosen	63
Schleifkörperprogramm	90 – 97
Schutzkappen für Instrumente	28
Schwebetischauflagen	32
Seal Test	26
Seifenspender	14
Sekundenkleber	104
Sensitiv Handschuhe	37
Sensorspender	14, 29
Select Handschuhe	37
Servietten / Serviettenhalter	32, 33
Serviettenkettchen	72
Siegelgerät	27
Silikon Knetmasse	5, 107
Skalpellhalter	75
smile Ronden	86
Sockelformer	106
Soft Vinyl- / Soft Nitril Handschuhe	38 – 40
Spatel	9, 70
Speibeckenreiniger	15, 25
Speichelsauger	42, 45
Spezial Schleifsteine	90
Sprühdesinfektion	20 – 22
Steri Rollenhalter	27
Sterile Mulltupfer	35
Sterilisationsfolie / -beutel	27
Strahlmittel	88

## T

Tamponadenstopfer	77
Tasterzirkel	76
Teleskopzange	77
Tintentest	26
Tip Cover	28
Tray Cleaner	102
Tray Papier	32
Trockentücher	19, 20
T-Ölspray	28

## U

Ultra Orange	15
UltragrIP Handschuhe	36
Ultraschall Reinigungsgerät	69, 110
Universal Ölspray	28
Untersuchungshandschuhe	36 – 40

## V

Vinyl Soft Untersuchungshandschuhe	36
Violet Pearl Nitrilhandschuhe	39
Vollviruzide Desinfektion	17, 22, 24

## W

Wachsdraht	109
Wandspender	14, 29, 31
Wash Test	26
Wattekügelchen	35, 55
Watterollen	44
White smile	65
WHO-Sonde	70
Wischdesinfektion	16 – 18, 20 – 25
Woll- und Nesselschwabbeln	89
Wurzelheber	75
Wurzelkanalinstrumente	80, 81

## Z

Z-CAD CAM Rohlinge	84 – 87
Zahnbürsten	33, 66–68
Zahnfleischscheren	74
Zahnpasta	62
Zahnputzsets Kids	67
Zahnseide	65
Zahnspangenboxen	62
Zahnreinigung	58 – 68
Zahnsonden	71
Zahnwatterollen	44
Zahnzangen	73
Zangen	73, 77
Zellstofftupfer	35
Zelltuchservietten	32
Zementspatel	70
Zirkon Ronden	84 – 87
Zylinder-Ampullen-Spritze	56

↑ 24 tagesaktuell

mit Depot-  
Direkt-Links

Der  
**OMNIDENT**  
Online-  
Katalog



**Web  
and.  
Win**

Das komplette  
**OMNIDENT**  
Lieferprogramm

[www.omnident.de](http://www.omnident.de)

24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 111