

# DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW SSĄCYCH



## OMNISUC

Stosowanie: 1 do 2 razy dziennie



## OMNISUC W

Stosowanie: 1 do 2 razy w tygodniu



## OMNISUC

Stosowanie: 1 do 2 razy dziennie

Wysoko skuteczny i wydajny alkaliczny koncentrat do codziennego czyszczenia i dezynfekcji systemów ssących i separatorów amalgamatu w gabinecie dentystycznym. Nie zawiera aldehydu i nie pieni się. Rozpuszcza trudne do usunięcia osady. Spektrum działania środka dezynfekcyjnego obejmuje bakterie, prątki gruźlicy, grzyby drożdżopodobne, w ograniczonym stopniu wirusy (bezoścawkowe adenowirusy, HBV, HCV i HIV). Dodatkowo zalecane jest cotygodniowe stosowanie preparatu czyszczącego Omnisuc W.

2,5 l w butelce ułatwiającej wylewanie z nakrętką/dozownikiem.

Użycie / dozowanie:

2% - 5 minut (np. 50 ml koncentratu <połowa nakrętki> na 2,5 l wody)

3% - 2 minuty

## OMNISUC W

Stosowanie: 1 do 2 razy w tygodniu

Niskopieniący, kwaśny koncentrat zawierający rozpuszczalnik białka do czyszczenia systemów ssących w gabinecie dentystycznym. Usuwa uciążliwe osady wapna, neutralizuje pozostałości biofilmu i pozostałości po piaskach/preparatach profilaktycznych. Omnisuc W jest uzupełnieniem codziennej dezynfekcji alkalicznym preparatem Omnisuc.

2,5 l w butelce ułatwiającej wylewanie z nakrętką/dozownikiem.

Użycie / dozowanie:

5% - 30 minut (np. 50 ml koncentratu <połowa nakrętki> na 1 l wody)

Kupując **Omnisuc 2,5 l**  
otrzymasz **Omnisuc W 1,5 l** za 1 zł\*

\*promocja ważna do wyczerpania zapasów

